

- Completați câmpurile **Număr de referință**, **ID pacient** sau **ID analizor** pe ecranul **Identificare pacient** și solicitați datele pacientului.
- Completați câmpul **Departament pacient** din ecranul **Identificare pacient**, căutați, găsiți și solicitați datele pacientului.

**NOTIFICARE:** Pentru a utiliza această opțiune, este necesar să activați căutarea pacienților.

## S26

### Configurarea cererilor automate pentru datele despre pacienți

#### Condiții prealabile

- Este configurată o conexiune la sistemul LIS/HIS sau AQUIRE/RADIANCE din care trebuie să fie solicitate datele despre pacient

1. Atingeți **Meniu > Opțiuni > Configurare > Configurare generală > Comunicații > Solicitare automată de date**.
2. Selectați conexiunea la sistemul din care trebuie să fie cerute datele despre pacient.
3. În cadranul **Solicitare informații demografice pacient**, selectați butonul de validare pentru câmpul de date de pe ecranul **Identificare pacient** care, atunci când este completat, va solicita automat din sistem datele pacienților.

**NOTIFICARE:** Puteți selecta mai multe butoane de validare, însă Radiometer recomandă selectarea unui singur buton.

4. Atingeți butonul **Închidere**.

## S26

### Configurarea transmiterii automate a datelor către un sistem

#### Condiții prealabile

- Este configurată o conexiune la sistemul LIS/HIS și/sau AQUIRE/RADIANCE către care urmează a fi trimise datele.

1. Apăsați pe **Meniu > Opțiuni > Configurare > Configurare generală > Comunicații > Transmitere date automată**.
2. Selectați numele conexiunii.
3. Selectați butoanele de validare pentru datele care trebuie să fie trimise automat.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare sistem către care doriți să transmiteți date.
5. Apăsați pe butonul **Închidere**.

## S26

### Activarea solicitării manuale a datelor pacienților cu ajutorul funcției Căutare pacient

#### Condiții prealabile

- Dacă datele vor fi solicitate de la un sistem LIS/HIS sau AQUIRE/RADIANCE, este necesară configurarea unei conexiuni cu sistemul respectiv
- Elementul **Raport pacient** selectat conține câmpul **Departament (Pac.)**

Datele pacientului pot fi solicitate din baza de date a analizorului sau dintr-un sistem LIS/HIS sau AQUIRE/RADIANCE conectat.

Această procedură permite operatorilor să solicite manual date despre pacienți, prin intermediul unui buton **Căutare pacient**, după ce au completat câmpul **Departament (pac.)** al ecranului **Identificare pacient**.

1. Apăsați pe **Meniu > Opțiuni > Configurare > Configurare generală > Comunicații > Configurare căutare pacient**.
2. Selectați numele conexiunii.