

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ, ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ПО СЕЛЬДИНГЕРУ

115 АРТЕРИАЛЬНЫЙ LEADER-CATH

20/180

Катетер для артериального пунктирования (по Сельдингеру).

Прозрачный артериальный катетер (радиальный, плечевой, бедренный и т.д.) с рентгеноконтрастными линиями, вводимый по методу Сельдингера. Данный метод облегчает артериальную пункцию, в частности, у пациентов-гипотоников со слабым периферическим пульсом, а также в случаях, когда артерии сужены или с атеросклеротическими изменениями.

Павильон катетера оснащен крылышками, обеспечивающими его фиксацию к коже, и манжетой, препятствующей скручиванию.

Поставляется в жесткой блистерной упаковке:

- 1 прозрачный (ПЭ) катетер XRO
- 1 проводниковая игла-интродьюсер
- 1 прямой проводник



Артериальный катетер Leader-Cath

Код	Полиэтиленовый катетер				Прямой проводник		Игла		
	Внутр. Φ -наруж. Φ , мм	G	Ft	Длина, см	Наруж. Φ , мм	Длина, см	Внутр. Φ -наруж. Φ , мм	G	Длина, мм
115.092	0.6 - 0.9	20	3	2	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.094	0.6 - 0.9	20	3	4	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.096	0.6 - 0.9	20	3	6	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.090	0.6 - 0.9	20	3	8	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.118	0.8 - 1.2	18	4	8	0.71	30	0.8 - 1.1	19	54
115.11	0.8 - 1.2	18	4	10	0.71	30	0.8 - 1.1	19	54
115.12*	0.8 - 1.2	18	4	18	0.71	46	0.8 - 1.1	19	54
115.15*	1.0 - 1.5	17	4.5	18	0.9	46	1.1 - 1.4	17	70
115.17*	1.2 - 1.7	16	5	18	1.1	46	1.4 - 1.7	16	70

*Упаковка: презентационный набор включает проводниковую иглу, катетер, прямой проволоочный проводник, расширительную трубку с 3-ходовым краном, шприц. Коробка/ящик: 5/45.

Leader-Cath с кодами 115.12/15/17 может использоваться также для венозного доступа (яремного, подключичного).

5115 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ АРТЕРИАЛЬНЫЙ LEADER-CATH

20/180

Катетер Сельдингера для артериального пунктирования (по Сельдингеру)

Продукт, аналогичный Leader-Cath (см.выше), но с полиуретановым катетером.

Поставляется в жесткой блистерной упаковке:

- 1 прозрачный (PUR) катетер XRO с проволоочным проводником для кодов 5115.094/096/098
- 1 игла-интродьюсер
- 1 прямой проволоочный проводник.

Код	Полиуретановый катетер				Прямой проводник		Игла		
	Внутр. Φ -наруж. Φ , мм	G	Ft	Длина, см	Наруж. Φ , мм	Длина, см	Внутр. Φ -наруж. Φ , мм	G	Длина, мм
5115.094	0.6 - 1.0	20	3	4	0.46	20	0.6 - 0.9	20	38
5115.096	0.6 - 1.0	20	3	6	0.46	20	0.6 - 0.9	20	38
5115.098	0.6 - 1.0	20	3	8	0.46	20	0.6 - 0.9	20	38
5115.116	0.8 - 1.3	18	4	6	0.64	30	0.8 - 1.1	19	54
5115.118	0.8 - 1.3	18	4	8	0.64	30	0.8 - 1.1	19	54
5115.112	0.8 - 1.3	18	4	12	0.64	30	0.8 - 1.1	19	54