

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocde-b3wdp1-MD-1690803950281
<b>Obiectul achiziției:</b> Materiale stomatologice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 5</b> Material radioopac pentru obturația definitivă de canal Endofil sau echivalent	Endofill w/dexam. (15g+15g) , PD	Elvetia	PD	Material radioopac pentru obturația definitivă de canal cu proprietăți antiseptice și anti- inflamatorii. Compoziție iodură de timol praf 22,5%, polioximetilen 2,2%, acetat de hidrocortizon 1,0%, acetat de dexametazonă 0,01%, excipient 100%. Pulbere 15 gr + lichid 10 ml	Endofill (Endofill) - pasta radioopaca cu dexametazona pentru obturarea permanenta a canalelor radiculare. COMPUS Pudra: acetat de dexametazonă (0,01%), acetat de hidrocortizon (1,0%), polioximetilen (2,2%), iodură de timol (22,5%), umplutură (până la 100%). Lichid: eugenol. PACHET Set: 15 g pulbere + 15 ml lichid	Certificat CE
<b>Lotul nr. 9</b> Masă aprentantă Tropicalgin sau echivalent	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Alginate cromatic cu priză rapidă. Timp de priză 2'35". Alginate cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid.	Alginate cromatic cu priză rapidă Indicații: Indepartarea protezelor Modele de studiu Amprentarea protezelor Caracteristici: Timp de lucru și fixare rapidă	Certificat CE

				Tixotropice. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masa omogenă; material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Ambalaj de 453 g.	Tixotropice Aroma de mango Fără praf Avantaje: Absoarbe apa rapid Mixare ușoară Masa omogenă netedă și suprafața compactă Mixare simplă și rapidă fără bule	
<b>Lotul nr. 12</b> Material bactericid pentru umplerea și tratarea canalelor radiculare - Abscess Remedy sau echivalent	Abscess Remedy w/dexam. (15+15ml), PD	Elvetia	PD	Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Compoziția: paraformaldehidă, ulei de scorțișoară, umplutură de până la 100%. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid	Abscess Remedy este un preparat radioopac (pulbere și lichid) care are efect bactericid și antiseptic. Material pentru dezinfectarea canalelor radiculare. Kit. 2 sticle: 15 g pulbere + 15 ml lichid Compus. Pulbere: paraformaldehidă (1,1%), material de umplutură radioopac (până la 100%). Lichid: formaldehidă (40% vol. - 43,8%), creozot de fag (9,2%), timol (4,9%), umplutură (până la 100%).	Certificat CE
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director  
Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Ghiocilor, 1