


PDOx

Polidioxanonă, fir monofilament, resorbabil
Polydioxanone suture, monofilament, absorbable



Material <i>Material</i>	Sutură din polidioxanonă <i>Suture made of polydioxanone</i>
Structură <i>Structure</i>	Monofilament <i>Monofilament</i>
Acoperire <i>Coating</i>	-
Dimensiuni disponibile (USP) <i>Available Sizes(USP)</i>	Vezi paginile următoare. <i>See next pages.</i>
Indicații <i>Indications</i>	Indicat a fi utilizat în sutura și/sau ligatura țesuturilor moi, în chirurgia generală dar nu pentru folosirea în țesutul cardiovascular la adulți, în microchirurgie și neurochirurgie. <i>Indicated to be used for suturing and/or ligation of soft tissues in general surgery but not for use in adult cardiovascular tissue, microsurgery and neurosurgery.</i>
Rezistența la tracțiune <i>Tensile strength</i>	Rezistența la rupere este de aproximativ 60% din rezistența inițială după 28 zile la 37°C. <i>Preserves more than 60% of the initial tensile strength after 28 days at 37°C</i>
Resorbție <i>Absorption</i>	Lent resorbabil Absorbția completă are loc între 180 și 220 zile post implantare. <i>Slowly Absorbable</i> <i>Completely between 180 and 220 days post implantation</i>
Proprietăți <i>Properties</i>	Fir sintetic care își păstrează proprietățile indiferent de starea țesuturilor, cu reacție tisulară minimă. Resorbția se realizează prin hidroliză. Timpul de resorbție este constant indiferent de țesut sau de dimensiunea firului. Cu pasaj fin și atraumatic prin țesuturi, datorită structurii monofilamentare. <i>Synthetic suture which preserves its properties regardless of tissue condition, having a minimal tissular reaction.</i> <i>Absorption is done by hydrolysis. The absorption time is constant regardless of the tissue or of the suture's size.</i> <i>Smooth and atraumatic passage through the tissues, due to its monofilament structure.</i>
Caracteristici <i>Features</i>	Culoare: Vezi paginile următoare Sterilizat cu EO Disponibil cu sau fără ac atașat Diferite grosimi și lungimi <i>Colour: See next pages</i> <i>EO sterilized</i> <i>Available with or without needle</i> <i>Various suture sizes and lengths</i>

SUTURĂ CHIRURGICALĂ FĂRĂ AC

SURGICAL SUTURES WITHOUT NEEDLE

DESCRIERE AC Needle Description	CARACTERISTICI FIR Thread Characteristics				MODALITATE DE AMBALARE Packaging		COD Code
	USP	EP	LUNGIME Length (cm)	CULOARE Colour	NR. DE SUTURI/ PLIC No. of Threads/ Pouch	NR. DE PLICURI/ CUTIE No. of Packs / Box	
	2	5	150	violet	1	12	BX215

SUTURĂ CHIRURGICALĂ CU AC

SURGICAL SUTURES WITH NEEDLE

TAPER POINT

DESCRIERE AC Needle Description	CARACTERISTICI FIR Thread Characteristics				MODALITATE DE AMBALARE Packaging		COD Code
	USP	EP	LUNGIME Length (cm)	CULOARE Colour	NR. DE SUTURI/ PLIC No. of Threads/ Pouch	NR. DE PLICURI/ CUTIE No. of Packs / Box	
Ac 12.7 mm rotund 1/2 cerc Needle 12.7 mm round 1/2 circle 	6/0	0.7	75	violet	1	12	BX225
Ac 15 mm rotund 1/2 cerc Needle 15 mm round 1/2 circle 	5/0	1	75	violet	1	12	BX221
	5/0	1	90	violet	1	12	BX200-1
2 ace 15 mm rotund 1/2 cerc 2 needles 15 mm round 1/2 circle 	5/0	1	90	violet	1	12	BX200
Ac 17.5 mm rotund 1/2 cerc Needle 17.5 mm round 1/2 circle 	4/0	1.5	75	violet	1	12	BX242
	3/0	2	70	violet	1	12	BX244

Polidioxanonă, fir monofilament, resorbabil

Polydioxanone suture, monofilament, absorbable

SUTURĂ CHIRURGICALĂ CU AC

SURGICAL SUTURES WITH NEEDLE

TAPER POINT

DESCRIERE AC <i>Needle Description</i>	CARACTERISTICI FIR <i>Thread Characteristics</i>				MODALITATE DE AMBALARE <i>Packaging</i>		COD <i>Code</i>
	USP	EP	LUNGIME <i>Length</i> (cm)	CULOARE <i>Colour</i>	NR. DE SUTURI/ PLIC <i>No. of Threads/ Pouch</i>	NR. DE PLICURI/ CUTIE <i>No. of Packs/Box</i>	
Ac 20 mm rotund 1/2 cerc <i>Needle 20 mm round 1/2 circle</i> 	4/0	1.5	75	violet	1	12	BX219
	4/0	1.5	90	violet	1	12	BX201-1
	3/0	2	75	violet	1	12	BX2021
2 ace 20 mm rotund 1/2 cerc <i>2 needles 20 mm round 1/2 circle</i> 	4/0	1.5	90	violet	1	12	BX201
Ac 22.2 mm rotund 1/2 cerc <i>Needle 22.2 mm round 1/2 circle</i> 	3/0	2	75	violet	1	12	BX243
Ac 26.2 mm rotund 1/2 cerc <i>Needle 26.2 mm round 1/2 circle</i> 	4/0	1.5	75	violet	1	12	BX226
	3/0	2	75	violet	1	12	BX220
	2/0	3	70	violet	1	12	BX222
	2/0	3	75	violet	1	12	BX2002
	2/0	3	90	violet	1	12	BX218