

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <b>21036795</b>							Data: <b>15 martie 2021</b>	Alternativa nr: ----		
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Dezinfectanți</b>							Loturile: <b>1, 2</b>	Pagina: 1		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standard de referință
1			2	3	4	5	6	7		8
2 4 4 5 5 0 0 0 - 8	1.	Dezinfectant pentru mașina de spălat instrumentarului	Soluție pentru spălare, curățire și dezinfecție a instrumentarului în mașina de spălat. <b>GETINGE WD 15</b> Compatibil cu mașina de spălat, dezinfectant instrumente.	MEtherm 50	Germania	Melag	Ambalaj din plastic a câte 5 litri (6 ambalaje a câte 5 litri)	Ambalaj din plastic a câte 5 litri-7 ambalaje. Total 30 litri. Soluție pentru spălare, curățire și dezinfecție a instrumentarului în mașina de spălat. <b>GETINGE WD 15</b> Compatibil cu mașina de spălat, dezinfectant instrumente. Produs compatibil cu mașinile Getinge.		Aviz sanitar,  ISO,  CE
			Soluție curățire și clătire a instrumentarului în mașina de spălat. <b>GETINGE WD 15</b> Compatibil cu mașina de spălat, dezinfectant instrumente.	MEtherm 61	Germania	Melag	Ambalaj din plastic a câte 5 litri (7 ambalaje a câte 5 litri)	Ambalaj din plastic a câte 940 ml. Total 35 ambalaje. Soluție curățire și clătire a instrumentarului în mașina de spălat. <b>GETINGE WD 15</b> Compatibil cu mașina de spălat, dezinfectant instrumente. Produs compatibil cu mașinile Getinge.		
	2.	Dezinfectant pentru mașina de spălat instrumentarului	Dezinfectant (parf liber de alideghide) pentru curățire și dezinfecție a instrumentarului în mașina de spălat instrumentar medical compatibil <b>Melag</b>	Neodisher MA	Italia	Dr.Weigert	Ambalaj din plastic a câte 850g.(Set a câte 6 cutii).5 set.x 6 cutii	Ambalaj din plastic câte 1 kg. În total 30 kg. Dezinfectant (parf liber de alideghide) pentru curățire și dezinfecție a instrumentarului în mașina de spălat instrumentar medical compatibil <b>Melag</b> Produs compatibil cu mașinile Melag.		
			Soluție de purificare și neutralizare au conținut de Acid citric 10% după curățare și dezinfecție a instrumentarului în mașinile de spălat <b>Melag</b> .	MEtherm 56 Neutralizer P	Germania	Melag	Flacon din plastic a câte 1 litru. (Set a câte 6 cutii) 6 setx 6	Ambalaj din plastic a câte 5 litri. În total 35 litri. Soluție de purificare și neutralizare au conținut de Acid citric 10% după curățare și dezinfecție a instrumentarului în mașinile de spălat <b>Melag</b> . Produsul original marca Melag.		

Semnat electronic

Numele : **Moldoveanu Ruxanda**

În calitate de: **Manager vânzări**

Ofertantul: **POLISANO PRIM SRL**

Adresa juridică: **or.Codru, str.Costiujeni 6/2**

Adresa poștală: **mun. Chisinau, str. Testemițanu 3/18**

Data: „ **10**” martie 2021

MD-2019  
 Republica Moldova  
 mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18  
 email: [directorcomercial@polisanoprim.md](mailto:directorcomercial@polisanoprim.md)  
 tel/fax: +373 28 57 99