

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21371648, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1740494664064 din ”25” februarie 2025
Obiectul achiziției:	Consumabile pentru aparatul microbiologic VITEC 2 Compact

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Consumabile pentru aparatul microbiologic VITEC 2 Compact								
1.	33100000-1	Card pentru identificarea germenilor Gram-negativ GN (21341)	VITEK® 2 GN, 21341	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 GN. Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 21341	CE, ISO
2.		Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST-N438 (424499)	VITEK® 2 AST-N438, 424499	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 AST-N438. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 424499	CE, ISO
3.		Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST-XN26 (413083)	VITEK® 2 XN26, 424500	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 AST-XN26. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 424500	CE, ISO
4.		Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- GN75 (413432)	VITEK® 2 AST-GN75, 413432	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 AST-GN75. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 413432	CE, ISO
5.		Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- N437 (424498)	VITEK® 2 AST-N437, 424498	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 AST-N437. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 424498	CE, ISO
6.		Card pentru identificarea germenilor Gram pozitiv GP (21342)	VITEK® 2 GP, 21342	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 GP. Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 21342	CE, ISO

7.	Card pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive (Stafilococ, Enterococ și S.agalactiae), AST-P592 (22287)	VITEK® 2 AST-P592, 22287	SUA	bioMérieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , și <i>S. agalactiae</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 22287	CE, ISO
8.	Cărd pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive (Candida) AST-YS08 (420739)	VITEK® 2 AST-YS08, 420739	SUA	bioMérieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc = card. Ref.: 420739	CE, ISO
9.	Card pentru testarea sensibilității Streptococcus AST-ST03 (421040)	VITEK® 2 AST-ST03, 421040	SUA	bioMérieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus beta-hemolitic</i> și <i>Viridans Streptococcus</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 421040	CE, ISO
10.	Soluție salină (V1204)	Saline Solution, V1204	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitec 2 Compact	Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea <i>in vitro</i> . NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact. Flacon de plastic 500 ml. Împachetare: 3 fl./cutie. Ref.: V1204.	ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1