



Центральная станция UNET-S и удаленный мониторинг UniViewer

Непрерывный мониторинг пациента на всех этапах терапии

- ◆ Подключение до 32-х мониторов
- ◆ Тренды в графическом и табличном виде
- ◆ Запись волновых кривых (до 72 часов)
- ◆ Управление любым монитором в сети
- ◆ Сохранение записанных данных с монитора
- ◆ Передача данных в МИС
- ◆ UniViewer — удаленный просмотр данных мониторинга

Центральная станция UNET-S

Непрерывный мониторинг пациента на всех этапах терапии



Центральная станция UNET-S —

это мощный компьютер с одним или двумя цветными дисплеями, с акустической системой звукового предупреждения и принтером.

Основная цель центральной станции — обеспечить приём, анализ, визуализацию и документирование в реальном времени информации о состоянии пациентов, поступающей от мониторов пациента УМ 300-S.

Параметры

Количество дисплеев	1 или 2
Диагональ экрана	от 21 дюйма
Разрешение экрана	от 1289 x 1024
Приём данных	от 1 до 32 мониторов
Минимальное отображение	2 кривые + 4 числовых параметра
Наличие режима «Заморозка»	да
Детальное отображение	12 кривых + все числовые параметры
Сигнализация	звуковая и визуальная
Удалённое управление	НИАД

Обработка информации

Распознавание	20 видов аритмий с внесением 20 секундных эпизодов в БД
Автоматический анализ	нарушений ритма, смещений ST сегмента, вариабельность сердечного ритма,

База данных

Карточки пациентов	без ограничения количества
Запись в БД кривых ЭКГ	на выбор врача: от 10 сек до 72 часов
Беспрерывная запись кривых	до 72 часов для каждого монитора
Автоматическая запись тревог	не меньше 1000 для каждого монитора
Наличие возможности формирования архива карточек пациентов	да
Сохранение трендов монитора	последние 72 часа

Печать

Тип принтера	струйный, лазерный, цветной на выбор
Авто-печать	20 секунд 2-х ЭКГ кривых при срабатывании тревоги

Центральная станция оснащена диагностическими программными модулями, что позволяет не только проводить непрерывный контроль над состоянием пациента, но и оценивать эффективность и оптимальность проводимых мероприятий, что выводит лечебный процесс на качественно новый уровень.

Удаленный мониторинг UniViewer

Данные пациента всегда там,
где они необходимы



UniViewer — современное решение для удаленного просмотра данных мониторинга. Обеспечивает доступ к информации, получаемой от мониторов пациента в реальном времени непосредственно со смартфона или планшета при подключении к Центральной станции UNET-S.

- Числовые и графические данные.
- Просмотр информации на любом устройстве, используя браузер.
- Авторизация пользователей и безопасность данных.

Возможности программного модуля UniViewer

- ◆ Удаленный контроль состояния пациентов в режиме реального времени с помощью любого браузера через интернет.
- ◆ Работа может производиться как с помощью стандартного ПК или Mac, так и планшета или смартфона.
- ◆ Быстрая проверка состояния больного вне палаты пациента или даже вне здания больницы, — в любом месте, где доступен мобильный интернет.
- ◆ Удаленный просмотр всех трендов, сохраненных в мониторе пациента и центральной станции, для оценки динамики состояния пациента.
- ◆ Отображение в реальном времени всех:
 - мониторируемых кривых,
 - числовых параметров,
 - сигналов тревоги.

Отображение

Список доступных пациентов;


Данные по мониторингу пациента

Кривые и числовые значения в реальном времени;


Сигналы тревог на электронную почту;

Данные карты пациента;

Сохранение трендов монитора



Находим лучший способ помочь вам!



Быть внимательным к состоянию оборудования для нас так же важно, как забота о пациентах.

Мы предоставляем полный комплекс сервисных услуг для поддержания работоспособности медицинской техники.

На месте установки оборудование обслуживают как специалисты «ЮТАС», так и сервисные инженеры компаний, входящих в нашу партнерскую сеть по всему миру.

Мы — рядом!



Обращаясь в Компанию «ЮТАС», вы связываетесь напрямую с нужным вам специалистом: экспертом в технической настройке оборудования, сервисным инженером, менеджером по продаже или врачом, консультирующим по вопросам практического использования мониторов.

После поставки и настройки оборудования наши специалисты проводят профессиональное обучение, а также оказывают всю необходимую поддержку.

Чтобы найти решения даже в самых сложных ситуациях, мы сотрудничаем с ведущими клиническими центрами в 30-ти странах мира.



CE 2409



ISO 13485

UTAS Rev.1.3. / 03-2023 RU

U can save the life®

Производитель

UTAS Technologies s.r.o.

ул. Ставительска, 1
83104 Братислава, Словакия

тел.: +421 220 620 001
+421 220 620 002
email: info@utastech.eu
www.utastech.eu

Авторизированный представитель в Украине

ООО «Компания «ЮТАС»

ул. Марии Капнист 2-А,
Киев, 03057, Украина

тел.: + 380 44 456 42 29
факс: + 380 44 456 93 92
email: info@utasco.com
www.utasco.com