

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680165422043/21076982.						
Obiectul de achiziție: Dezinfectanți și detergenți pentru endoscoape.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1.//Detergent și dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapele r	Thermosept XTRA	Germania	Schulke& Mayr	<p>Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat ETD-4 din proiectul JICA) (ambalaj ≤5 litri).</p> <p>1. confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia</p> <p>2. fișa tehnică de securitate a produsului chimic – copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a participantului</p> <p>3. instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului</p> <p>4. Cerințe tehnice: - produs concentrat lichid - < 5 % nonionic surfactanti,</p>	<p>Agent de curățare de înaltă performanță ușor alcalin pentru reprocesarea automată a dispozitivelor medicale. pH >10 în soluția de curățare - reducerea riscului în cazul vCJK conform recomandării RKI german (Institutul Robert-Koch).</p> <p>Compoziție: Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 648/2004: 5 - 15 % surfactanți anionici, < 5 % tensioactivi neionici, < 5 % policarboxilat, enzime. Alte ingrediente: solubilizator, inhibitori de coroziune. Volum-5L</p> <p><input type="checkbox"/> performanțe excelente de curățare obținute prin combinația sinergică de substanțe active ale enzimelor și agenților tensioactivi</p> <p><input type="checkbox"/> formular cu spumă scăzută</p> <p><input type="checkbox"/> compatibilitate optimizată a materialelor, potrivită și pentru aluminiu anodizat</p> <p><input type="checkbox"/> eficiență economică ridicată datorită concentrației scăzute de lucru</p>	CE/ISO

				<p>- < 5 % anionic surfactanti, - < 5 % NTA - enzime - inhibitori de coroziune - dizolvanti - agenti de complexare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani.</p> <p>De prezentat la livrare Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat, confirmate prin ștampila și semnătura agentului economic. Prospecte, catalog, documente tehnice pentru produs pe suport de hârtie, confirmat prin semnătura electronică. De indicat codul produsului, conform catalogul. codul produsului, conform catalogul.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)</p>	<p><input type="checkbox"/> pH >10 în soluția de curățare - reducerea riscului în cazul vCJK conform recomandării RKI german (Institutul Robert-Koch)</p> <p><input type="checkbox"/> fara silicati</p>	
	Thermosept ED	Germania	Schulke& Mayr	<p>Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale, compatibil cu aparatul de procesare ETD -4, din proiectul JICA, recomandat de Manualul de exploatare și corespunde CE și cerințelor producătorului de mașini (ambalaj ≤ 5 litri) . 1. litri soluție de lucru (diluant) 2. acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă, sporicidă 3. confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi</p>	<p>Componenta dezinfectanta pentru reprocessarea chimio-termica a endoscoapelor flexibile si a dispozitivelor medicale.</p> <p>-Bactericid EN13727, EN14561 -Micobactericid EN14348, EN14563 -Fungicide EN13624, EN14562 -Virucid EN14476 -Sporicid conform DIN EN ISO 15883-4</p> <p>Concentrație 1%-5 min la 55 grade</p>	CE/ ISO

			<p>nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia 4. fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a participantului 5. instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului 6. Cerințe tehnice: - ambalajă: ≤ 5 litri - pe bază de glutaraldehydă - produs lichid - inhibitori de coraziune - dizolvanți - agenți de complexare - termen de valabilitate ≥ 2 ani De prezentat la livrare Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat, confirmate prin ștampila și semnătura agentului economic. Prospecte, catalog, documente tehnice pentru produs pe suport de hârtie, confirmat prin ștampilă și semnătură. De indicat codul produsului, conform catalogul. codul produsului, conform catalogul. * Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale * Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>Compoziție: 100 g soluție conține următoarele substanțe active: 20 g Glutaraldehydă. Alte ingrediente: inhibitori de coraziune, solubilizanți, agenți de complexare. !!! thermosept® ED is suitable for use in AER and WD of all leading manufacturers including Belimed, BHT, Getinge, Miele, Olympus, Steelco, Steris and Wassenburg. Volum-5L</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **GHEREG Victor**

În calitate de: **Director.**

Ofertantul: **"Endo-Chirurgie" SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680165422043/21076982.										
Obiectul de achiziție: Dezinfectanți și detergenți pentru endoscoape.										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pre stare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Detergent Thermosept XTRA	litri	200	385	462	77000	92400			
	Dezinfectant Thermosept ED	litri	200	311,112	336	62 222,4	67200			
TOTAL						139 222.40	159 600.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **GHEREG Victor** În calitate de: **Director.**

Ofertantul: **”Endo-Chirurgie” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.**