


Инструменты для лакримальной хирургии

Лакримальная канюля


Изогнутая канюля для зондирования и промывания слезного протока. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
✓ 581615	0,80 x 35 мм (21G x 1 3/8 дюйма)

Лакримальная канюля

Прямая, длина - 13 мм. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585068	0,50 x 13 мм (25G x 1/2 дюйма)

Лакримальная канюля

Для ирригации слезных точек или слезного протока. 5 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585016	Шрифт 1,1 x 20 мм (19G x 3/4 дюйма), прикрепленный к гибкой канюле 0,60 x 12 мм (23G x 1/2 дюйма)

Лакримальный трепан**Лакримальный трепан [Sisler]**

Сверхострый микротрепан предназначен для трепанации канальцев вращательными движениями при нарушении их проходимости, а также для биопсии конъюнктивы или склеры. Предусмотренной длины достаточно для проникновения в нормальный слезный канал. Круглый тупоконечный зонд снижает вероятность повреждения окружающих тканей. 3 шт. в коробке.




№ изделия	Описание
585031	0,80 x 38 мм (21G x 1 1/2 дюйма)



Инструменты для рефракционной хирургии

Канюли для LASIK**Ирригационная канюля для LASIK [Solomon]**

Изогнута под углом 25° на удалении 7 мм от конечной части. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585278	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)


Канюли для витреоретинальной хирургии

Канюли для витреоретинальной хирургии

Предназначены для аспирации крови и инородных частиц из заднего сегмента. Гладкая, отполированная поверхность рабочего конца обеспечивает деликатное проникновение и снижает риск травмирования окружающей ткани.

Цилиндрическая канюля [Charles]

При автономной инфузии обеспечивает наличие выходного отверстия. Применение канюли снижает турбулентность. 5 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
581097	Полая рукоятка с канюлей 0,90 x 28 мм (20G x 1 1/8 дюйма).

Канюля для витреоретинальной хирургии


Прикрепляется к рукоятке или шприцу через соединитель Люэра. Может также использоваться для аспирации или введения силиконового масла. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585205	0,90 x 28 мм (20G x 1 1/8 дюйма)

Витреоретинальная канюля-щетка [Grizzard]

Вылет полый трубки - 3 мм. Общая длина с трубкой - 31 мм (1 1/4 дюйма). Мягкий гибкий наконечник имеет 5 надрезов глубиной 1,5 мм и позволяет деликатно очищать сетчатку. 5 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585139	0,90 мм (20G)

Инструменты для лакримальной хирургии

Лакримальные канюли

Лакримальная канюля

10 шт. в коробке.




№ изделия	Описание
581276	0,45 x 28 мм (26G x 1 1/8 дюйма)

Лакримальная канюля [Shahinian]

Диаметр аспирационного отверстия - 0,30 мм. Гладкий наконечник продолговато-округлой формы для расширения слезных точек и ирригации назолакримальной системы. Может также применяться в качестве расширителя слезных канальцев. 5 шт. в коробке.




№ изделия	Описание
585033	0,60 x 12 мм (23G x 1/2 дюйма)



Переднекамерные канюли

Изогнуты под углом 45° на удалении 6 мм от конечной части. Ультрагладкий конец канюли полусферической формы обеспечивает ее безопасный ввод через операционную рану и деликатные манипуляции внутри глаза. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
581285	0,30 x 22 мм (30G x 7/8 дюйма), длина изогнутой части - 6 мм
581284	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма), длина изогнутой части - 6 мм
581642	0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма), длина изогнутой части - 6 мм

Переднекамерная канюля


10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585006	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)

Ирригационные канюли**Канюли с наконечниками оливообразной формы**

Диаметр отверстия на рабочем конце - 0,33 мм. Длина наконечника оливообразной формы - 2 мм, ширина - 1 мм. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585147	0,60 x 22 мм (23G x 7/8 дюйма)

Канюля по Бишопу-Хармону

Изогнута под углом 40° на удалении 8 мм от конечной части. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585040	1,1 x 25 мм (19G x 1 дюйм)

Переднекамерная канюля

Изогнута под углом 30° на удалении 6 мм от конечной части. 10 шт. в коробке.




№ изделия	Описание
581277	1,6 x 25 мм (16G x 1 дюйм)



Канюли для гидродиссекции с уплощенной конечной частью

Канюли-гидродиссектор для удаления ядра [Pearce]


Изогнуты под углом 35° на удалении 8 мм от конечной части. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585036	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)
585037	0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма)
585274	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)

Канюля-гидродиссектор для удаления ядра


Кончик, уплощенный в горизонтальной плоскости. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585155	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)

Канюля-гидродиссектор кортикальных масс с уплощенным кончиком


Изогнута под углом 45° на удалении 11 мм от конечной части. Для отделения кортикальных масс от капсульного мешка. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585158	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)

Канюля-гидродиссектор для удаления ядра


Изогнута под углом 45° на удалении 7 мм от конечной части. Также используется для ирригации при рефракционной хирургии. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
581592	0,30 x 22 мм (30G x 7/8 дюйма)

Канюля-гидродиссектор для удаления ядра [Sauter]


Кончик, уплощенный в вертикальной плоскости. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585099	0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)

Канюля-гидродиссектор для удаления ядра [Sinskey]

Изогнута под углом 35° на удалении 8 мм от конечной части. Уникальный вилкообразный наконечник поворачивает ядро после гидродиссекции, облегчая удаление кортикальных масс. 10 шт. в коробке.



№ изделия	Описание
585195	0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма)

