

Master Peroxide Plus M5⁺

Înălbitor lichid pentru temperaturi moderate pe bază de peracid.

M5⁺

Descrierea produsului

Master Peroxide Plus M5⁺ este un înălbitor lichid special pentru utilizare în spălătorii profesionale, spălătorii din centre de îngrijire medicală sau spălătorii comerciale. Produsul va fi aplicat în faza de spălare principală la temperaturi între 40 și 70°C pe orice tip de țesături albe sau colorate exceptând articolele din lână sau fibre poliamidice (nylon).

Elimina orice tip de pete indiferent de fibra textila, atat naturale cat si sintetice, fara sa dauneze tesaturilor. Dispun de proprietăți antimicrobiene ce contribuie la îndeplinirea cerințelor stricte de igienă specifice si mediului spitalicesc.

Proprietăți de bază

Master Peroxide Plus M5⁺ este un sistem de înălbire stabilizat, foarte eficient la temperaturi moderate, pe baza unui amestec de acid peracetic, peroxid de hidrogen și stabilizatori. Vâscozitatea redusă permite pomparea ușoară, asigurând dozarea optimă. Produsul poate fi aplicat pe orice tip de țesături (exceptând lâna și nylon), inclusiv colorate

Pentru performanțe optime de înălbire, temperatura soluției de spălare se recomandă a fi între 60 și 70°C. Utilizat conform recomandărilor **Master Peroxide Plus M5⁺** conduce la minimalizarea riscului de deteriorare a fibrei sau decolorare. **Master Peroxide Plus M5⁺** conferă procesului de spălare un bun caracter dezinfectant în condițiile respectării temperaturii, pH-ului recomandat și timpului de contact. A se ține cont de faptul că petele de sânge proaspete se vor fixa în contact cu produsul, de aceea este recomandat a nu se doza **Master Peroxide Plus M5⁺** în faza de prespălare sau în primele 7 minute ale primei faze de spălare.

Master Peroxide Plus M5⁺ a fost avizat de KOLINS hygiene ca fiind sigur în utilizare în condițiile folosirii conform instrucțiunilor.

Beneficii

- Eficiență excelentă de scoatere a petelor pe orice tip de țesătură albă sau colorată (exceptând lâna sau nylon),
- Adecvat dozării automate,
- Reduce semnificativ riscul deteriorării fibrei textile,
- Asigurând înălbirea eficientă la temperaturi joase contribuie la economisirea energiei consumate și prelungeste durata de viață a lenjeriei.
- Bun dezinfectant

Instrucțiuni de utilizare

Dozarea va fi în funcție de clasificarea lenjeriei.

Doza recomandată este de 2 ml./litru de soluție de spălare. Pentru un raport lenjerie:apă de 1:2 – 1:4 rezultă 4-8 ml./ kg. lenjerie uscată.

Timpul de contact pentru a asigura eliminarea microorganismelor 10 - 12 min.

A se ține cont de următoarele recomandări:

- Pentru o eficiență maximă temperatura soluției va fi recomandabil în jurul valorii de 60-90°C.
- La această temperatură, pH-ul optim va fi de 7-10.
- La valori de pH > 10 intensitatea înălbirii scade, în timp ce valori de pH sub 9 pot conduce la evaporarea peracidului
- Controlul corect al pH-ului și temperaturii fazei de înălbire este esențial pentru optimizarea procesului.
- Nu utilizați Clax Personril la spălarea a țesăturilor din Nylon (fibre poliamidice) sau lână.

Master Peroxide Plus M5⁺

Înălbitor lichid pentru temperaturi moderate pe bază de peracid.

Date tehnice

Aspect:	Lichid transparent incolor
pH (sol.1%)	3.1
Densitate relativă (20°C)	1.110

Datele de mai sus sunt valori medii reprezentative pentru producția normală și nu reprezintă valori impuse.

Informații de utilizare și manevrare în condiții de siguranță

Acidul peracetic este un oxidant puternic și provoacă arsuri pe piele. Se va evita cu mare grijă contactul cu pielea și în special contactul cu ochii. Se vor utiliza mănuși de protecție și ochelari de protecție la manevrarea acestui produs. A se păstra exclusiv în ambalajul original sau în rezervoare aprobate pentru acest tip de produs, ferit de îngheț sau temperaturi ridicate. O îndrumare completă legată de manevrarea și îndepărtarea acestui produs se găsește în Fișa de Siguranță a produsului disponibilă la distribuitor.

Termen de valabilitate: nu mai puțin de 1 an în condițiile menționate.

Informații legislative:

Preparatul este produs în RM conform criteriilor impuse de Regulamentele Rep.Moldova.

Ambalare

- 1 x 20 L.
- 2 x 5 L.
- 3 x 2 L.
- 3 x 1,5 L.
- 6 x 1 L.
- 6 x 0,5 L.

KOLINS HGN SRL

Chișinău, bd.Moscova 21
Tel: (+373) 693 40 504,
Tel. (+373) 610 50 708
e-mail: kolins.director@mail.ru
www.kolins.md

M5⁺