

Паспорт

Чаша кристаллизационная

ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначена для выпаривания и перекристаллизации химических веществ в лабораторных условиях.

2. Основные технические характеристики

Обозначение диаметра, мм	Номинальная вместимость, мл	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Высота, мм
60	80	$58 \pm 1,0$	$60 \pm 2,0$	$35 \pm 1,0$
90	240	$88 \pm 2,0$	$90 \pm 3,0$	$46 \pm 2,0$
100	300	$96 \pm 2,0$	$100 \pm 3,0$	$50 \pm 3,0$
125	600	$121 \pm 2,0$	$125 \pm 3,0$	$60 \pm 3,0$
150	1000	$145 \pm 2,0$	$150 \pm 3,0$	$75 \pm 3,0$
180	2000	$176 \pm 2,0$	$180 \pm 4,0$	$93 \pm 3,0$

1. Чаша кристаллизационная изготовлена по ТУ 4320-012-29508133-2009.
2. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие чаши кристаллизационной требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.