



- гальванизация и лекарственный электрофорез (ГТ);

- диадинамотерапия (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ);

- амплипульсотерапия (СМТ1-СМТ5);

- электростимуляция (ЭСМ);

возможность программирования оператором основных параметров часто используемых процедур;

— возможность выбора несущей частоты (2,3,4,5,6,7,8,9,10 кГц);

— выбор модулирующей частоты от 1 до 150 Гц, через единицу или дискретно;

— автоматическое отключение по окончании процедур с плавным снижением силы тока и подачей звукового сигнала;

— вся информации отображается на цифровом ЖКД с подсветкой;

— по окончании процедуры значение тока переходит в нулевое состояние;

— автоматическая защита в цепи пациента по току до 80 мА;

— таймер от 0,5 до 60 мин.

Показания:

- заболевания нервной системы, протекающие с болевым синдромом;
- неврологические проявления остеохондроза позвоночника;
- заболевания суставов;
- заболевания, требующие электростимуляции внутренних органов;
- заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки;
- заболевания желчевыводящих путей;
- заболевания кишечника;
- заболевания легких;
- заболевания почек;
- фантомные боли.

В спортивной медицине:

- ушибы, растяжения, миозиты, миалгии;
- стрессовые состояния и невротические реакции, переутомление;
- электростимуляция мышц и др.

Основные технические характеристики:

Потребляемая мощность	до 30 Вт
Непрерывное время работы	8 часов
Габаритные размеры, не более	275x190x905 мм
Масса прибора, не более	2,5 кг
Электробезопасность (класс защиты)	II
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Ток пациента	до 80мА
Количество каналов	один