



"ECOCHIMIE" S.R.L.
MD-2060, mun. Chişinău
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md
www.ecochimie.md

Specificații tehnice (F4.1)

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

IMSP SCM Sf.Treime
27 februarie 2021
Igor Bzovii Telefonul de contact +37322438237; +37360740772E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1613737152944 din 27.02.2021

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot.1 Role de material pentru împachetarea sterilă a dispozitivelor medicale, lungimea – 200 m.								
1.1	33140000-3	Role – lățimea 75 mm, lungimea 200 m	21532	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 75mm x 200m. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	ISO, CE Marca
1.2	33140000-3	Role - lățimea 100 mm, lungimea 200 m	21533	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 100mm x 200m	ISO, CE Marca
1.3	33140000-3	Role - lățimea 150 mm, lungimea 200 m	21534	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 150mm x 200m	ISO, CE Marca
1.4	33140000-3	Role - lățimea 200 mm, lungimea 200 m	21535	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 200mm x 200m. .Termen de menținere a sterilității 30 zile.	ISO, CE Marca
1.5	33140000-3	Role - lățimea 250 mm, lungimea 200 m	21536	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 250mm x 200m	ISO, CE Marca
1.6	33140000-3	Role - lățimea 300 mm, lungimea 200 m	21537	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 300mm x 200m	ISO, CE Marca
1.7	33140000-3	Role - lățimea 350 mm, lungimea 200 m	21538	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 350mm x 200m. .Termen de menținere a sterilității 30 zile.	ISO, CE Marca
1.8	33140000-3	Role - lățimea 400 mm, lungimea 200 m	21539	Italia	Medifit Srl	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni*Certificat de calitate* Certificat igienic* Instrucțiunea de utilizare a produsului	21539-Rola pungi de sterilizare, cu indicator pt autoclav/EO, 400mm x 200m	ISO, CE Marca
Total lot 1								

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

