

# Informații referitoare la comandă

# 15

## Pachete de soluții - numere de cod

Element	Volum	Număr de cod (REF)
SP90	680 activități	944-157 944-197 (numai pentru Germania)
SP90 XL	980 activități	944-457 944-497 (numai pentru Germania)

## Casete cu senzori - numere de cod

Casetele cu senzori sunt disponibile în diferite versiuni.

Abrevierile indică parametrii care pot fi măsurați de fiecare casetă cu senzori.

- BG = pH,  $pCO_2$ ,  $pO_2$
- LYT =  $cCa^{2+}$ ,  $cK^+$ ,  $cNa^+$ ,  $cCl^-$
- MET =  $cGlu$ ,  $cLac$
- OXI =  $ctHb$ ,  $sO_2$ ,  $FO_2Hb$ ,  $FMetHb$ ,  $FCOHb$ ,  $FHHb$ ,  $FHbF$ ,  $ctBil$

Pentru toate țările		Numerele de cod (REF) pentru versiunile casetei cu senzori		
Număr de teste	Stabilitate la utilizare	SC90 BG, LYT, OXI + CC	SC90 BG, LYT, MET, OXI + CC	SC90 BG, LYT, MET, ctHb + CC
100	30 zile	Nu se aplică	946-010	Nu se aplică
300	30 zile	Nu se aplică	946-005	946-059
600	30 zile	946-013	946-008	Nu se aplică
900	30 zile	Nu se aplică	946-009	Nu se aplică
1200	30 zile	Nu se aplică	946-060	Nu se aplică

## Piese de schimb și accesorii – numere de cod

produs	Număr de cod (REF)
Hârtie de imprimantă (8 role)	984-070
Filtru de cheaguri pentru analizorul ABL90 FLEX	906-026
Clemă de admisie ABL90 FLEX	925-047
Soluție de calibrare pentru ctHb S7770	944-021