

Balance XPR26

Всегда достоверные результаты. Аналитические микровесы XPR, допустимая нагрузка 22 г, дискретность 0,001 мг, цветной емкостный сенсорный дисплей 7 дюймов, управление пользователями, обнаружение электростатического заряда, автоматическая внутренняя регулировка, совместимость с ПО LabX

Экономичный расход образцов

Чрезвычайно высокая точность и очень низкий минимальный вес позволяют взвешивать совсем небольшие образцы, экономя ценный материал и снижая затраты.

StaticDetect

Благодаря запатентованной функции StaticDetect микро- и обычные аналитические весы XPR обнаруживают электростатические заряды на образцах и контейнерах.

Результаты с первого раза

Интегрированные функции StatusLight™, LevelControl и GWP помогают поддерживать оптимальные условия для правильного взвешивания.



НПВ	22 g
Дискретность	0,001 mg
Воспроизводимость (типичная)	0,0007 mg
Минимальный вес (по USP, 0,1 %, типовой)	1,4 mg
Сертифицированные	Нет
Линейность ±	0,01 mg
Воспроизводимость (контрольной гирей)	1,5 µg (1 g)
Время стабилизации	3,5 s
Калибровка	Внутренняя / FАCT
Габариты (ГхВхШ)	485 mm x 292 mm x 195 mm
Гарантированная воспроизводимость результатов	2,5 µg
Размеры грузоприемной чашки (ГхШ)	40 mm x 40 mm
Номер	30355476