

## Specificații tehnice

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]*

Numărul procedurii de achiziție: <b>LP 21072347, din 03/02/2023</b>		Data: 03/02/2023	Alternative nu sunt
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică privind achiziționarea Consumabilelor, reagenților și soluții injectabile pentru DIL		Lot.: 3; 4; 5	Pagina 1 din 1

Cod CPV	Nr. d/o	Denumire bunurilor/ serviciilor	Modelul aricolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33696500-0	1	Lot 3. Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) metoda ELISA	ORG 600 (ANA Detect)	Orgentec	Germania	Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) metoda ELISA. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ORG 600 (ANA Detect) - Metoda de determinare ELISA; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referinta; conform cerințelor unice pentru reagenți	ISO/CE
33696500-0	2	Lot 4. Test Anti-Centromeri B, metoda ELISA, test cantitativ	ORG 633 (Anti-Centromere B)	Orgentec	Germania	Test Anti - Centromeri B, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ORG 633 (Anti-Centromere B) - Metoda de determinare ELISA, test cantitativ; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referinta; conform cerințelor unice pentru reagenți	ISO/CE
33696500-0	3	Lot 5. Test Anti-scl-70, metoda ELISA, test cantitativ.	ORG 512 (Anti-Scl-70)	Orgentec	Germania	Test Anti – scl -70, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori.	ORG 512 (Anti-Scl-70) - Metoda de determinare ELISA, test cantitativ; sunt incluși, în afară de controlul „+” și „-”, Cut-Off, calibratori și conține probă de control cu valori referinta; conform cerințelor unice pentru reagenți	ISO, CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova