



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Государственное учреждение «Украинский научно -
исследовательский институт медицинской
реабилитации и курортологии МЗ Украины»

Телефоны: директор 728-06-53, зам.директора 30-17-31,
Факс: (048) 728-62-41, e-mail: mrrik@kurort.odessa.net

УТВЕРЖДЕНО

Ученый Совет ГУ «Укр НИИ
медреабилитации и курортологии
МЗ Украины»

10 декабря 2013 г № 33
Председатель Ученого Совета, д.м.н., профессор


К.Д. Бабов



ИНСТРУКЦИЯ

по практическому использованию лечебной минеральной воды
скважины № 371 г. Кишинева Республики Молдова
в лечебной практике при наружном использовании

- I. Показания к внешнему использованию сернистой с повышенным содержанием органических веществ олигоминеральной сульфатно-гидрокарбонатной натриево-магниевой минеральной воды скважины № 371 г. Кишинева:
- I 10 Гипертоническая болезнь, I IIА стадии при недостаточности кровообращения не выше I ст;
 - I 70 Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей в стадии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей;
 - F 48 Неврозы;
 - M 02 Реактивные артропатии, фазы нестойкой и стойкой ремиссии;



- М 15-19 Артрозы больших и малых суставов I—III ст без выраженного синовита.

II. Методика приема лечебной минеральной воды:

- При гипертонической болезни I ПА стадии без сопутствующей стенокардии и с недостаточностью кровообращения не выше I ст воду можно применять в виде полуванн или 2-х камерных, 4-х камерных, температурой 36 —37 °С, продолжительностью 10-15 минут, через день, № 10-12.
- При облитерирующем атеросклерозе сосудов конечностей в стадии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей воду можно применять в виде общих ванн, температурой 36 —37 °С, продолжительностью 10-15 минут, через день, № 10 — 12, а также полуванн; температурой 36 —37 °С, продолжительностью 10-15 минут, через день, № 10 — 12;
- При неврозах можно применять в виде полуванн или 2-х камерных, 4-х камерных, температурой 36 —37 °С, продолжительностью 10-15 минут, через день, № 10-12;
- При реактивных артропатиях в фазах стойкой и нестойкой ремиссии воду можно применять в виде общих ванн, температурой 36 —37 °С, продолжительностью 10-15 минут, через день, № 10 — 12. Больные погружаются в ванну до уровня сосков;
- При артрозах больших и малых суставов I—III ст без выраженного синовита назначаются сидячие ванны, температурой 37 °С, продолжительностью 10-15 минут, через день, № 10-12;

III Противопоказаниями для применения лечебной минеральной воды скважины № 371 являются следующие состояния:

- М 05 Ревматоидный артрит выше I степени активности;
- М 65 Выраженный синевит;
- М 54.0 — М 54.9 Остеохондроз позвоночника в стадии обострения.

