

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1583225347715 / 21020686](#) din «24» martie 2020

Denumirea licitației: **Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2020.**

Cod CPV	Nr. lot / Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
50421000-2	4.CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC (întreținere)	Lucrări de întreținere periodică: –Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; –Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice; –Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry); –Verificarea și curățirea filtrelor de aer; – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare); –Evaluarea și calibrarea calității imaginii; –Instructajul personalului medical; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; – Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; –Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului; –Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	Lucrări de întreținere periodică: –Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; –Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice; –Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry); –Verificarea și curățirea filtrelor de aer; – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare); –Evaluarea și calibrarea calității imaginii; –Instructajul personalului medical; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; – Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; –Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului; –Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	ISO/CE
50421000-2	5.CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC (reparație)	Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic): – Schimbarea unităților de stocare a informației Rec_BOX RDD_0.1-RDD. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic): – Schimbarea unităților de stocare a informației Rec_BOX RDD_0.1-RDD. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	ISO/CE
TOTAL				

Semnat: Numele, Prenumele: **Vasile MATEI** În calitate de: **Director**.

Ofertantul: **SRL «MEDEXCOM-TEH»** Adresa: **MD-2028, mun.Chișinău, str. Miorița nr 5, of.11.**