

При производстве **ПРОТЕЗОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ** ООО «ПРОТЭК-ЦЕНТР» использует высококачественный силикон. Безопасность наших протезов подтверждена медицинскими сертификатами и клиническими исследованиями.

Форма протезов тщательно продумана – с тыльной стороны сделано углубление, чтобы не травмировать послеоперационный шов.

Протезы молочной железы мягкие и приятные на ощупь. Они нагреваются до температуры тела и плотно прилегают к коже, поэтому практически незаметны под одеждой.

ПРОТЕЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ С ТРИКОТАЖНЫМ ЧЕХЛОМ

Размеры: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



ПРОТЕЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ С ТРИКОТАЖНЫМ ЧЕХЛОМ

Размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Правое и левое исполнение



Вместе с протезом молочной железы рекомендуется носить специальное белье – ортопедические бюстгалтеры. В них имеются специальные кармашки, в которых надежно фиксируется протез.

ЛИФЫ-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРОТЕЗОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Размеры: АА-Г, полнота 70-110



ГРАЦИИ, ПОЛУГРАЦИИ

Размеры: 42-56



КУПАЛЬНИКИ

Размеры: 44-60



БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ НА ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ БН6-314

Размеры: 5-12

Применяется после последних мастэктомии при повреждении лимфатических сосудов. Изготавливается по индивидуальным размерам заказчика.

