

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770714816022 din 10 febr 2026                       |
| Obiectul achiziției: <b>Reagenți pentru anul 2026 (Laboratorul Analize Medicale), SISTEM ÎNCHIS</b> |

Cod CPV: 33600000-6

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                                   | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standarde de referință |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                                       | 3               | 4               | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                      |
| <b>Lotul 2 – Reagenți pentru dispozitivul medical: BioMérieux, VITEK 2 COMPACT, Microbial identification System Microbiologie</b> |                                         |                 |                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| Systems pu identificarea enterococilor, streptococilor, stafilococilor si a unui anumit grup Gram(+)                              | 21342. VITEK® 2 GP                      | SUA             | bioMérieux Inc. | Vitek 2 ID GP, cod 21342. Set (20 teste)                                  | 21342. VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.                                                                                                                                                                                            | CE, ISO                |
| Systems pu testarea sensibilitatii S. pneumoniae, Strep. B-hemolitic si Viridans Streptococcus                                    | 421040.VITEK® 2 AST-ST03                | SUA             | bioMérieux Inc. | Vitek 2 AST-ST03. Set (20 teste)                                          | 421040.VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.                                              | CE, ISO                |
| Systems pu testarea sensibilitatii Staphylococcus spp                                                                             | 423051. VITEK®2 AST-P658                | SUA             | bioMérieux Inc. | Vitek 2 AST-592. Set (20 teste)                                           | 423051. VITEK®2 AST-P658 ( <b>Versiunea actualizată a cardului VITEK AST-P592</b> ). Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului. | CE, ISO                |
| System pu identificarea Enterobacteriaceelor, si a unui anumit grup Gram(-)                                                       | 21341. VITEK® 2 GN                      | SUA             | bioMérieux Inc. | Vitek 2 ID GN. Cod 21341.Set (20 teste)                                   | 21341. VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.                                                                                                                               | CE, ISO                |

|                                                                                                             |                               |        |                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Systems pu testarea sensibilitatii microorganismelor Gram(-) fermentative si nefermentative<br>Gama extinsa | 424499.VITEK® 2 AST-N438      | SUA    | bioMérieux<br>Inc. | Vitek 2 AST-438 Set<br>(20 teste)                                 | 424499.VITEK® 2 AST-N438. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.                                 | CE, ISO |
| Systems pu testarea sensibilitatii microorganismelor Gram(-) MDRO                                           | 424501. VITEK® 2 AST-N439     | SUA    | bioMérieux<br>Inc. | Vitek 2 AST-439 Set<br>(20 teste)                                 | 424501. VITEK® 2 AST-N439. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.                                | CE, ISO |
| Systems pu testarea sensibilitatii microorganismelor Gram(-) nefermentative                                 | 424502. VITEK® 2 AST-N440     | SUA    | bioMérieux<br>Inc. | Vitek 2 AST-440 Set<br>(20 teste)                                 | 424502. VITEK® 2 AST-N440. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului. | CE, ISO |
| Systems pu testarea sensibilitatii microorganismelor Gram(-) fermentativi cu confirmare de ESBL             | 424498.VITEK® 2 AST-N437      | SUA    | bioMérieux<br>Inc. | Vitek 2 AST-437 Set<br>(20 teste)                                 | 424498.VITEK® 2 AST-N437. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri(teste)/kit, kit=set. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.                                 | CE, ISO |
| Solutie salina 0,45%,Ph =5-7,2 cod V1204                                                                    | V1204. Soluție salină sterilă | Franța | bioMérieux<br>SA   | Solutie salina 0,45%,<br>Ph =5-7,2 cod V1204.<br>Set (3fl.*500ml) | V1204. Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Kit=Set = 3 flacoane. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO     |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director

Ofertantul: SRL "Mediclim AM " Adresa: Mun Chisinau, str. Vasile Alecsandri 141 et 1