






Specificații tehnice






Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692348758524/21089033 din 24.09.2023







Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSB beneficiare (listă suplimentară nr. 22)





Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 2</b>						
<b>Lot nr. 2 Masă pentru operație de profil ortopedic cu acesorii</b>	<b>HyBase V8 Classic</b>	<b>China</b>	<b>Mindray</b>	<p>Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică</p> <p>Mărimile mesei: Lungimea ≥ 210 cm</p> <p>Lățimea ≥ 55 cm</p> <p>Poziționarea mesei: Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm</p> <p>Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm</p> <p>Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade</p> <p>Secțiile mesei ≥ 5 secții</p> <p>Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade</p>	<p>Da, <b>Broșura HyBase V8 Classic/ Surgical Disciplines pag. 3</b></p> <p>Da, <b>Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 2.2 Main Components pag. 2-2</b></p> <p>Lungimea 2060 mm (206 cm), <b>DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1</b> Lățimea 590 mm (59 cm), <b>DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1</b></p> <p>Reglarea înălțimii 600 - 1050 mm (60 – 105 cm), <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Dimensions pag. 1</b> Deplasarea longitudinală 350 mm (35 cm), <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Longitudinal slide(optional) pag. 2 (Opțiune inclusă în ofertă!)</b> Trendelemburg și Inversarea trendelemburgului 36 grade, <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Trendelenburg Position pag. 2</b> Secțiile mesei 5 secții: Cap, spate, baza (șezut), picior sting și picior drept, <b>DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1</b> Înclinarea: Laterală 26 grade, <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Lateral Tilt pag. 2</b></p>	ISO/CE

			<p>Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim)</p> <p>Secția de la talpa/picior: de la +25 la - 90 grade (minim)</p> <p>detașabilă divizată</p> <p>Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim)</p> <p>Greutatea pacientului <math>\geq</math> 250 kg</p> <p>Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie</p> <p>Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei</p> <p>Radiotransparență pentru C-arm</p> <p>Accesibilitatea brațului C</p> <p>Mărimea casetelor minim 35x43 cm</p> <p>Atașarea de bază mobilă</p> <p>Rotile</p> <p>Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulică</p> <p>Motor electric pentru mișcarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu</p>	<p>Secția din spate de la +80 la -40 grade, <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Black Plate pag. 2</b></p> <p>Secția de la talpa/picior: de la +20 la - 90 grade, <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Leg Plate pag. 2</b></p> <p>Da sunt detașabile și divizabile, <b>Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 3.10.3 Leg Plate pag. 3-54 – 3-56</b></p> <p>Secția cap de la +45 la - 90 grade, <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Head Plate pag. 1</b></p> <p>Greutatea pacientului 250 kg și cu o capacitate de încărcare extremă de până la 460 kg, <b>Broșura HyBase V8 Classic pag. 2</b></p> <p>Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie, <b>Broșura HyBase V8 Classic pag. 2</b></p> <p>Support de fixarea casetelor X-ray (P/N: 0092-30-102641) pe toată lungimea mesei, <b>Catalog Accesorii Masă de operație, pag. 09</b></p>  <p>Radiotransparență pentru C-arm, <b>Broșura HyBase V8 Classic pag. 2</b></p> <p>Accesibilitatea brațului C, <b>Broșura HyBase V8 Classic pag. 2</b></p> <p>Datorită suportului de fixare a casetelor (P/N: 0092-30-102641), putem utiliza oricare mărimi de casete!</p> <p>Atașarea de bază mobilă, <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Four double-swivel/universal castors pag. 2</b></p> <p>4 roți duble cu diametru de 75 mm, <b>DataSheet HyBase V8 Classic/ Four double-swivel/universal castors pag. 2</b></p> <p>Sistem de frinare a bazei electrică de la telecomandă sau pupitrul de control <b>Broșură HyBase V8 Classic/ Optimal Stability/ Electric brake pag. 4</b></p> <p>Motor electric pentru 12 tipuri de mișcări/manipulări ale mesei cu acumulator</p>
--	--	--	--	---

			<p>acumulator intern, de la telecomanda</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Baterie internă cu autonomia <math>\geq 20</math> manipulări</p> <p>Telecomndă</p> <p>Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei</p> <p>Pupitru de comandă</p> <p>Accesorii: Suport cot 2 unit.</p> <p>Suport umăr 2 unit.</p> <p>Suport picioare 2 unit.</p> <p>Suport torace 2 unit.</p> <p>Suport mână (decubit lateral) 1 unit.</p>	<p>intern, de la telecomanda, <b>Broșură HyBase V8 Classic/ 12 electric movements pag. 2</b></p> <p>Alimentarea 100 - 240 V, 50/60 Hz, <b>Manualul de utilizare HyBase V8 Classic/A.2 Power Supply Specifications pag. A-2</b></p> <p>Baterie internă cu autonomia de o săptămână <b>Manualul de utilizare HyBase V8 Classic/A.2 Power Supply Specifications pag. A-2</b></p> <p>Telecomndă cu display color, cu fir, <b>Broșură HyBase V8 Classic/ Corded Hand Control pag. 6</b></p> <p>Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei, <b>DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1</b></p> <p>Pupitru de comandă, <b>Broșură HyBase V8 Classic/ Override panel pag. 6</b></p> <p><b>Accesorii incluse în ofertă:</b> Suport cot 2 unit.: <b>P/N: 115-083165-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 05</b></p>  <p>Suport umăr 2 unit.: <b>P/N: 115-083147-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 08</b></p>  <p>Suport picioare 2 unit. <b>P/N: 115-085096-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 24</b></p>  <p>Suport torace 2 unit. <b>P/N: 0092-30-102650, Catalog Accessories for operating tables pag. 08</b></p>  <p>Suport mână (decubit lateral) 1 unit. <b>P/N: 0092-30-102648, Catalog Accessories for operating tables pag. 06</b></p>
--	--	--	--	---

				<p>Stand pentru perfuzie 1 unit.</p> <p>Curea pentru fixarea corpului 1 unit.</p> <p>Suport pentru ecran de anestezie 1 unit.</p> <p>Extensie traumatologică:</p> <p>Două atașamente ortopedice confecționate din fibră de carbon rezistentă sau alte materiale analogice radiotransparente Să fie produs de același producător ca și masă de operație Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după lungime, manual sau automat Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după înaltime, manual sau automat Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după miscari laterale, manual sau automat Posibilitate de fixare a atașamentului la masa de operație Suport pentru genunchi- îndoit longitudinal și</p>	 <p>Stand pentru perfuzie 1 unit. <b>P/N: 0092-30-102643, Catalog Accessories for operating tables pag. 03</b></p>  <p>Curea pentru fixarea corpului 1 unit. <b>P/N: 0092-30-102640, Catalog Accessories for operating tables pag. 07</b></p>  <p>Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. <b>P/N: 0092-30-102645, Catalog Accessories for operating tables pag. 04</b></p>  <p>Extensie traumatologică: <b>P/N: 115-087232-00 HyExtent-V CF w/cart, Catalog Accessories for operating tables pag. 37</b></p>  <p>Da, <b>DataSheet HyExtent-V CF</b></p> <p>Da, <b>același producător – Mindray!</b></p> <p>Reglare manuală, <b>DataSheet HyExtent-V CF</b> Reglare manuală, <b>DataSheet HyExtent-V CF</b> Reglare manuală, <b>DataSheet HyExtent-V CF</b></p> <p>Da, <b>DataSheet HyExtent-V CF</b></p> <p>Suport pentru genunchi- îndoit longitudinal</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>reglabil lateral pe articulația sferică, cu pernă, curea de fixare și cleme 2 unit.</p> <p>Suport la nivelul bazinului, amplasat între picioare pentru prevenirea căderii pacientului 1 unit.</p> <p>Suport sold pentru pozitia decubit lateral 1 unit.</p> <p>Suport pentru bratele de fixare ortopedice 2 unit.</p> <p>Carucior pentru instalarea atasamentului ortopedic 1 unit.</p> <p>Suport mobil pentru păstrare a echipament suplimentar de atașament ortopedic 1 unit.</p> <p>Încălțăminte pentru fixarea ortopedică 2 unit.</p>	<p>și reglabil lateral pe articulația sferică, cu pernă, curea de fixare și cleme 2 unit. <b>P/N: 115-087238-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 40</b></p>  <p>Suportul face parte din ansamblul extensiei traumatologice <b>P/N: 115-087232-00 HyExtent-V CF w/cart</b></p>  <p>Suport sold pentru pozitia decubit lateral 1 unit. <b>P/N: 115-087234-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 39</b></p>  <p>Suporturile fac parte din ansamblul extensiei traumatologice <b>P/N: 115-087232-00 HyExtent-V CF w/cart</b></p>  <p>Căruciorul face parte din ansamblul extensiei traumatologice <b>P/N: 115-087232-00 HyExtent-V CF w/cart</b></p>  <p>Suport mobil pentru păstrare a echipament suplimentar de atașament ortopedic 1 unit. <b>P/N: 115-008220-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 48</b></p>  <p>Încălțăminte face parte din ansamblul extensiei traumatologice <b>P/N: 115-087232-00 HyExtent-V CF w/cart</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Atașament pentru operare mâinilor 2 unit.</p> <p>Atașament pentru operații la umăr, tetieră 1 unit.</p>	 <p>Atașament pentru operare mâinilor 2 unit. <b>P/N: 115-033422-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 43</b></p>  <p>Atașament pentru operații la umăr, tetieră 1 unit. <b>P/N: 115-079669-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 44</b></p>  <p>+ Pernă gel pentru cap, tip inel – 1 unit. <b>P/N: 115-005872-00, Catalog Accessories for operating tables pag. 49</b></p> 	
<b>Lotul 14</b>						
<b>Lot nr. 14 Artromotor pentru picioare</b>	FISIOTEK 3000G	Chinesport Rimec	Italia	<p>Artromotor pentru picioare Parametrul Specificația Descriere Stimulator de rehabilitare pentru dezvoltarea pasivă permanentă a articulațiilor picioarelor. Timpul de tratament Continuu Unghiul de lucru <math>\leq - 5^\circ</math> până la <math>\geq 115^\circ</math></p> <p>Viteza de lucru setabilă, <math>\leq - 30^\circ</math> până la <math>\geq 115^\circ</math> per minut. Gama de mișcare (ROM) "Genunchi: <math>\leq - 5^\circ</math> până la <math>\geq 115^\circ</math>; Șold: <math>\leq 75^\circ</math> până la <math>5^\circ \geq</math>"</p> <p>Poziționarea piciorului "Flexie/Extensie plantară: <math>40^\circ</math>, (<math>\pm 10^\circ</math>); Flexie/Extensie dorsală: <math>30^\circ</math>, (<math>\pm 10^\circ</math>)." Telecomandă " Telecomandă Touchscreen sau cu butoane START/STOP și display pentru</p>	<p>Da Parametrul Specificația Da, Brosura Fiziotek3000G, pag1</p> <p>Da, CPM, Brosura Fiziotek3000G, pag1 Da, <math>-10^\circ</math> pina la <math>+120^\circ</math>, Brosura Fiziotek3000G, pag3 Viteza, <math>0,8^\circ/\text{sec}</math> pina la <math>3,5^\circ/\text{sec}</math>, Brosura Fiziotek 3000G, pag 5 Gama de mișcare (ROM) Da, <math>-10^\circ</math> pina la <math>+120^\circ</math>, Brosura Fiziotek3000G, pag5 Da, <math>5^\circ</math> pina la <math>+115^\circ</math>, Brosura Fiziotek3000G, pag5 Da, Manual de utilizare Fiziotek300G, pag 12 Da, Manual de utilizare Fiziotek300G, pag 12 Da, Brosura pag 2</p>	ISO/CE

			afișarea regimului și vitezelor" Cu min. 6 regimuri pentru tratament Posibilitate de blocare a butoanelor Motor electric pentru miscarea sus/jos, a picioarelor pe platformă, de la panoul de comandă / telecomandă Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii: Set complet cu suporturi din plastic sau alte materiale 1 set.	Da, Brosura pag 6 Da Da, Brosura pag 6  Da, 220V, Brosura pag 3 Accesorii: Da, set de accesorii incluse	
--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. ,, Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebat 76, of. 807

---