

ПроВита

ПроВита ББМ Стандарт — инфузионные стойки

Стойка на пятилучевой колесной базе 635 мм с утяжелителем, повышающим устойчивость. Два из пяти колес (антистатик) имеют стопоры для фиксации. Раздвижной штатив — две трубки из нержавеющей стали. Нижняя трубка — Ø 25 мм, длина 1000 мм, верхняя трубка — Ø 18 мм, длина — 1080 мм. Верхняя трубка фиксируется в нижней винтовым регулятором. Диапазон регулировки: 1295–2135 мм. К нижней трубке крепится емкость для сбора жидкости, к верхней трубке — крестовина для подвесов.

Штатив:

— с двумя крюками и двумя корзинами.

Общая максимальная нагрузка на стойку — 11 кг

Максимальная нагрузка на каждый крюк — 2 кг


Разрешенное количество насосов — 2 шт.

Наименование	Кат. №
Инфузионная стойка ПроВита ББМ Стандарт 1002, с 2 крюками и 2 держателями для флаконов	263098



ПроВита ББМ ЭкоСпэйс Стандарт — инфузионные стойки

Стойка на колесной базе 558 мм особой формы, позволяющей стыковать стойки при хранении между собой, экономя до 60 % пространства.



Два из пяти колес (антистатик) имеют стопоры для фиксации. Раздвижной штатив — две трубки из нержавеющей стали. Нижняя трубка — Ø 25 мм, длина — 1000 мм, верхняя трубка — Ø 18 мм, длина — 1080 мм. Верхняя трубка фиксируется в нижней винтовым регулятором. Диапазон регулировки: 1240–2080 мм. К нижней трубке крепится емкость для сбора жидкости, к верхней трубке — крестовина для подвесов.

Штатив:

— с двумя крюками и двумя корзинами.

Общая максимальная нагрузка на стойку 7,7 кг

Максимальная нагрузка на каждый крюк 2 кг

Разрешенное количество насосов 2 шт.

Наименование	Кат. №
Инфузионная стойка ПроВита ББМ ЭкоСпэйс Стандарт 1004 с 2 крюками и 2 держателями для флаконов	263113



ИНФУЗИОННЫЕ СТОЙКИ

ФМ–Мобайл, ПроВита ББМ Стэйшн

ФМ–Мобайл — инфузионная стойка для Станции Б. Браун Спэйс

Инфузионная стойка для крепления станции Спэйс:

- пятиколесное основание (три колеса со стопором)
- регулируемый по высоте штатив с четырьмя подвесами для инфузионных флаконов
- емкость для слива жидкости
- транспортная ручка для перевозки стойки

Наименование	Описание	Кат. №
ФМ–Мобайл	Колесная стойка	8721106



ПроВита ББМ Стэйшн — инфузионные стойки для Станции Б. Браун Спэйс

- Пятилучевая колесная база диаметром 647 мм
- Сдвоенные колеса 65 мм. Два из пяти колес (антистатические) имеют стопоры для фиксации стойки во время работы и хранения.
- Нижняя опорная трубка из нержавеющей стали имеет наружный диаметр 38 мм, длину — 450 мм. Верхняя трубка из нержавеющей стали имеет наружный диаметр 33,7 мм, длину — 1640 мм. Верхняя трубка соединена с нижней с помощью двух поперечин и таким образом смещена кзади, что позволяет сохранить центр тяжести вдоль центральной оси и устойчивость стойки даже при полной загрузке.
- Стойка имеет фиксированную высоту 1800 мм.

Штатив:

- с 4 крюками для инфузионных пакетов и флаконов

Наименование	Кат. №
Инфузионная стойка ПроВита ББМ Стэйшн Стандарт 1011 с 4 крюками	263122

