

LANCETTE E PENNA PUNGIDITO

23919 PENNA PUNGIDITO

Penna pungidito riutilizzabile in plastica. La punta regolabile permette la regolazione precisa della penetrazione delle lancette, con 10 profondità selezionabili. Estrattore per lo smaltimento della lancetta in sicurezza.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES.



23919

- 23917 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 25 pz.
 - 23916 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 100 pz.
 - 23918 LANCETTE GIMA 30G - sterili - conf. da 100 pz.
- Aghi fini utilizzabili con il codice 23919 e con la maggior parte delle penne presenti sul mercato per un prelievo di sangue per il controllo della glicemia. Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.



23916-17

23916



23917

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.

STRISCE GLUCOSIO ABBOTT

STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE OPTIUM

| Codice GIMA | Compatibilità | Minimo vendita |
|-------------|--|----------------|
| 23942 | FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Libre, | conf. da 25 |
| 23943 | FreeStyle Optium, Optium Xceed, Optium, Optium Easy, Boots | conf. da 50 |

STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE LITE

| | | |
|-------|--|-------------|
| 23944 | FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite, | conf. da 25 |
| 23945 | FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Navigator II | conf. da 50 |



Abbott

23942-3

23944-5



LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE E ROTONDE GIMALANCET - STERILI

Lancette di sicurezza di facile utilizzo e pratiche per soddisfare varie esigenze di prelievo di sangue capillare.


- **monouso**: il meccanismo di autodistruzione incorporato evita il riutilizzo del dispositivo

- la retrazione automatica dell'ago, dopo l'uso singolo, **elimina il rischio di lesioni accidentali e di contaminazione**

- **sterilizzazione garantita**: la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la punta dell'ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo, così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione



Conformazione push-pull a doppia molla per eliminare le vibrazioni dell'ago. Ago a triplo smusso ultra-appuntito.



Dispositivo pre-caricato e attivato a pressione, di facile utilizzo

Ago a triplo smussamento di alta qualità e a penetrazione rapida con una sola molla

| LANCETTE DI SICUREZZA ROTONDE - AGHI GIMA | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------|---------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|
| Codice GIMA | Colore | Profondità penetrazione | Calibro | Flusso | Pungidito Glucosio Ematocrito | Sanguinamento | Minimo vendita |
| 24451 | Giallo | 2,2 mm | 21G | 40-60 µl | • • • | Alto | conf. da 100 |
| 24453 | Verde | 2,2 mm | 23G | 40-60 µl | • • • | Alto | conf. da 100 |
| 24454 | Azzurro | 1,8 mm | 26G | 5-10 µl | • • • | Medio | conf. da 100 |
| 24455 | Viola | 1,8 mm | 28G | 5-10 µl | • • • | Basso | conf. da 100 |

| LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE - AGHI GIMA | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|
| Codice GIMA | Colore | Profondità penetrazione | Calibro intero | Calibro punta | Flusso | Pungidito Glucosio Ematocrito | Minimo vendita |
| 24461 | Arancio | 2,2 mm | G21 | G26 | 40-50 µl | • • • | Alto |
| 24463 | Bianco | 1,8 mm | G23 | G23 | 20-40 µl | • • • | Medio |
| 24465 | Viola | 1,8 mm | G28 | G21 | 5-10 µl | • • • | Basso |

LANCETTE AUTOMATICHE SURGILANCE - STERILI

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE

Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue capillare adatti per tutte le tipologie di test.

La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile.

L'alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il dolore del paziente e gli errori dell'operatore.

Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile.

Manuale multilingue su www.medipurpose.com



Scatole multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, RU, GR.

24515

| LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE™ | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|
| Codice GIMA | Colore | Profondità penetrazione | Calibro intero | Calibro punta | Flusso | Pungidito Glucosio Ematocrito | Minimo vendita |
| 24513 | Giallo | 1,0 mm | G21 | G26 | 5-10 µl | • • • | conf. da 100 |
| 24514 | Grigio | 1,8 mm | G21 | G23 | 10-20 µl | • • • | conf. da 100 |
| 24515 | Arancio | 2,2 mm | G21 | G22 | 20-40 µl | • • • | conf. da 100 |
| 24517 | Rosa | 2,8 mm | G21 | G21 | 40-60 µl | • • • | conf. da 100 |