



Техническая спецификация

Наборы гинекологические «Юнона» (далее - наборы) однократного применения, предназначенные для гинекологических осмотров при исследованиях, операциях и других манипуляциях.

Наборы должны соответствовать требованиям ТУ РБ, 300046934.010-2002.

Габаритные размеры наборов в стерилизационной (конечной) упаковке не более - 270x160x60мм.

Масса набора в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 120 г.

Наборы должны быть стерильными и апиrogenными. Стерилизация – газовая - оксидом этилена.

Набор гинекологический «Юнона» № 4S

Состав набора:

1. Пеленка подкладная (40x60 см.).
2. Зеркало гинекологическое по Куско № 1/S (каталожный код 176).
3. Перчатки смотровые (пара).
4. Цервикальная щетка комбинированная (каталожный код 219).
5. Стерилизационная (конечная) упаковка.

Набор гинекологический «Юнона» № 4M

Состав набора:

1. Пеленка подкладная (40x60 см.).
2. Зеркало гинекологическое по Куско № 2/M (каталожный код 023).
3. Перчатки смотровые (пара).
4. Цервикальная щетка комбинированная (каталожный код 219).
5. Стерилизационная (конечная) упаковка.

Набор гинекологический «Юнона» № 4L

Состав набора:

1. Пеленка подкладная (40x60 см.).
2. Зеркало гинекологическое по Куско № 3/L (каталожный код 177).
3. Перчатки смотровые (пара).
4. Цервикальная щетка комбинированная (каталожный код 219).
5. Стерилизационная (конечная) упаковка.

Зам. директора по качеству
(должность)



О.Н.Ахтанин

(подпись и расшифровка подписи)