

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780660966177 din 25.06.2026
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru laboratoarele CSRGM

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2//Amniochrome plus	AMG-001	Germania	Serana Europe GmbH	Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Similar Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	
Lot 6//FISH Probe kit	Prenatal chromosomes probe detection kit FP-314-R	China	Wuhan HealthCare Biotechnology Co., Ltd	FISH reagent Kit 5-colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic), kit-100mkl-Pentru analiza I-FISH	”FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații prenatale în lichid amniotic), pentru 10 teste (100mkl). Kit de tipul 2+3.”	
Lot 8//Slaid flacoane	Flask on Slide 170920	Danemarca	ThermoFisher	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm <sup>2</sup> , flacoane transparente, sterile, aprotogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu bandă abrazivă pentru marcaj, cu testul ermetic.- Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnostic.	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm <sup>2</sup> (Flask Dimensions Doc, Nunc™ Lab-Tek™ Flask Web extract pag 2-3), flacoane transparente, sterile, aprotogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor (Nunc™ Lab-Tek™ Flask Web extract pag 2-3, <u>Apirogen</u> : CoA Flask - USP Bacterial endotoxins test - <0.5 endotoxins unit/ml)., cu bandă abrazivă pentru marcaj pe lamela (Doc Tissue Culture Slide Flask with frosted end for marking) , cu testul ermetic (Nunc™ Lab-Tek™ Flask Web extract - Cell culture-treated polystyrene slide is attached to 18 x 50mm flask structure via ultrasonic weld, <u>allowing for long-term, leak-free incubation</u> ) - Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale (Brochre Flask, pag 3. - Ideal for cell karyotyping.... ). Destinația - Research Use Only., Bucată Nota: Produsul nu este dispozitiv medical. In lume exista 4 producatori de astfel de produse, si toti au calificat produsul drept Research Use Only	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu\_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau