



# Ultrasound Gels



## AQUAULTRA GELS FOR ULTRASOUND

Perfect conductivity  
Hypoallergenic  
Non-irritating  
Free from salt and formaldehyde  
Non-mucous, non-adhesive,  
Water-soluble  
Only food colour pigments used  
Rapid transmission speed



### Aquaultra Basic


Traditional quality gel of blue colour, high viscosity (82000 RPM5-STD 180), easily dissolving contact material. Recommended for all procedures.



*Hagyományos minőségű, kék színű, magas viszkozitású vízben könnyen oldódó kontakt anyag.*



Aquaultra Basic



### Aquaultra Clear

Colourless and fragrance free. Easily dissolving contact material with high viscosity level.



*Színtelen, magas viszkozitású, vízben könnyen oldódó gél (pH: 5,8).*



### Aquaultra Aloe


Contains 4% of natural Aloe extract which keeps the patient's skin gentle. Especially recommended for cosmetic use.



*4%-ban tartalmaz természetes aloe kivonatot, mely gyengéden ápolja, és óvja betegei bőrét a vizsgálat alatt is.*

Aquaultra Clear

Aquaultra Aloe




### Aqua Lubri

The international choice for a non-sterile lubricant gel. Colourless, odourless, water-soluble, low density gel for daily use. Definitely soft wick assures perfect sliding.



*Különleges összetételű nőgyógyászati, és urológia vizsgálatokhoz ajánlott, színtelen/szagtalan alacsony viszkozitású gél.*



### Aqua Laser

Specifically high viscosity gel, water-soluble, colourless and odorless contact material, ideal for Cosmetic Laser, IPL, Therapy.



*Speciális kozmetikai kezelésekre kifejlesztett*

Aqua Lubri

Aqua Laser



magas viszkozitású IPL gél,  
melyet tartós kozmetikai  
kezelésekre ajánlunk.

## Aquaultra Sterile

World standard Gamma  
sterilized ultrasound  
gel. Recommended for  
diagnostic exams and  
ultrasound treatments.



Tasakos csomagolású steril  
vagy nem steril gél.



## Transept Spray


Manufacturers recommend to use it after each  
examination. It cleans the  
probe without scratching  
and scraping its surface.



Ultraszondák tisztító folyadék: kíméletesen tisztítja az ultrahang szondát. A fejet roncsolás nélkül fertőtleníti, nem tartalmaz édes, szemcsés anyagot. Használatát a készülékgyártók is javasolják!

## CONTI GELS FOR ELECTROCARDIOGRAPHIC DIAGNOSTICS

High electric conductivity and quality.  
Low electric resistance  
Recommended for short- and long term recordings  
Hypoallergenic, bacteriostatic and non-irritating (pH from :6,5 to 7)  
Water-soluble, not greasy  
Salt free  
Optimal viscosity  
Easy to wipe off



## Conti ECG Gel

Specifically high-conductivity contact gel for all electromedical procedures. (ECG, EMG, defibrillation, and biofeedback)



Magas vezetőképességű, kontakt gél, általános kardiológia felhasználásra, EMG vizsgálatokhoz, vagy defibrillátor használatához.



## Conti Spray

Specifically high electric conductivity electrolyte spray. Hypoallergenic, antibacterial, very

economical and easy to spread. After using, it can easily be wiped off. Ideal for muscle stimulation and electromedical equipment.



Magas vezetőképességű folyadék. Gazdaságos, a bőrre könnyen felvihető, könnyen eltávolítható.

## Accessories

**Eco Dispenser:** lower capacity pump for canister

**Max Dispenser:** high-capacity pump recommended for continuous use



**Pumpa „Eco“:** kisebb teljesítményű pumpa.

**Pumpa „Max“:** robusztus kivitelű, tartós használatra ajánlott nagy teljesítményű pumpa



## Available in eight different versions:



5000 gr cubitainer (soft tank) with spout and refilling bottle. The spout helps pressing out the 96% of the gel.



5000 gr canister (rigid tank) with velcro-cap. (We recommend the use of a pump for refilling)



1000 gr bottle with „push-pull”, or „flip-top” cap.



500 gr bottle with „push-pull”, or „flip-top” cap.



300 gr dispenser bottle.



260 gr bottle with „push-pull” or „flip-top” cap.



250 ml dispenser bottle (only for Transept and Conti Sprays).



20 gr sterilized ultrasound gel (or non sterilized foil pouches).

## Packaging

**20 gr Aquaultra Gels:** 50/box

**260 gr:** 25 or 35/box 1900 or 2170/pallet

**500 gr:** 24/box 1512/pallet

**1000 gr:** 10/box 600/pallet.

**5000 gr - canisters (rigid container):**

4/box, with 4 refilling bottles. 160/pallet

**5000 gr - cubitainer (soft tank):**

4/box with 4 refilling bottles. 144/pallet.

## UltrageL Hungary 2000 Ltd.

1211 Budapest  
Tekercselő u. 12.  
Hungary

**Phone:** +36 1 278 3050

**Fax:** +36 1 278 3055

**E-mail:** info@ultrageL.hu

[www.ultrageL.hu](http://www.ultrageL.hu)



HUNGARIAN  
INVESTMENT AND  
TRADE AGENCY