

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție fd16bcdf-8e6d-4e60-97c4-83d782e47203 din 30.06.2025
Obiectul achiziției: Consumabile, articole și medicamente pentru departament imagistică medicală (necesar urgent pentru 30 zile)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Film radiologic tip AGFA 25x30 (10x12 in) Număr în cutie -100	32354110-3	Belgia	AGFA NV	Film radiologic tip AGFA 25x30(10x12 in) N100	Mediu de a doua generație, cu randament mai mare, pentru procesare uscată în tonuri de gri • Special conceput pentru camerele de imagistică DRYSTAR 5503, DRYSTAR 5500, DRYSTAR 5300, DRYSTAR 5302 și DRYSTAR AXYS • Fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanțe chimice • Imagini clare și precise • Stabilitate excelentă a imaginii Utilizare • Pentru imprimarea medicală a imaginilor în nuanțe de gri pe PET de 168 μm	ISO , CE

					• Alegerea bazei albastre și transparente • Densitate optică maximă: $\geq 3,1$ • Ambalaj complet reciclabil • Încărcare la lumina zilei (insensibil la lumină) Depozitare • 100 de coli per cutie • Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricației • Depozitare înainte de utilizare: - Temperatură între 4 și 25 °C - Controlul umidității recomandat pentru filmele DRYSTAR este între 30 și 60% • Depozitare după imprimare: - Facilitatea de arhivare este conformă cu ANSI IT 9.11 și IT 9.19, termen extins - Depozitare minim 20 de ani - Recomandări și transport pentru a evita pierderea imaginii sau densitatea crescută sau decolorarea: - evitați depozitarea pentru o perioadă lungă de timp la > 35 °C - evitați depozitarea mediilor uscate pe cutiile de vizualizare pentru o perioadă lungă de timp sau - evitați expunerea la temperaturi excesiv de ridicate și lumină intensă, depozitați imaginile în	
--	--	--	--	--	--	--

					ambalajul original sau alte plicuri de folie de protecție adequate la max. 25 °C	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cebanov Piotr În calitate de: Administrator
Ofertantul: **Imax Com SRL** Adresa: mun.Chisinau, str.Mesterul Manole, 7