

X15 (EDAN) - Service în perioada de garanție 36 luni

Compania „Aelo Grup” S.R.L. garantează că produsele EDAN corespund specificațiilor declarate

Obligațiile de garanție sunt anulate în cazul:

- daune ulterioare cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.
- daune cauzate de modificarea sau repararea de către o persoană neautorizată de EDAN.
- daune cauzate de accidente.
- înlocuirea sau îndepărtarea etichetei cu numărul de serie și a etichetei producătorului.

Dacă un produs acoperit de această garanție este considerat defect din cauza materialelor, componentelor sau manoperei defecte, iar reclamația este făcută în perioada de garanție, Aelo Grup SRL va repara sau înlocui, piesa (piesele) defectă(e) gratuit.

Program de întreținere preventivă	Lucrărilor necesare	
Test de rutină	Inspecție vizuală; Test de pornire; Test de taste; Test de înregistrare; Test de alarmă	La fiecare 24 de luni (pag. 20 manual de service)
Teste funcționale și teste de precizie	Test funcțional ECG; Test funcțional SPO2; Test funcțional NIBP; Test de scurgeri NIBP; Test de precizie NIBP; Calibrare NIBP; Test de precizie TEMP Test funcțional AG Test funcțional IBP	O verificare funcțională trebuie efectuată imediat ce apare o posibilă defecțiune a dispozitivului sau după efectuarea lucrărilor de service. (pag. 22 manual de service)
Test de siguranță	Rezistență de împământare de protecție; Curent de scurgere al carcasei; Curent de scurgere al pacientului; Curent de scurgere al pacientului Condiție de defect unic Rețea pe piesa aplicată	După instalarea sau service-ul produsului. (pag 36 service manual)
Maintenance	Inspectarea	La fiecare 24 de luni (pag 253 manual de utilizare)

Unelte și instrumente

- 1 Multimetru
- 2 Analizor de siguranță electrică
- 3 Simulator de pacient

Lista pieselor de schimb pentru monitor este prezentată la paginile 93-94 service manual (atașat ca fișier PDF separat).