

Specificații tehnice (F4.1)Numărul procedurii de achiziție_21063472_din_13.09.2022 [ocds-b3wdp1-MD-1663047477966](#)Obiectul de achiziției: **Loturile 41-51: Reagenți pentru Immulite 2000 XPI (sistem închis)***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Lotul	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
41		Reagenți p/u Immulite 2000 XPI (sistem închis)						
41.1	33696500-0	3gAllergy™ Specific IgE (Universal Kit)	L2KUN6	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem închis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem închis Immulite 2000 XPI	
41.2	33696500-0	Alergeni specifici	Diverse tipuri alergenii	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem închis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem închis Immulite 2000 XPI	
42		Reagenți p/u Immulite 2000 XPI (sistem închis)						
42.1	33696500-0	Calcitonin	L2KCL2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem închis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem închis Immulite 2000 XPI	
43		Reagenți p/u Immulite 2000 XPI (sistem închis)						
43.1	33696500-0	Ferritin	L2KFE2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul	Compatibil cu analizatorul	

						automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
44		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						
44.1	33696500-0	Folic Acid	L2KFO2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
45		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						
45.1	33696500-0	HBsAg	L2KHB2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
46		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						
46.1	33696500-0	Intact PTH	L2KPP2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
47		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						
47.1	33696500-0	Progesterone	L2KPW2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
48		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						

48.1	33696500-0	Total IgE	L2KIE2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
49		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						
49.1	33696500-0	Vitamin B12	L2KVB2	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
50		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						
50.1	33696500-0	Cupe de reactie (Reaction Tubes)	LRXT	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	
51		Reagenti p/u Immulite 2000 XPI (sistem inchis)						
51.1	33696500-0	Substrat	L2SUBM	Marea Britanie	Siemens	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	Compatibil cu analizatorul automat de sistem inchis Immulite 2000 XPI	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Roman Constantin În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Poseidongrup” S.R.L. Adresa juridică : Mun. Chisinau, str. Sf.Vineri 32, MD-2070

Data: **03.10.2022**