

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - Licitatie deschisă nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1769424966543/21555995 conform SIARSAP M-Tender
Obiectul achiziției: “Deservire și întreținere dispozitive medicale 2026”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
3.1. Computer Tomograf (80 slice) Aquilion PRIME, Toshiba (2014)	Aquilion Prime	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	3.1. Computer Tomograf (80 slice) Aquilion PRIME, Toshiba (2014). Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry). Verificarea și curățirea filtrelor de aer . Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Numărul de vizite per an – 4.	3.1. Computer Tomograf (80 slice) Aquilion PRIME, Toshiba (2014). Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry). Verificarea și curățirea filtrelor de aer . Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Numărul de vizite per an – 4.	Autorizatie ANRANR
3.2. Computer Tomograf (320 slice) Aquilion ONE, Canon (2023)	Aquilion One	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	3.2. Computer Tomograf (320 slice) Aquilion ONE, Canon (2023). Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry). Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Deservirea imprimantei laser " HighCap Xp, COLENTA"	3.2. Computer Tomograf (320 slice) Aquilion ONE, Canon (2023). Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry). Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Deservirea imprimantei laser " HighCap Xp, COLENTA" curatarea, calibrarea și	Autorizatie ANRANR

				curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; Deservirea angiomatului "ImaStar CDP, Antmed", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; Deservirea angiomatului "ImaStar CDP, Antmed", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	
6. X-ray staționar Helios DRF, Assing S.p.A. (2023)	Helios DRF	Italia	Assing SPA	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pământ, schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului) ; Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei pacientului; Deservirea imprimantei laser " HighCap Xp, COLENTA" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului; verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pământ, schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului) ; Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei pacientului; Deservirea imprimantei laser " HighCap Xp, COLENTA" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului; verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	Autorizație ANRANR

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)