

Anexa 1 Fotoliu pentru chimioterapie, Model MYS-931, Meyosis**Nr. de inregistrare AMDM: DM000396166**

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Fotoliu pentru chimioterapie Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil (obligatoriu). Pentru mâini: reglabile și demontabile (obligatoriu). Pentru picioare: reglabil (obligatoriu). Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. Reglarea înălțimii: Interval minim 56–74 cm. Înclinarea spătarului: 0–70 grade. Înclinarea secțiunii pentru picioare: 0–30 grade. Poziție Trendelenburg: 0–13 grade. Dimensiuni: Lungime totală (întins): ≥ 200 cm. Lățime: ≥ 60 cm. Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, dintre care 2 cu frână. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici (obligatoriu). Capacitate maximă de încărcare: ≥ 200 kg. Sursa de alimentare: $230 \pm 10\%$ V, 50 Hz. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: ≥ 2 cârlige.	Fotoliu pentru chimioterapie Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acționare: Electromecanică, controlată prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil Pentru mâini: reglabile și demontabile Pentru picioare: reglabil . Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. Reglarea înălțimii: Interval minim 56–76 cm. Înclinarea spătarului: 0–70 grade. Înclinarea secțiunii pentru picioare: 0–30 grade. Poziție Trendelenburg: 0–24 grade. Dimensiuni: Lungime totală (întins): 210 cm. Lățime: 60 cm. Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, cu system centralizat de frinare. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici Capacitate maximă de încărcare: 200 kg. Sursa de alimentare: 220 V, 50 Hz. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: min. 2 cârlige. Informatia confirmativa se regaseste in brosură atasată.