

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție 21082838 din 19 06 23

Obiectul achiziției: Consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Șervețele dezinfectante	Phago`Wipes MD	Franta	Christeysn	Șervețele dezinfectante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet minim 100 bucăți, fără aldehydă cu 1-propanol/2-propanol, etanol și aditivi, pentru prelucrarea antiseptică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculocid, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS)	Șervețele dezinfectante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet minim 100 bucăți, fără aldehydă cu 1-propanol/2-propanol, etanol și aditivi, pentru prelucrarea antiseptică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculocid, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS)	CE, ISO
35	Dezinfectant pentru suprafețe	Aniospray Quick	Franta	Ecolab-Anios	Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în domeniul medical. Spray, ambalaj: flacon maxim 1000 ml, incolor, cu miros slab sau fără miros, PH sol. 6.0-8.0	Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în domeniul medical. Spray, ambalaj: flacon maxim 1000 ml, incolor, cu miros slab sau fără miros, PH sol. 6.0-8.1	CE, ISO
37	Dezinfectant pentru suprafețe	Virosray	Franta	Franklab	Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: propanol, etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - Bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Ambalaj: flacon cu cap de pulverizare 600 - 1000 ml	Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: propanol, etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - Bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Ambalaj: flacon cu cap de pulverizare 600 - 1000 ml	CE, ISO

38	Dezinfectant pentru suprafețe	Virosray	Franta	Franklab	Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: propanol, etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - Bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV Și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Ambalaj: canistră 2,5 litri - 4 litri	Soluție ce nu conține aldehydă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acțiune rapidă prin pulverizare și curățare și ștergerea suprafețelor dispozitivelor medicale, conține: propanol, etanol, adjuvanți și apă. Spectru de acțiune - Bactericid, tuberculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV Și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Ambalaj: canistră 2,5 litri - 4 litri	CE, ISO
39	Lichid dezinfectant pentru suprafețe	Phagosept Quick & clean	Germania	Pliwa	Soluție transparentă incoloră, compoziție: alcool izopropilic, didecidmetilamoniu clorid, ambalaj: flacon de polimer 1 litru	Soluție transparentă incoloră, compoziție: alcool izopropilic, didecidmetilamoniu clorid, ambalaj: flacon de polimer 1 litru	CE, ISO
40	Soluție pe bază de alcool pentru suprafețe și utilaj medical	Aniospray Quick	Franta	Ecolab-Anios	componentă la 100 gr produs minim 40,5 gr alcool., 1-propanol/2-propanol. Ambalaj: flacon maxim 1000 ml	componentă la 100 gr produs minim 40,5 gr alcool., 1-propanol/2-propanol. Ambalaj: flacon maxim 1000 ml	CE, ISO
41	Soluție dezinfectantă pentru suprafețe și utilaj medical	Aniospray Quick	Franta	Ecolab-Anios	Soluție pe bază de alcool pentru suprafețe și utilaj medical, ambalaj: minim 1000 ml, componentă la 100 gr produs conține maxim 25 gr etanol	Soluție pe bază de alcool pentru suprafețe și utilaj medical, ambalaj: minim 1000 ml, componentă la 100 gr produs conține maxim 25 gr etanol	CE, ISO
42	Soluție concentrată pentru dezinfecția și curățirea instrumentelor (presterilizare)	Enzymex L9	Franta	Franklab	Flacon maxim 1250 ml, conține în componentă alchilamina și/sau dialchil dimetil amoniu clorid (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare)	Flacon maxim 1250 ml, conține în componentă alchilamina și/sau dialchil dimetil amoniu clorid (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare)	CE, ISO
43	Dezinfectant pentru instrumente-soluție	Enzymex L9	Franta	Franklab	Dezinfectant detergent concentrat, sub formă lichidă, fără aldehyde, pentru curățarea și dezinfecția instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. Dopul conține marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, adenovirus, coronavirus. Conține substanță activă dodețilamin (3-aminopropil) și/sau didețildimetula-minoxlorid, tensides, aromatizatori substanțe anticorozive). Concentrație: 2% (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare). Timp de acțiune: 15-60 minute. Valabilitatea soluției de lucru minim 7 zile. Ambalare: canistră minim 5 litri. Termen de valabilitate minim 2 ani	Dezinfectant detergent concentrat, sub formă lichidă, fără aldehyde, pentru curățarea și dezinfecția instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. Dopul conține marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, adenovirus, coronavirus. Conține substanță activă dodețilamin (3-aminopropil) și/sau didețildimetula-minoxlorid, tensides, aromatizatori substanțe anticorozive). Concentrație: 2% (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare). Timp de acțiune: 15-60 minute. Valabilitatea soluției de lucru minim 7 zile. Ambalare: canistră minim 5 litri. Termen de valabilitate minim 2 ani	CE, ISO

44	Dezinfectant pentru instrumente-soluție	DDN 9	Franta	Franklab	Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehyde. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/ clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2% (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare). Flacon minim 2,5 litri.	Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehyde. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/ clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2% (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare). Flacon minim 2,5 litri.	CE, ISO
45	Dezinfectant pentru instrumente	DDN 9	Franta	Franklab	Lichid dezinfectant fără alcool, rapid, pe bază de compuși de amoniu cuaternar. Ambalaj: flacon maxim 1 litru	Lichid dezinfectant fără alcool, rapid, pe bază de compuși de amoniu cuaternar. Ambalaj: flacon maxim 1 litru	CE, ISO
46	Dezinfectant pentru instrumente stomatologice	Enzymex L9	Franta	Franklab	Soluție concentrat (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare), ambalaj de minim 2,5 litri ce va conține compuși de amoniu cuaternar, agenți tensioactivi non-ionici, componente alcaline de curățare, agenți de complexare și auxiliari în soluție apoasă, cu efecte bactericide (inclusiv tuberculocid), fungicide, virucide limitate (HBV, HCV și HIV) și asupra virusurilor neîncapsulate (Noro + adenovirusuri), potrivit pentru instrumentarul stomatologic și chirurgical, cât și pentru instrumentele rotative. Va asigura o dezinfecție și curățare extrem de rapidă în baia cu ultrasunet, va proteja de coroziune instrumentele, inclusiv pe cele confecționate cu adaosuri/din cauciuc sau rășini.	Soluție concentrat (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare), ambalaj de minim 2,5 litri ce va conține compuși de amoniu cuaternar, agenți tensioactivi non-ionici, componente alcaline de curățare, agenți de complexare și auxiliari în soluție apoasă, cu efecte bactericide (inclusiv tuberculocid), fungicide, virucide limitate (HBV, HCV și HIV) și asupra virusurilor neîncapsulate (Noro + adenovirusuri), potrivit pentru instrumentarul stomatologic și chirurgical, cât și pentru instrumentele rotative. Va asigura o dezinfecție și curățare extrem de rapidă în baia cu ultrasunet, va proteja de coroziune instrumentele, inclusiv pe cele confecționate cu adaosuri/din cauciuc sau rășini.	CE, ISO

47	Dezinfectant pentru freze stomatologice și instrumente stomatologice rotative (soluție concentrată)	Phago`Zyme	Franta	Christeys	Dezinfectant absolut virucid, gata de a fi utilizat pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor rotative (nu este necesar de a dilua soluția). Să posede efecte bactericid (inclusiv tuberculocid), fungicid, virucid (testat și produs conform rigorilor internaționale). Putere înaltă de curățire, predestinat special pentru microstructurile frezelor dentare. Să protejeze de coroziune intrumentele expuse dezinfectării. Timpul de acțiune scurt, asigurând astfel eficiență maximă. Substanțele active: alcooli în mediu alcalin. Ambalaj canistră 2,5 litri - 4,5 litri	Dezinfectant absolut virucid, gata de a fi utilizat pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor rotative (nu este necesar de a dilua soluția). Să posede efecte bactericid (inclusiv tuberculocid), fungicid, virucid (testat și produs conform rigorilor internaționale). Putere înaltă de curățire, predestinat special pentru microstructurile frezelor dentare. Să protejeze de coroziune intrumentele expuse dezinfectării. Timpul de acțiune scurt, asigurând astfel eficiență maximă. Substanțele active: alcooli în mediu alcalin. Ambalaj canistră 2,5 litri - 4,5 litri	CE, ISO
48	Soluție concentrată pentru dezinfectare instrumente	Enzymex L9	Franta	Franklab	Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucid. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/ clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2% (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare). Ambalaj: flacon minim 1000 ml	Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucid. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/ clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2% (20 ml soluție permite obținerea a 1000 ml soluție gata de utilizare). Ambalaj: flacon minim 1000 ml	CE, ISO
49	Dezinfectant lichid pentru mâini	Skinogel	Franta	Franklab	Dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfecția mâinilor. Compoziție: etanol minim 65%, propan-2-ol/bifenyl-2-ol, cu dozator. Ambalaj: flacon minim 1000 ml	Dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfecția mâinilor. Compoziție: etanol minim 65%, propan-2-ol/bifenyl-2-ol, cu dozator. Ambalaj: flacon minim 1000 ml	CE, ISO
51	Pastile dezinfectante pentru articole cu destinație medicală	Clorom	Romania	G&M2000	Pastile de culoare albă cu miros de clor a câte 2.7 gr - 2.8 gr, conține ca ingredient în substanță activă diclorizocianurat de natriu	Pastile de culoare albă cu miros de clor a câte 2.7 gr - 2.8 gr, conține ca ingredient în substanță activă diclorizocianurat de natriu	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durllesti. Str. Vasile Lupu 6