

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21564319/ ocds-b3wdp1-MD-1770807532455 din 11.02.2026						
Obiectul achiziției: Kit de mentenanță pentru dispozitivele medicale de sterilizare și păstrare Endoscoape, Steelco EW 2/2 și ED 200/2 cu servicii de mentenanță incluse						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servici						
Lot. 1 Lista de consumabile compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco						
Air filter H14 190X200X149, PN: 700262	700262	Italia	Steelco Spa	compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco	DA compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco	CE/ EEC
Group Compressor 230V 50HZ, PN: 011807R	011807R	Italia	Steelco Spa	compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco	DA compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco	CE/ EEC
Filter KLEENPAK, PN:ED100085	ED100085	Italia	Steelco Spa	compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco	DA compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco	CE/ EEC
Lot. 2 Lista de consumabile compatibil cu sistemul de păstrare endoscoape EW2/2 , Steelco						
Filtre apa 0.45um PN: 6715178	6715178	Italia	Steelco Spa	compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	DA compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	CE/ EEC
Filtre apa 0.01um PN: 6715177	6715177	Italia	Steelco Spa	compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	DA compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	CE/ EEC
Filtre apa intern pe canal 0.40um PN: 661050	661050	Italia	Steelco Spa	compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	DA compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	CE/ EEC
Valve box pompe	0 60186	Italia	Steelco Spa	compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	DA compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	CE/ EEC
Oringuri la valve box	0 60463	Italia	Steelco Spa	compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	DA compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	CE/ EEC
Pompa de presiune PN:010986	10986	Italia	Steelco Spa	compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	DA compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	CE/ EEC
Senzor de temperatura camera PN: 010019	10019	Italia	Steelco Spa	compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	DA compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco	CE/ EEC

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Tudor Ceaicovschi;** În calitate de: **Director General;**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" S.R.L., Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2