

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21182507, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1709717879276 din ”12” martie 2024
Obiectul achiziției:	Achiziționarea reactivelor și consumabililor pentru laboratorul Bacteriologic

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 8 Consumabile compatibile cu aparatul microbiologic VITEK 2 Compact							
1	Card pentru identificarea germenilor Gram-negativ (GN)	VITEK® 2 GN, 21341	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 GN. Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 21341	CE, ISO
2	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- N204	VITEK® 2 AST-N204, 412865	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-N204. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 412865	CE, ISO
3	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- N438	VITEK® 2 AST-N438, 424499	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-N438. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 424499	CE, ISO
4	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- N222	VITEK® 2 AST-N222, 413083	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 413083	CE, ISO
5	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- N440	VITEK® 2 AST-N440, 424502	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-N440. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc = card. Ref.: 424502	CE, ISO

6	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- GN75	VITEK® 2 AST- GN75, 413432	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-GN75. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 413432	CE, ISO
7	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ, test AST- N437	VITEK® 2 AST- N437, 424498	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-N437. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 424498	CE, ISO
8	Card pentru identificarea germenilor Gram pozitiv (GP)	VITEK® 2 GP, 21342	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 GP. Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 21342	CE, ISO
9	Card pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive (Stafilococ, Enterococ și S.agalactiae) AST-P592	VITEK® 2 AST- P592, 22287	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , și <i>S. agalactiae</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 22287	CE, ISO
10	Card pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive (Stafilococ, Enterococ și S.agalactiae) AST-P659	VITEK® 2 AST- P659, 423050	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-P659. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , și <i>S. agalactiae</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 423050	CE, ISO
11	Card pentru testarea sensibilității Streptococcus AST-ST03	VITEK® 2 AST- ST03, 421040	SUA	bioMerieux Inc.	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus beta-hemolytic</i> și <i>Viridans Streptococcus</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Buc.= card. Ref.: 421040	CE, ISO
12	Soluție salină	Saline Solution, V1204	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact	Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea <i>in vitro</i> . NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Accesoriile nu sunt IVD și nu au nevoie de CE. Flacon de plastic 500 ml. Impachetare: 3 fl./cutie. Ref.: V1204. Conform cerințelor	ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1