

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742544141757 din 25 mart 2025, 10:00 - 28 mart 2025, 10:00

Obiectul achiziției: Dezinfectanți

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
336 000 00-6	1.1	Soluție de dezinfectare pentru endoscoape, pe baza de acid peracetic, concentrat lichid. Soluție reutilizabila cel puțin 12 zile. Acțiune la temperatura camerei. În set cu teste pentru verificarea concentrației. Compatibil cu dispozitivul de reprocesarea a endoscoapelor, model: Wash Master Eco, ENDO-Technik, Germania, ambalaj 1 sau 5 litri, compatibil cu detergentul din lot.	ADASPOR Plus Concentrate	Italia	Cantel	Soluție de dezinfectare pentru endoscoape, pe baza de acid peracetic, concentrat lichid. Soluție reutilizabila cel puțin 12 zile. Acțiune la temperatura camerei. În set cu teste pentru verificarea concentrației. Compatibil cu dispozitivul de reprocesarea a endoscoapelor, model: Wash Master Eco, ENDO-Technik, Germania, ambalaj 1 sau 5 litri, compatibil cu detergentul din lot.	Soluție de dezinfectare pentru endoscoape, pe baza de acid peracetic, concentrat lichid. Soluție reutilizabila cel puțin 12 zile. Acțiune la temperatura camerei. În set cu teste pentru verificarea concentrației. Compatibil cu dispozitivul de reprocesarea a endoscoapelor, model: Wash Master Eco, ENDO-Technik, Germania, ambalaj 1 litru, compatibil cu detergentul din lot.	DM000226686
336 000 00-6	1.2	Detergent enzimatic pentru endoscoape, concentrat lichid, cel puțin 4 enzime. Acțiune la temperatura camerei. Compatibil cu dispozitivul de reprocesarea a endoscoapelor, model: Wash Master Eco, ENDO-Technik, Germania. Ambalaj 1 sau 5 litri, compatibil cu dezinfectantul din lot.	PROTEAZONE	Italia	Cantel	Detergent enzimatic pentru endoscoape, concentrat lichid, cel puțin 4 enzime. Acțiune la temperatura camerei. Compatibil cu dispozitivul de reprocesarea a endoscoapelor, model: Wash Master Eco, ENDO-Technik, Germania. Ambalaj 1 sau 5 litri, compatibil cu dezinfectantul din lot.	Detergent enzimatic pentru endoscoape, concentrat lichid, cel puțin 4 enzime. Acțiune la temperatura camerei. Compatibil cu dispozitivul de reprocesarea a endoscoapelor, model: Wash Master Eco, ENDO-Technik, Germania. Ambalaj 1 litru, compatibil cu dezinfectantul din lot.	DM000238756

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**