



ul. Polna 54 05-119 Łajski

RAVIMED Sp. z o.o.

Regon: 002027813 NIP: 5310004118 KRS: 0000185727 K.Z. 50.000 PLN

Łajski, dnia 2022-07-22

To whom it may concern

Manufacturer's Authorization

We Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o., who are official manufacturers of medical devices and PVC bags for blood collection, storage and preparation, having factories at 05-119 Łajski; ul. Polna 54, POLAND, do hereby authorize

ECHIPAMED PLUS SRL

str. Valea Trandafirilor 24 "B", of. 2-7 MD-2001, Chisinau Republic of Moldova

to submit a bid by the Tender No. ocds-b3wdp1-MD-1656066025719 of July 26th, 2022, organized by the "Centrul National de Transfuzie a Singelui", the purpose of which is to provide the following Goods, manufactured by us: closed system of PVC bags for human blood collection, preparation and storage with capacity 450/400/400ml and Top-Bottom donor bag with CPD and SAGM solutions, and to subsequently negotiate and sign the Contract, as well as to perform installation and after sales Service.

We hereby extend our full warranty with respect to the Goods offered by the above company.

DYREKTOR GENERALNY 2001 oman Raszewski

"RAVIMED" Sp. z o.o. 05-119 Łajski, ul. Polna 54 NIP: 531-00-04-118 tel./fax 22 782 21 67



CERTYFIKAT WE / EC CERTIFICATE

zgodny z 93/42/EWG Załącznik II(b.p. 4) / acc. 93/42/EEC Annex II(w.o. 4)

Niniejszym zaświadcza się, że firma / This certifies, that the company

Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o. ul. Polna 54, PL / 05-119 Łajski

dla kategorii wyrobów sterylnych klasy IIb / for the product category class IIb in sterile condition (Lista wyrobów patrz załącznik 1 / List of products see annex 1)

Zestaw pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi. Containers for blood collection, storage and preparation.

stosuje system zapewnienia jakości w projektowaniu, produkcji i kontroli końcowej wymienionych wyrobów zgodny z wymaganiami Załącznika II (z wyłączeniem sekcji 4) dyrektywy 93/42/EWG. Dodatkowo, przy znaku CE musi zostać naniesiony numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. Ważność tego certyfikatu zależna jest od utrzymania systemu zapewnienia jakości zgodnego z wymaganiami dyrektywy i jego nadzorowania przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z Załącznikiem II, rozdział 5. Certyfikat nie może być przenoszony pod żadnym warunkiem.

has established a quality system for design, production and final testing acc. to the requirements of Annex II (excluding section 4) of the directive 93/42/EEC. Additional to the CE-marking the notification number of the Notified Body has to be affixed. The validity of this certificate is based on the maintenance of the quality system in accordance with the requirements of the directive and its surveillance by the Notified Body according Annex II section 5. The certificate may not be transferred under any circumstances.

Nr rej. / Reg.-No. TNP/MDD/0390/4245/2021

Raport nr / Report No.: PL4245/2021

Ważny od / Valid from 17-05-2021 Ważny do / Valid until 16-05-2024

Jednostka Certyfikująca Wyroby Medyczne / Certification body for medical devices

Jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 2274 Notified Body ID. No. 2274 Katowice, 17-05-2021

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice +48 32 786 46 46, Fax +48 32 786 46 01 www.tuv-nord.pl, biuro@tuv-nord.pl



ZAŁĄCZNIK nr 1, strona 1 z 4 / ANNEX No. 1, page 1 of 4

do certyfikatu numer rejestracyjny / to Certificate Registration No.: Raport nr / Report No.: PL4245/2021

TNP/MDD/0390/4245/2021

Ważny od / Valid from 17-05-2021 Ważny do / Valid until 16-05-2024

| Тур / Туре | Wyroby / Products | Klasa / Class | GMDN |
|---|---|------------------|-------|
| Zestaw pojedynczy z CPDA-1 / Single set with CPDA-1 | RS(50-600)Ca | lib | 47885 |
| Zestaw podwójny z CPDA-1 / Double set with CPDA-1 | RD(50-600)/(50-600)Ca | IIЬ | 47885 |
| Zestaw podwójny z CPD / Double set with CPD | RD(50-600)/(50-600)C | llb | 47885 |
| Zestaw potrójny z CPDA-1 / Triple set with CPDA-1 | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)Ca | llb | 47885 |
| Zestaw potrójny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi / Triple set with CPDA-1 with platelet storage container | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)CaP | lib | 47885 |
| Zestaw potrójny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów / Triple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)CaL | llb | 47885 |
| Zestaw potrójny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów / Triple set with CPDA-1 with platelet storage container and leukocyte reduction filter | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)CaPL | llb | 47885 |
| Zestaw potrójny z CPD-SAGM / Triple set with CPD-SAGM | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)CSm | llb | 47885 |
| Zestaw potrójny z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów / Triple set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmL | llb | 47885 |
| Zestaw poczwórny z CPDA-1 / Quadruple set with CPDA-1 | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)Ca | llb | 47885 |
| Zestaw poczwórny z CPDA-1 z pojernnikiem do przechowywania płytek krwi / Quadruple set with CPDA-1 with platelet storage container | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CaP | llb | 47885 |
| Zestaw poczwórny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów / Quadruple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CaL | llb | 47885 |
| Zestaw poczwórny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów / | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CaPL | lib | 47885 |
| Quadruple set with CPDA-1 with platelet storage container and leukocyte reduction filter Zestaw poczwórny z CPD-SAGM / Quadruple set with CPD-SAGM | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSm | lib | 47885 |
| Zestaw poczworny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi / Quadruple set with CPD-SAGM with platelet storage container | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/CSmP | lib | 47885 |
| Zestaw poczwórny z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów / Quadruple set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmL | llb | 47885 |
| Zestaw poczwórny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów / | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmPL | llb | 47885 |
| Quadruple set with CPD-SAGM with platelet storage container and leukocyte reduction filter Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 / Quintuple set with CPDA-1 | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)Ca | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi / Quintuple set with CPDA-1 with platelet storage container | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CaP | llb | 47885 |

Jednostka Certyfikująca Wyroby Medyczne

Katowice, 17-05-2021

Certification body for medical devices

Jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 2274 Notified Body ID. No. 2274

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice 2 +48 32 786 46 46, Fax +48 32 786 46 01 www.tuv-nord.pl, biuro@tuv-nord.pl



ZAŁĄCZNIK nr 1, strona 2 z 4 / ANNEX No. 1, page 2 of 4

do certyfikatu numer rejestracyjny / to Certificate Registration No.: Raport nr / Report No.: PL4245/2021

TNP/MDD/0390/4245/2021

Ważny od / Valid from 17-05-2021 Ważny do / Valid until 16-05-2024

| Тур / Туре | Wyroby / Products | Klasa / <i>Class</i> | GMDN |
|--|--|-------------------------|-------|
| Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów / Quintuple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CaL | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów / Quintuple set with CPDA-1 with platelet storage container and leukocyte reduction filter | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CaPL | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM / Quintuple set with CDP-SAGM | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSm | lib | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi / Quintuple set with CPD-SAGM with platelet storage container | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmP | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów / Quintuple set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmL | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów / Quintuple set with CPD-SAGM with platelet storage container and leukocyte reduction filter | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600)CSmPL | llb | 47885 |
| Zestaw sześciokrotny z CPDA-1 / Sixtuple set with CPDA-1 | R6/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600)Ca | llb | 47885 |
| Zestaw siedmiokrotny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów / Septuple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | R7(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaL | llb | 47885 |
| Zestaw do podwójnej plazmaferezy z CPD / Double plasmapheresis set with CPD | R2P(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)C | llb | 47885 |
| Zestaw do podwójnej plazmaferezy z CPD z filtrem do redukcji leukocytów / Double plasmapheresis set with CPD with leukocyte reduction filter | R2P(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CL | llb | 47885 |
| Zestaw pojemników transferowych pojedynczy / Single transfer bags set | RSTr(50-1000) | llb | 47885 |
| Zestaw pojemników transferowych pojedynczy do przechowywania płytek / Single transfer bags set for platelets storage | RSTr(50-1000)P | llb | 47885 |
| Zestaw pojemników transferowych podwójny / Double transfer bags set | RDTr(150-600)/(150-600) | llb | 47885 |
| Zestaw pojemników transferowych potrójny / Triple transfer bags set | RTTr(150-600)/(150-600)/(150-600) | lib | 47885 |
| Zestaw pojemników transferowych poczwórny / Quadruple transfer bags set | RQTr(150-600)(150-600)/(150-600)/(150-600) | llb | 47885 |
| Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny / Sixtuple transfer bags set | R6Tr(150-600)(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600) | llb | 47885 |
| Zestaw potrójny pusty do pobierania krwi na surowicę / Triple empty set for blood collection for serum | RTC(150-600)/(150-600)/(150-600) | llb | 47885 |
| Zestaw podwójny do przemywania "Washing Kit" z 0,9% roztworem Chlorku Sodu / Double set for washing "Washing Kit" with 0,9% Sodium Chloride solution | RWK(150-600)/(150/600)Nc0,9 | llb | 47885 |



Jovita Juźwiak Jednostka Certyfikująca Wyroby Medyczne Certification body for medical devices

Jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 2274 Notified Body ID. No. 2274

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice +48 32 786 46 46, Fax +48 32 786 46 01 www.tuv-nord.pl, biuro@tuv-nord.pl

Katowice, 17-05-2021



ZAŁĄCZNIK nr 1, strona 3 z 4 / ANNEX No. 1, page 3 of 4

do certyfikatu numer rejestracyjny / to Certificate Registration No.: Raport nr / Report No.: PL4245/2021

TNP/MDD/0390/4245/2021

Ważny od / Valid from 17-05-2021 Ważny do / Valid until 16-05-2024

| Тур / Туре | Wyroby / Products | Klasa / Class | GMDN |
|---|---|------------------|-------|
| Zestaw potrójny Góra-Dól z CPD-SAGM / Triple Top-Bottom set with CPD-SAGM | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmTb | lib | 47885 |
| Zestaw potrójny Góra-Dól z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów / Triple Top-Bottom set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | RT(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmTbL | lib | 47885 |
| Zestaw poczwórny Góra-Dól z CPD-SAGM / Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmTb | lib | 47885 |
| Zestaw poczwórny Góra-Dół z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi / Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM with platelet storage container | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmPTb | lib | 47885 |
| Zestaw poczwórny Góra-Dół z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmTbL | llb | 47885 |
| Zestaw poczwórny Góra-Dół z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM with platelet storage container and leukocyte reduction filter | RQ(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)CSmPTbL | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny Góra-Dół z CPD-SAGM / Quintuple Top-Bottom set with CDP-SAGM | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600)CSmTb | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny Góra-Dół z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi / Quintuple Top-Bottom set with CPD-SAGM with platelet storage container | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600)CSmPTb | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny Góra-Dół z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów / Quintuple Top-Bottom set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600)CSmTbL | llb | 47885 |
| Zestaw pięciokrotny Góra-Dól z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów / | R5/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150-600)/(150- 600)CSmPTbL | llb | 47885 |
| Quintuple Top-Bottom set with CPD-SAGM with platelet storage container and leukocyte reduction Zestaw "A" do pobierania krwi pępowinowej z CPD / Type "A" set for cord blood collection with CPD | Rset-A200C | llb | 47885 |
| Zestaw "A" do pobierania krwi pępowinowej Góra-Dół z CPD / Type "A" set for cord blood collection Top-Bottom with CPD | Rset-A200/200CTb | llb | 47885 |
| Zestaw "B" do pobierania krwi łożyskowej z CPD / Type "B" set for placental blood collection with CPD | Rset-B200C | llb | 47885 |
| Pojemnik z 4% Cytrynianem Sodu w 0,9 % Chlorku Sodu / Container with 4% Sodium Citrate in 0,9 % Sodium Chloride | RS(150-600)Scs | llb | 47885 |
| Pojemnik z 4% Cytrynianem Sodu / Container with 4 % Sodium Citrate solution | RS(150-600)Scw | llb | 47885 |
| Pojemnik z roztworem ACD(A) / Container with ACD(A) solution | RS(150-1000)A | llb | 47885 |
| Pojemnik z roztworem SAGM / Container with SAGM solution | RS(150-1000)Sm | llb | 47885 |

Jowita Južwiak

Jednostka Certyfikująca Wyroby Medyczne Certification body for medical devices Katowice, 17-05-2021

Jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 2274

Notified Body ID. No. 2274

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice +48 32 786 46 46, Fax +48 32 786 46 01 www.tuv-nord.pl, biuro@tuv-nord.pl



ZAŁĄCZNIK nr 1, strona 4 z 4 / ANNEX No. 1, page 4 of 4

do certyfikatu numer rejestracyjny / to Certificate Registration No.: Raport nr / Report No.: PL4245/2021

TNP/MDD/0390/4245/2021

 Ważny od / Valid from
 17-05-2021

 Ważny do / Valid until
 16-05-2024

| Тур / Туре | Wyroby / Products | Klasa / Class | GMDN |
|---|-------------------|------------------|-------|
| Pojemnik z płynem krioochronnym o wysokim stężeniu glicerolu / Container with blood preservation solution with high glycerol concentration | RO400Wsg | llb | 47885 |
| Pojemnik z płynem krioochronnym o niskim stężeniu glicerolu / Container with blood preservation solution with low glycerol concentration | RO400Nsg | llb | 47885 |
| Pojemnik z 12 % roztworem Chlorku Sodu / Container with 12 % Sodium Chloride solution | R050Nc12 | llb | 47885 |
| Pojemnik z 3,5 % roztworem Chlorku Sodu / Container with 3,5 % Sodium Chloride solution | RO300Nc3,5 | lib | 47885 |
| Pojemnik z 1,6 % roztworem Chlorku Sodu / Container with 1,6 % Sodium Chloride solution | RO300Nc1,6 | lib | 47885 |
| Pojemnik z 0,9 % roztworem Chlorku Sodu (pH 7,0) / Container with 0,9 % Sodium Chloride solution (pH 7,0) | RO500Nc0,9 | llb | 47885 |
| Pojemnik z 46,7 % roztworem Cytrynianu Sodu / Container with 46,7 % Sodium Citrate solution | R050Scw46,7 | llb | 47885 |
| Pojemnik z 14,7 % roztworem Cytrynianu Sodu / Container with 14,7 % Sodium Citrate solution | R01000Scw14,7 | llb | 47885 |
| Pojemnik z roztworem HES do laboratoryjnej preparatyki krwi / Container with HES solution for laboratory blood preparation | R(20-150)H | lib | 47885 |

Julualy Jowita Juźwiak Jednostka Certyfikująca Wyroby Medyczne Certification body for medical devices

Jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 2274 Notified Body ID. No. 2274

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Katowice, 17-05-2021

+48 32 786 46 46, Fax +48 32 786 46 01 www.tuv-nord.pl, biuro@tuv-nord.pl



CERTIFICATE

Management system as per PN-EN ISO 9001:2015

In accordance with TÜV NORD Polska Sp. z o.o. procedures, it is hereby certified that

Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o. ul. Polna 54, PL / 05-119 Łajski

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and manufacturing of disposable medical devices for blood collection, storage and preparation, autoinjectors against toxical warfare agents and autoinjector against pain, chemical warfare agents individual decontamination and liquidation kits. Physicochemical, chemical and pharmacokinetic laboratory tests

Certificate Registration No.: AC090 100/1327/4245/2015 Audit Report No. PL4245/2021

Valid from 17-05-2021 Valid until 16-05-2024

les

Manager of Certification Body TUV NORD Polska Sp. z o o

Katowice, 17-05-2021

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Polska Sp. z o.o. auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TUV NORD Polska Sp. z o.o.





ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



CERTIFICATE

Management system as per PN-EN ISO 13485:2016-04 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

In accordance with TÜV NORD Polska Sp. z o.o. procedures, it is hereby certified that

Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o. ul. Polna 54, PL / 05-119 Łajski

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and manufacturing of disposable medical devices for blood collection, storage and preparation and containers with solution for perfusion and storage of organs.

Regardless of the fact that TÜV NORD Polska Sp. z o.o. is a notified body No. 2274 in the area of medical devices, this Certificate is not a Certificate of Conformity within the meaning of Directive 93/42/EEC and is not a basis for CE marking.

Certificate Registration No. AC090 MD/1327/4245/2015 Audit Report No. PL4245/2018
 Valid from
 17-05-2021

 Valid until
 16-05-2024

a antii 10-03-2024

Ginnenje

Manager of Certification Body TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice, 17-05-2021

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Polska Sp. z o.o. auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.





ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



ul. Polna 54 05-119 Łajski

Regon: 002027813 NIP: 5310004118 KRS: 0000185727 K Z 50 000 PLN

Łajski, dnia 2021-06-07

DEKLARACJA ZGODNOŚCI / DECLARATION OF CONFORMITY wyroby medyczne / medical devices

| Producent / Manufacturer: | Zaklad Produkcji Sprzętu Medycznego "RAVIMED" Spółka z o.o. |
|---------------------------|---|
| Adres / Address: | 05-119 Łajski ul. Polna 54, Poland |
| Produkt / Product: | Załącznik nr 1 / Annex No 1 |

Ja niżej podpisany Roman Raszewski, w imieniu firmy RAVIMED Sp. z o.o. deklaruję, że produkowany w naszym zakładzie: / I, signed below Roman Raszewski, in the name of Ravimed Ltd., hereby declare, that manufactured in our company product:

| | NAZWA | INAME: | Załącznik nr 1 / Annex No | 1 |
|--|-------|--------|---------------------------|---|
|--|-------|--------|---------------------------|---|


jest wyrobem klasy II b reguła 18 według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wyrobów medycznych rożnego przeznaczenia i spelnia wymagania:

/ is a class II b, rule 18 product, according to the regulation of Polish Ministry of Health of 5 November 2010 (with further changes) regarding medical devices for distinct use and is compatible with:

- Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, Aneks II, której wprowadzenie do prawa polskiego stanowią: / Council Directive 93/42/EEC, Annex II, which have implementation to Polish law in:
- Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. z późn.zm.
 I Medical devices Act of 20 May 2010 as amended
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
 / Regulation of Polish Ministry of Health of 12 January 2011 regarding essential requirements and conformity assessment for medical devices
- oraz wybranych norm zharmonizowanych.
 / and selected adopted standards.

Zgodność została potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną Nr 2274 TUV NORD Polska, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice i została poświadczona certyfikatem TNP/MDD/0390/4245/2021.

/ Conformity was validated by Notified Body No 2274 TUV NORD Polska, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice and was authenticated by certificate No. TNP/MDD/0390/4245/2021.



Wykaz wyrobów medycznych produkowanych w Ravimed Sp. z o.o.

| Тур/Туре | Wyroby/Products | Klasa/Class | UMDN | | |
|--|---|-----------------|-------|--|--|
| Grupa rodzajowa 1A Obejmuje zestawy pojemników do pobierania i preparatyki krwi w konfiguracji góra-góra. | | | | | |
| RS(50-600)Ca | Zestaw pojedynczy z CPDA-1 Single set with CPDA-1 | lib | 47885 | | |
| RD(50-600)/(50-600)Ca | Zestaw podwójny z CPDA-1 Double set with CPDA-1 | llb | 47885 | | |
| RD(50-600)/(50-600)C | Zestaw podwójny z CPD Double set with CPD | Ilb | 47885 | | |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)Ca | Zestaw potrójny z CPDA-1 Triple set with CPDA-1 | llb | 47885 | | |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaP | Zestaw potrójny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi Triple set with CPDA-1 with platelet storage container | llb | 47885 | | |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaL | Zestaw potrójny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów Triple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | lib | 47885 | | |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaPL | Zestaw potrójny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów Triple set with CPDA-1 with platelet storage container and leukocyte reduction filter | llb | 47885 | | |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSm | Zestaw potrójny z CPD-SAGM Triple set with CPD-SAGM | llb | 47885 | | |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSmL | Zestaw potrójny z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów Triple set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | lib Geologia | 47885 | | |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150-600)Ca | Zestaw poczwórny z CPDA-1 | llb | 47885 | | |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CaP | Zestaw poczwórny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi Quadruple set with CPDA-1 with platelet storage container | llb | 47885 | | |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CaL | Zestaw poczwórny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów Quadruple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | llb | 47885 | | |

Wykaz wyrobów medycznych produkowanych w Ravimed Sp. z o.o.

| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CaPL | Zestaw poczwórny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów Quadruple set with CPDA-1 with platelet storage container and leukocyte reduction filter | lib | 47885 |
|--|---|--------------------------|-------|
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSm | Zestaw poczwórny z CPD-SAGM Quadruple set with CPD-SAGM | lib Soloob oz | 47885 |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSmP | Zestaw poczwórny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi Quadruple set with CPD-SAGM with platelet storage container | dii 50 000)C (1.50 | 47885 |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSmL | Zestaw poczwórny z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów Quadruple set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | llb | 47885 |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSmPL | Zestaw poczwórny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów Quadruple set with CPD-SAGM with platelet storage container and leukocyte reduction filter | lib Joce) Joce) | 47885 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)Ca | Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 Quintuple set with CPDA-1 | llb | 47885 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaP | Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi Quintuple set with CPDA-1 with platelet storage container | lib | 47885 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaL | Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów Quintuple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | llb | 47885 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaPL | Zestaw pięciokrotny z CPDA-1 z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów Quintuple set with CPDA-1 with platelet storage container and leukocyte reduction filter | lib Generation | 47885 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSm | Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM Quintuple set with CPD-SAGM | lib | 47885 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSmP | Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi Quintuple set with CPD-SAGM with platelet storage container | llb | 47885 |

Wykaz produktów medycznych produkowanych w Ravimed Sp. z o.o.

| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSmL | Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów Quintuple set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | //_dll 00)/(150- 00)CSmPTb | 47885 |
|--|--|----------------------------------|-------|
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSmPL | Zestaw pięciokrotny z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów Quintuple set with CPD-SAGM with platelet storage container and leukocyte reduction filter | IIb OCC 150- DOCC mile | 47885 |
| R6/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150-600)Ca | Zestaw sześciokrotny z CPDA-1 Sixtuple set with CPDA-1 | llb | 47885 |
| R7(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CaL | Zestaw siedmiokrotny z CPDA-1 z filtrem do redukcji leukocytów Septuple set with CPDA-1 with leukocyte reduction filter | llb | 47885 |
| THE REPAIR OF THE PARTY OF | Grupa rodzajowa 1B | | |
| | jemników do pobierania i preparatyki krwi w konfig | | 1 |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSmTb | Zestaw potrójny Góra-Dół z CPD-SAGM Triple Top-Bottom set with CPD-SAGM | llb | 47885 |
| RT(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSmTbL | Zestaw potrójny Góra-Dół z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów Triple Top-Bottom set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | lib | 47885 |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSmTb | Zestaw poczwórny Góra-Dół z CPD-SAGM Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM | llb | 47885 |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSmPTb | Zestaw poczwórny Góra-Dół z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM with platelet storage container | lib | 47885 |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSmTbL | Zestaw poczwórny Góra-Dół z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | lib | 47885 |
| RQ(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)CSmPTbL | Zestaw poczwórny Góra-Dół z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i filtrem do redukcji leukocytów Quadruple Top-Bottom set with CPD-SAGM with platelet storage container and leukocyte reduction filter | llb | 47885 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)CSmTb | Zestaw pięciokrotny Góra-Dół z CPD-SAGM Quintuple Top-Bottom set with CPD-SAGM | ilb | 47885 |

Wykaz produktów medycznych produkowanych w Ravimed Sp. z o.o.

| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- | Zestaw pięciokrotny Góra-Dół z CPD-SAGM z pojemnikiem do przechowywania płytek krwi | llb | 47885 |
|---|---|---------------------------------|--|
| 600)/(150-600)CSmPTb | Quintuple Top-Bottom set with CPD-SAGM with platelet storage container | 06)CSmL | 03/(150-60 |
| R5/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- | Zestaw pięciokrotny Góra-Dół z CPD-SAGM z filtrem do redukcji leukocytów | llb | 47885 |
| 600)/(150-600)CSmTbL | Quintuple Top-Bottom set with CPD-SAGM with leukocyte reduction filter | | 0)/(150 - 60 |
| R5/(150-600)/(150- | Zestaw pięciokrotny Góra-Dół z CPD-SAGM z | llb | 47885 |
| 600)/(150-600)/(150- | pojemnikiem do przechowywania płytek krwi i | | (150-600 |
| 600)/(150-600)CSmPTbL | filtrem do redukcji leukocytów | | 0)/(150/61 |
| | Quintuple Top-Bottom set with CPD-SAGM with | | 0)/(150 Ø |
| | platelet storage container and leukocyte | | (150-600) |
| | reduction filter | | 0)/(150 6) |
| | Grupa rodzajowa 1C | | |
| Obe | ejmuje zestawy pojemników krwi do plazmaferezy | | |
| R2P(150-600)/(150- | Zestaw do podwójnej plazmaferezy z CPD | llb | 47885 |
| 600)/(150-600)/(150-600)C | Double plasmapheresis set with CPD | | |
| R2P(150-600)/(150- | Zestaw do podwójnej plazmaferezy z CPD z | llb , | 47885 |
| 600)/(150-600)/(150-600)CL | filtrem do redukcji leukocytów | | 0)/(150 6 |
| | | | and the second second |
| | Double plasmapheresis set with CPD with | | to be-oct |
| | Double plasmapheresis set with CPD with leukocyte reduction filter | | 0/150-001 |
| IID 47835 | | /(150- 30)(5mTb(| e parive |
| Obejmuje zes | leukocyte reduction filter | oaratyki | |
| Obejmuje zes RSTr(50-1000) | leukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do prer Zestaw pojemników transferowych pojedynczy | baratyki IIb | 47885 |
| RSTr(50-1000) | leukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do prep | | 47885 |
| | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do prepZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy do | | 0/(150-6) |
| RSTr(50-1000) | Ieukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do prep Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set | llb | 0/(150-6) |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do prepZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy do | llb | 47885 |
| RSTr(50-1000) | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do prepZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy doprzechowywania płytek krwiSingle transfer bag set for platelets storageZestaw pojemników transferowych podwójny | llb | 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P | leukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do preg Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set Zestaw pojemników transferowych pojedynczy do przechowywania płytek krwi Single transfer bag set for platelets storage | llb | 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do prepZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy doprzechowywania płytek krwiSingle transfer bag set for platelets storageZestaw pojemników transferowych podwójny | llb | 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) | leukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do preg Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set Zestaw pojemników transferowych pojedynczy do przechowywania płytek krwi Single transfer bag set for platelets storage Zestaw pojemników transferowych podwójny Double transfer bags set | IIb IIb IIb | 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do pregZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy doprzechowywania płytek krwiSingle transfer bag set for platelets storageZestaw pojemników transferowych podwójnyDouble transfer bags setZestaw pojemników transferowych podwójny | IIb IIb IIb | 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600) | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do prenZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy doprzechowywania płytek krwiSingle transfer bag set for platelets storageZestaw pojemników transferowych podwójnyDouble transfer bags setZestaw pojemników transferowych potrójnyTriple transfer bags set | IIb IIb IIb IIb | 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600) RQTr(150-600)(150- 600)/(150-600)/(150-600) R6Tr(150-600)(150- | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do pregZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy doprzechowywania płytek krwiSingle transfer bag set for platelets storageZestaw pojemników transferowych podwójnyDouble transfer bags setZestaw pojemników transferowych potrójnyTriple transfer bags setZestaw pojemników transferowych potrójnyTriple transfer bags setZestaw pojemników transferowych poczwórny | IIb IIb IIb IIb | 47885 47885 47885 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600) RQTr(150-600)(150- 600)/(150-600)/(150-600) | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do pregZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy doprzechowywania płytek krwiSingle transfer bag set for platelets storageZestaw pojemników transferowych podwójnyDouble transfer bags setZestaw pojemników transferowych potrójnyTriple transfer bags setZestaw pojemników transferowych potrójnyTriple transfer bags setZestaw pojemników transferowych poczwórnyQuadruple transfer bags set | IIb IIb IIb IIb | 47885 47885 47885 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600) RQTr(150-600)(150- 600)/(150-600)/(150-600) R6Tr(150-600)(150- | leukocyte reduction filterGrupa rodzajowa 1Dtawy pojemników transferowych i zestawów do pregZestaw pojemników transferowych pojedynczySingle transfer bag setZestaw pojemników transferowych pojedynczy doprzechowywania płytek krwiSingle transfer bag set for platelets storageZestaw pojemników transferowych podwójnyDouble transfer bags setZestaw pojemników transferowych potrójnyTriple transfer bags setZestaw pojemników transferowych potrójnyTriple transfer bags setZestaw pojemników transferowych poczwórnyQuadruple transfer bags setZestaw pojemników transferowych sześciokrotny | IIb IIb IIb IIb | 47885 47885 47885 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600)(150- 600)/(150-600)/(150-600) R6Tr(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150-600) | leukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do pred Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set Zestaw pojemników transferowych pojedynczy do przechowywania płytek krwi Single transfer bag set for platelets storage Zestaw pojemników transferowych podwójny Double transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Triple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Zestaw pojemników transferowych potrójny Single transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Single transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Single transfer bags set Zestaw pojemników transferowych poczwórny Quadruple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny Sixtuple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny Sixtuple transfer bags set | IIb IIb IIb IIb | 47885 47885 47885 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600)(150- 600)/(150-600)/(150-600) R6Tr(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150-600) | leukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do preg Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set Zestaw pojemników transferowych pojedynczy do przechowywania płytek krwi Single transfer bag set for platelets storage Zestaw pojemników transferowych podwójny Double transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Triple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Zestaw pojemników transferowych poczwórny Quadruple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny Sixtuple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny Sixtuple transfer bags set | IIb IIb IIb IIb IIb | 47885 47885 47885 47885 47885 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600)(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- C RTC(150-600)/(150- | Ieukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do pred Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set Zestaw pojemników transferowych pojedynczy do przechowywania płytek krwi Single transfer bag set for platelets storage Zestaw pojemników transferowych podwójny Double transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Triple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Triple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych poczwórny Quadruple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny Sixtuple transfer bags set Zestaw potrójny pusty do pobierania surowicy | IIb IIb IIb IIb | 47885 47885 47885 47885 |
| RSTr(50-1000) RSTr(50-1000)P RDTr(150-600)/(150-600) RTTr(150-600)/(150- 600)/(150-600)(150- 600)/(150-600)/(150-600) R6Tr(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150- 600)/(150-600)/(150-600) | leukocyte reduction filter Grupa rodzajowa 1D tawy pojemników transferowych i zestawów do preg Zestaw pojemników transferowych pojedynczy Single transfer bag set Zestaw pojemników transferowych pojedynczy do przechowywania płytek krwi Single transfer bag set for platelets storage Zestaw pojemników transferowych podwójny Double transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Triple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych potrójny Zestaw pojemników transferowych poczwórny Quadruple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny Sixtuple transfer bags set Zestaw pojemników transferowych sześciokrotny Sixtuple transfer bags set | IIb IIb IIb IIb IIb | 47885 47885 47885 47885 47885 |

Wykaz produktów medycznych produkowanych w Ravimed Sp. z o.o.

| | Grupa rodzajowa 2 | | |
|--|---|--|---------|
| Obejm | uje zestawy pojemników do pobierania krwi pępowinow | ej | |
| | Grupa rodzajowa 2A | | |
| | stawy do pobierania krwi pępowinowej w konfiguracji go | | 17005 |
| Rset-A200C | Zestaw "A" do pobierania krwi pępowinowej z CPD | llb | 47885 |
| <u>r </u> | Type "A" set for cord blood collection with CPD | | - |
| Rset-B200C | Zestaw "B" do pobierania krwi łożyskowej z CPD | llb | 47885 |
| | Type "B" set for placental blood collection with CPD | 7 | 505cwd6 |
| | Grupa rodzajowa 2B | | NE MENT |
| Obejmuje ze | estawy do pobierania krwi pępowinowej w konfiguracji g | óra-dół | |
| Rset-A200/200CTb | Zestaw "A" do pobierania krwi pępowinowej Góra-Dół z CPD Type "A" set for cord blood collection Top- | llb | 47885 |
| | Bottom with CPD | The second s | |
| | Grupa rodzajowa 3 | | |
| | Obejmuje pojemniki do preparatyki | | 1 |
| RS(150-600)Scs | Pojemnik z 4% Cytrynianem Sodu w 0,9 % Chlorku Sodu Container with 4% Sodium Citrate in 0,9 % Sodium Chloride | lip ' | 47885 |
| RS(150-600)Scw | Pojemnik z 4% Cytrynianem Sodu Container with 4 % Sodium Citrate solution | llb | 47885 |
| RS(150-1000)A | Pojemnik z roztworem ACD(A) Container with ACD(A) solution | llb | 47885 |
| RS(150-1000)Sm | Pojemnik z roztworem SAGM Container with SAGM solution | llb | 47885 |
| RWK(150- | Zestaw podwójny do przemywania "Washing Kit" | IIb | 47885 |
| 600)/(150/600)Nc0,9 | z 0,9% roztworem Chlorku Sodu Double set for washing "Washing Kit" with 0,9% Sodium Chloride solution | od short |) |
| | Grupa rodzajowa 4 | TORUS | |
| Obejmu | je pojemniki do preparatyki z zamrażaniem składników l | krwi | |
| RO400Wsg | Pojemnik z płynem krioochronnym o wysokim stężeniu glicerolu Container with blood preservation solution with high glycerol concentration | llb | 4788 |
| RO400Nsg | Pojemnik z płynem krioochronnym o niskim stężeniu glicerolu Container with blood preservation solution with low glycerol concentration | llb | 4788 |
| RO50Nc12 | Pojemnik z 12 % roztworem Chlorku Sodu Container with 12 % Sodium Chloride solution | llb | 4788 |

Załącznik numer 1 do Deklaracji Zgodności

Wykaz produktów medycznych produkowanych w Ravimed Sp. z o.o.

| RO300Nc3,5 | Pojemnik z 3,5 % roztworem Chlorku Sodu Container with 3,5 % Sodium Chloride solution | llb | 47885 |
|---------------|--|-------------------|-------|
| RO300Nc1,6 | Pojemnik z 1,6 % roztworem Chlorku Sodu Container with 1,6 % Sodium Chloride solution | lib | 47885 |
| RO500Nc0,9 | Pojemnik z 0,9 % roztworem Chlorku Sodu (pH 7,0) Container with 0,9 % Sodium Chloride solution | lip | 47885 |
| ib 47885 | (pH 7,0) | | |
| RO50Scw46,7 | Pojemnik z 46,7 % roztworem Cytrynianu Sodu Container with 46,7 % Sodium Citrate solution | llb | 47885 |
| RO1000Scw14,7 | Pojemnik z 14,7 % roztworem Cytrynianu Sodu Container with 14,7 % Sodium Citrate solution | llb | 47885 |
| | Grupa rodzajowa 5 | State Contraction | |
| | Obejmuje pojemniki do preparatyki z HES | | |
| R(20-150)H | Pojemnik z roztworem HES do laboratoryjnej preparatyki krwi | llb | 47885 |
| | Container with HES solution for laboratory blood preparation | | |

Data modyfikacji: 10.03.2021

Opracował: Pełnomocnik ds. ZSZJ

Zatwierdził: Dyrektor Generalny

DYREKTOR GENERA

Roman Raszewski

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jekoscią Grodecke Rezene

| | Pojemnik z płynem ktiaochronnym o wysokim stężeniu glicerału Cantoiner with blood presiervation solubion with high głyceroł concentration | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

A a ravi**MED**

"RAVIMED" Sp. z o.o. ul. Polna 54, 05-119 Łajski, POLAND tel/fax: +48(22)782-21-67 www.ravimed.com.pl

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - АТТЕСТАТ КАЧЕСТВА

REF

Продукт:

-

СТРОЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КРОВИ И ПОЛУЧЕНИЯ ЕЁ КОМПОНЕНТОВ

LOT Серия номер: 170821

Срок годности: 2024-08

RT450/400/400/CSmTb

| | | Наименование показателей | Требования согласно заводских спецификации*) | Результат | | | |
|----|----------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| 1. | Стерильность | | отсуствие микроорганизмов | соответствует спецификации | | | |
| 2. | Соде | ержание бактериальных эндотоксин | не более чем 5,56 EU/ мл | соответствует спецификации | | | |
| 3. | Консервант крови СРО | | | | | | |
| | 3.1. | Прозрачность | прозрачный | соответствует спецификации | | | |
| | 3.2. | Цветность . | бесцветный | соответствует спецификации | | | |
| | 3.3. | Объём раствора | 63 мл ± 10% | соответствует спецификации | | | |
| | 3.4. | Величина рН | pH = 5,0 + 6,0 | соответствует спецификации | | | |
| | 3.5. | Хлориды | не более чем 0,0035 % | соответствует спецификации | | | |
| | 3.6. | Содержание цитратов в пересчёте на лимонную кислоту (С ₆ Н ₆ О ₇) | 1,916 + 2,118 г/100 мл | соответствует спецификации | | | |
| | 3.7. | Содержание дигидрофосфата натрия (моногидрат; NaH ₂ PO ₄ H ₂ O) | 0,211 ÷ 0,233 г/100 мл | соответствует спецификации | | | |
| | 3.8. | Содержание натрия (Na) | 0,621 ÷ 0,686 г/100 мл | соответствует спецификации | | | |
| | 3.9. | Содержание глюкозы (безводная; С ₆ Н ₁₂ О ₆) | 2,204 ÷ 2,436 г/100 мл | соответствует спецификации | | | |

Стр. 1/2

v.2019/11/06

| | | Наименование показателей | Требования согласно заводских спецификации*) | Результат | | |
|----|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|--|
| 4. | Консервант крови SAGM | | | | | |
| | 4.1. | Прозрачность | прозрачный | соответствует спецификации | | |
| | 4.2. | Цветность | бесцветный | соответствует спецификации | | |
| | 4.3. | Объём раствора | 100 мл ± 10% | соответствует спецификации | | |
| | 4.4. | Величина рН | pH = 5,0 + 6,5 | соответствует спецификации | | |
| | 4.5. | Содержание хлорида натрия | 0,833 + 0,921 г/100 мл | соответствует спецификации | | |
| | 4.6. | Содержание аденина | 15,21 ÷ 18,59 мг/100 мл | соответствует спецификации | | |
| | 4.7. | Содержание глюкозы (безводная; С ₆ Н ₁₂ О ₆) | 0,777 + 0,859 г/100 мл | соответствует спецификации | | |
| | 4.8. | Содержание маннитола | 0,499 + 0,551 г/100 мл | соответствует спецификации | | |

*SB/01, SB/02, SB/12, SB/16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Контейнеры с консервантом CPD/SAGM соответствуют требованиям спецификации

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKCŚC Sawicho mgr inż. Renata Sanatoka

Заведующий Отделом Контроля Качества

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Настоящая гарантия распространяется на неисправности изделия, вызванные дефектными деталями и/или производственными дефектами.

Гарантия предусматривает только бесплатную замену изделия на бездефектное в период его пригодности к применению, определяемый как «срок годности».

Гарантия не распространяется на:

- случаи, имевшие место во время перевозки и перегрузки, а также вызванные при этом повреждения

повреждения
 повреждения, вызванные неправильным хранением в нарушение Инструкции по применению
 дефектную работу либо повреждение, вызванные неправильным либо не по назначению
 использованием, не предусмотренным Инструкцией по применению
 дефектную работу либо повреждение, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств

Стр. 2/2

v.2019/11/06