

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1680263726270
<b>Obiectul achiziției:</b> Materiale stomatologice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<b>Lotul nr. 1</b> Ciment glassionomer îmbogățit cu rășini	Fuji I, GC 890363	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prelungită de ioni fluor pentru cimentările simple de rutina ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasă gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiunea minimă a particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, 4 Setul conține: vas de sticlă- minim 35 g pulbere, vas de plastic- minim 20 ml lichid, accesorii.	Fuji I - primul ciment glasionomer de la GC, biocompatibil si fara rasina Avantaje: Adeziune chimica pe structura dintelui - asigura o sigilare marginala excelenta O solutie cu toleranta la umezeala atunci cand un camp uscat nu poate fi asigurat Rapid si usor, fara sa necesite gravare si adeziune la dinte Consistenta cauciucata in timpul fixarii pentru indepartarea usoara a reziduurilor Fara rasini - ideal pentru pacientii alergici la metacrilate Risc de sensibilitate postoperatorie redus la minim Indicatii: Cimentarea restaurarilor pe baza	Certificat CE

					de metal sau pe baza de zirconiu opac Cimentarea pivotilor Optiune excelenta in cimentarea bonturilor de implant Prezentare: Fuji 1:1 Set - 1 pulbere x 35g + 1 lichid x 20ml	
<b>Lotul nr. 2</b> Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC	Japonia	GC	Raportul pudră/lichid (g/g): 3,6/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de lucru min. 2 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 4-25°C 39,2-77,0°F. Ambalare: pachet 1-1: minim 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de minim 15 g pudră cu măsură. Sticlă de minim 8 g (6,4 ml) lichid	"Ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat in capsula, ideal pentru restaurarile de clasa I, II & V, ca baza sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca baza in tehnica sandwich. Caracteristici: Ionomer de sticla posterior, condensabil, Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune, Nu necesita diga Adeziune intrinseca la smalt si dentina, fara demineralizare si agenti de adeziune, Aplicare intr-o singura etapa, chiar si in cazul cavitatilor mari, Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul postoperator, Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare usoara in cavitate, Biocompatibilitate excelenta.Tolerat de pacientii care prezinta sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Indicatii: Pentru restaurari posterioare de lunga durata si provizorii, Ideal in cazul copiilor si a pacientilor in varsta. Poate fi utilizat pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca baza in tehnica sandwich. Set 1-1 , A3 (15 g pulbere & 6.4	Certificat CE

					ml lichid)"	
<b>Lotul nr. 3</b> Ciment polialchenoic de sticlă	Meron combi 1086 VOCO	Germani a	Voco	Ciment polialchenoic de sticlă utilizat in cimentarea definitiva. Prezentare: cutie conține vas de sticlă – minim 35 g pulbere; vas de plastic cu capacitate de dozareminim 15 ml lichid. Permite cimentarea definitivă a coroanelor/punților dentare, inlayurilor, onlay-urilor.	Ciment glasionomer pentru cimentari definitive. Indicatii: - Cimentari de coroane, incrustatii de tip Inlay, Onlay. - cimentare dispozitive radiculare. - Cimentare benzi ortodontice. Avantaje: - Solubilitate redusa in gura. - Aciditate redusa. - Biocompatibil. - Aplicare rapida. Prezentare: Set 35g pulbere + 15ml lichid.	Certificat CE
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director  
Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocșilor, 1