

Analizor automat Naissa

Prodicator: Neomedica, Serbia

Pozițiile probe 30

Volumul probei minim 20μL (verificați instrucțiunile pentru fiecare utilizare)

Temperatura de reacție 25±0,5°C sau 37°C±0,5°C

Metoda de testare EIA

Viteza testului (60-120) min / 30 teste

Calibrator de calibrare inclus în toate kiturile de reagenti

Controlul calității - material intern QC inclus în toate kiturile de reagenti

Combinație de teste - teste diferite cu aceeași temperatură de reacție

LED Sursă de lumină fotometru

Filtre 450 nm / 630 nm

Rezoluție OD 0.001ABS

Gama de OD 0.000 ~ 3.000ABS

Precizia filtrelor $\leq \pm 3$ nm

Jumătate de lățime a filtrelor ≤ 12 nm

Linearitatea OD 0.000 – 3.0000A r0.98

Repetabilitate OD CV $\leq 5\%$

Precizia și fluctuația temperaturii - când funcționează la 25 °C, offset $\leq \pm 0,5$ °C, fluctuație $\leq \pm 0,4$ °C

Report $\leq 1\%$

Acuratețea și precizia compensației de priming $\leq \pm 5\%$, CV $\leq 2\%$

Zgomot <80dB

Dimensiuni/Greutate 680mm x 600mm x 500mm / 48kg

Tensiune AC 100-240V

Frecventa 50/60Hz

Consum maxim 350VA