

Кардиопротективный гемодиализ

Концентраты и растворы

Расширенный ассортимент продукции



Кардиопротективный гемодиализ **SPOT**



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61352 Bad Homburg • Else-Kröner-Str. 1 • Germany



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Il'ya
И.В. Nikolay Kapustin

Oleksandr
И.В. Oleksandr Zaika

Кислотные концентраты

АС-F – Жидкие кислотные концентраты 1 + 44 в канистрах

Пропорция смешивания для всех перечисленных кислотных концентратов составляет 1 + 44. Все они предназначены для использования с концентратами bibag® или жидким 8,4% бикарбонатным концентратом. Маркировка кислотных концентратов помечена красным цветом.

Жидкие кислотные концентраты в канистрах (1 + 44 АС-F)

Состав готовой диализной жидкости (после смешивания с 8,4% бикарбонатным концентратом и очищенной водой)

Тип	Na ⁺ ммоль/л	K ⁺ ммоль/л	Ca ²⁺ ммоль/л	Mg ²⁺ ммоль/л	Cl ⁻ ммоль/л	HCO ₃ ⁻ ммоль/л	Ацетат ммоль/л	Глюкоза г/л	Осмолярность мосм/л	Арт. № 7.8 L
АС-F 119/4	138,00	1,00	1,00	0,5	107,00	32,00	3,00	1,00	288	662 262 1
АС-F 113	138,00	1,00	1,75	0,5	108,50	32,00	3,00	1,00	290	362 162 1
АС-F 207	138,00	2,00	1,25	0,5	108,50	32,00	3,00	—	285	F00002005
АС-F 219/3	138,00	2,00	1,00	0,5	108,00	32,00	3,00	1,00	290	462 862 1
АС-F 213	138,00	2,00	1,75	0,5	109,50	32,00	3,00	1,00	292	362 462 1
АС-F 229	138,00	2,00	1,25	0,5	109,50	32,00	3,00	2,00	298	—
АС-F 319	138,00	3,00	1,00	0,5	109,50	32,00	3,00	1,00	292	662 362 1
АС-F 313	138,00	3,00	1,75	0,5	110,50	32,00	3,00	1,00	294	462 662 1
АС-F 419	138,00	4,00	1,25	0,5	110,50	32,00	3,00	1,00	295	262 162 1
АС-F 413/1	138,00	4,00	1,50	0,5	110,00	32,00	3,00	1,00	296	462 762 1

Канистры в паллете

60

Granudial AF – сухие кислотные концентраты

Granudial AF, сухой кислый концентрат, растворяется в очищенной воде при помощи имеющегося смешивающего устройства в соответствии с инструкцией, вложенной в упаковку, для получения жидкого кислого концентрата.

Полученная концентрация жидкого кислотного концентрата должна быть в соотношении 1 + 34.

Концентрат предназначен для использования с Bibag® или с жидким 8,4% бикарбонатным концентратом.



Сухие кислотные концентраты: Granudial AF

Состав готовой диализной жидкости (после смешивания с 8,4% бикарбонатным концентратом и очищенной водой)

Тип	Na ⁺ ммоль/л	K ⁺ ммоль/л	Ca ²⁺ ммоль/л	Mg ²⁺ ммоль/л	Cl ⁻ ммоль/л	HCO ₃ ⁻ ммоль/л	Ацетат ммоль/л	Глюкоза г/л	Вес кг	Литры концентрата в коробке	Арт. №
AF 10	140,00	2,00	1,50	1,0	109,00	32,00	6,00	—	25	100	508 712 C
AF 11	140,00	3,00	1,50	1,0	110,00	32,00	6,00	—	25	100	508 787 C
AF 13	140,00	2,00	1,25	1,0	108,50	32,00	6,00	—	25	100	508 823 C
AF 15	138,00	2,00	1,75	0,5	108,50	32,00	6,00	—	25	100	508 704 C

Коробки в паллете

24



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Главный офис: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Германия · Тел. +49 (0) 6172-609-0 · Факс +49 (0) 6172-609-2191

Россия: ЗАО «Фрезениус СП» · 115054, Россия, Москва, ул. Валовая, д. 35 · Тел./факс (495) 789 6454

E-mail: represent.ru@fmc-ag.com, sales.ru@fmc-ag.com, marketing.ru@fmc-ag.com · Web: www.fresenius.ru · http://russia.fmc-ag.com

Филиал в Санкт-Петербурге. Тел.: (812) 449 0484 / 449 0485 · Филиал в Новосибирске. Тел.: (383) 355 5871 / 355 4369 · Филиал в Казани. Тел.: (843) 297 6621 / 297 6623