

PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Do postępowania dietetycznego w zaburzeniach metabolizmu aminokwasów (np. fenylketonuria, choroba syropu klonowego) i w innych chorobach wymagających diety niskobiałkowej. Napój niskobiałkowy w proszku.

Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie może być jedynym źródłem pożywienia. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 1 roku życia i dorosłych.

Przygotowanie i sposób użycia: Wymieszać wymaganą ilość proszku z zimną lub ciepłą wodą. Mieszać, aż proszek całkowicie się rozpuści.

*1 porcja = 10 g proszku (2 miarki) + 100 ml wody

Najlepiej spożyć przed: na dzień puszek.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po każdorazowym użyciu dokładnie zamknąć puszkę wieczkiem. Zużyć proszek w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia puszek. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Składniki: produkt serwatkowy o wysokiej zawartości laktozy (z mleka krowiego), oleje roślinne (olej palmowy, olej rzepakowy, olej kokosowy, olej słonecznikowy), odmineralizowana serwatka (z mleka krowiego), sacharoza, węgiel wapnia, laktoza (z mleka krowiego), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estyfikowane kwasem cytrynowym, lecytyna sojowa), przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu).

HU Speciális gyógyászati célra szánt ételkészítmény. Aminosav anyagcserezavar (pl. PKU, MSUD) és más alacsony fehérjebevitt igényű betegségek diétás ellátására. Alacsony fehérje tartalmú, alacsony fenilalanin tartalmú tehéntejfehérje alapú tej helyettesítésére alkalmas italpor.

Fontos figyelemztetések: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra. 1 év feletti gyermekek és felnőttek számára.

Használati utasítás: Keverje össze az előírt mennyiségű port hideg vagy meleg ivóvízzel. Kevergesse, amíg a por teljesen fel nem oldódik. *1 adag = 10 g por (2 adagolókanál) + 100 ml ivóvíz

10 g por/adag = 2 adagolókanál

Tárolás: Használat után mindig gondosan zárja vissza a fedelet, és tárolja száraz, hűvös helyen (nem hűtőszekrényben). Felbontást követően használja fel egy hónapon belül. Védőgáz csomagolásban.

Összetevők: magas laktóztartalmú tejsavó termék (tehéntejből), növényi olaj (pálmaolaj, repceolaj, kókuszolaj, napraforgóolaj), demineralizált tejsavó (tehéntejből), szacharóz, kalcium-karbonát, laktóz (tehéntejből), emulgeálószer (zsírsavak mono- és diglicerideinek citromsavészterei, szójalecitin), antioxidáns (L-askorboil-palmitát).

milupa
METABOLICS

lp-drink

NAPÓJ NISKOBIÁLKOWY W PROSZKU O SMAKU NEUTRALNYM
ALACSONY FEHÉRJETARTALMÚ ITAL



Milupa Metabolics is a brand of NUTRICIA

400 g e

40 x

FUL025_Tin label_328x114.5_v1

Wartość odżywcza/ Tápérték információ	Na 100 g/ 100 g-ban	1 porcja/ Egy adagban
Wartość energetyczna/ Energia	2098 kJ 502 kcal	210 kJ 50 kcal
Tiuszcz/Zsír w tym/amelyből - Kwasy nasycone/Telített zsírsavak	29.6 g 13.9 g	3.0 g 1.4 g
Węglowodany/Szénhidrát w tym/amelyből - Cukry/Cukrok - Laktoza/Laktóz	54.9 g 54.7 g 49.5 g	5.5 g 5.5 g 4.95 g
Błonnik/Rost	0 g	0 g
Równowaznik białka/Fehérje ekvivalens w tym/amelyből - Leucyna/L-leucin - L-metionina/L-metionin - L-fenylalanina/L-fenilalanin - L-tyrozyna/L-tirozin	4.0 g 0.32 g 0.06 g 0.10 g 0.05 g	0.40 g 32.0 mg 6.00 mg 10.0 mg 5.30 mg
Sól/Só	0.58 g	0.06 g
Witaminy/Vitaminok Witamina E/E-vitamin	4.31 mg (α-TE/ET)	0.43 mg (α-TE/ET)

1 miarka = 5 g proszku = 5 mg L-fenylalaniny
1 adagolókanál = 5 g por = 5 mg L-fenilalanin

Wartość odżywcza/ Tápérték információ	Na 100 g/ 100 g-ban	1 porcja/ Egy adagban
Witamina K/K-vitamin	< 12.0 µg	< 1.20 µg
Tiamina/Tiamin	< 0.30 mg	< 0.03 mg
Ryboflawina/Riboflavin	1.09 mg	0.11 mg
Kwas pantotenowy/Pantoténsav	2.77 mg	0.28 mg
Witamina B6/B6-vitamin	< 0.60 mg	< 0.06 mg
Witamina B12/B12-vitamin	0.54 µg	0.05 µg
Biotyna/Biotin	< 20.0 µg	< 2.00 µg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe/ Ásványi anyagok és nyomelemek		
Na	232 mg	23.2 mg
K	792 mg	79.2 mg
Cl	335 mg	33.5 mg
Ca	1184 mg	118 mg
P	248 mg	24.8 mg
Mg	45.9 mg	4.59 mg
I	< 60.0 µg	< 6.0 µg
Inne/Egyéb Cholina/Kolin Inozitol/Inozitol Osmolalność/Ozmolalitás	87.0 mg 36.7 mg 272 mOsmol/kg H ₂ O	8.70 mg 3.67 mg

Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Nutricia Polska Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Serwis Konsumencki:
tel.: 22 55 00 155,
e-mail: serwis@nutriciaimedyczna.pl

Előállítás helye: EU
Forgalmazza: NUMIL Kft., 1134 Budapest,
Váci út 35. www.nutricia.hu
Infóvonal: 0680/223 223



Minőségét megőrzi:
a doboz alján feltüntetett időpontig.

10440439 112386



DSN
ARTWORK PREPRESS

DeSchutter/Neroc nv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone:
+32 3 222 38 00
E-mail:
info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Date approval:
Sign off operator:
Sign off DSN:
Sign off customer:

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this
means that this document was printed on 75%.

Check
our
website!

Job Name ZCSH903975_RE.pdf
DSN Code ZCSH903975
Description MP_2100607.001_Can/Tin_LP Drink PL HU
Account Executive Mail SHS INTERNATIONAL LTD
Pack Code 10440439
Previous Pack Code 221660
Corporate Code 112386
Artwork Loop 2
Repro Loop 1
Packtype CAN
Printer CLEVER SYSTEMTECHNIK-VERTRIEBS GMBH
Technical Plan FUL025_Tin label_328x114.5
Unwind Direction -
Printing Process Offset
Date Wednesday 09. June 2021
Time 11:17:35
Height 114.50 mm
Width 328.00 mm
Ink Coverage (%) 300
Profile Number PR0021692
Proof Profile FOGRA 39 PSO Coated V2

Barcode BWR
Barcode 0.00500 mm
DataMatrix 10440439
EAN13 4008976598299

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:



100%	75%	50%	25%	Separations
				Magenta 0.13%
				Cyan 17.87%
				PANTONE 485 C 0.81%
				PANTONE 286 C 9.16%
				Keyline 1.04%

IMPORTANT REMARK: -