

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1718022935325/21235688.</u>						
Obiectul achiziției: <u>Dozatoare cu recipiente (conform specificației din anunțul de participare).</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Dozator cu recipient volum 500ml, acționare manuală din plastic durabil.	Dispenser universal de perete SM2 668500	Germania	Shulke& Mayr	Dozator modern cu design atractiv. Poate fi utilizat simplu prin acționarea cu cotul. Ușor de montat datorită greutateii reduse. Pentru aplicarea sigură al săpunului lichid și soluțiilor de dezinfectare. – Construcție robustă – Antistatic – Pompă anti-picurare – Dozaj ajustabil cu 3 poziții (0,5ml, 1,0ml, 1,5ml) – Fabricat dintr-un material de plastic rezistent la alcool.	Dozator de perete pentru dozarea simplă și precisă a dezinfectanților de mâini, loțiunilor de spălat și îngrijire, pentru sticle de 450–500ml și 1000ml; Fără contaminare sau evaporare datorită designului unic al pompei și închiderii sticlei integrate; Supapă protejată împotriva contactului și contaminării; Sticla poate fi golită complet de o pompă flexibilă; Pompa reglabila de la 1 la 3ml; Curățare ușoară deoarece dozatorul și pompa pot fi complet demontate; Instalare usoara; Perioada de valabilitate a produselor alcoolice în dozatoarele SM 2 după deschidere: 12 luni; Construcție robustă – Antistatic – Fabricat dintr-un material de plastic rezistent la alcool.	CE/ISO 

				–Cu manetă pentru dozarea cu ajutorul cotului și/sau a mâinii. –Fixare pe suprafață verticală rigidă –Capacitate 500ml –Pentru lichide cu fluiditate de la alcool etilic până la cremă de mâini – Dimensiuni 8,9cm x 19,7 cm x 28,5 cm	–Fixare pe suprafață verticală rigidă –Capacitate 500ml–1000 ml –Pentru lichide cu fluiditate de la alcool etilic până la cremă de mâini La fiecare dispenser oferim cate 1 sticla de Desderman Care gel de 1L–la pret de 120 lei. Ca sa puteti reincarca sticla in viitor. Dezinfectant gel pe bază de alcool pentru igienă manuală și chirurgicală. (cu pantenol si vit. E) dezinfectare igienică a mâinilor–EN13727, EN1500–30 sec dezinfecție chirurgicală a mâinilor–EN13727, EN12791–90 sec	
--	--	--	--	---	--	---

*Oferta este valabilă – 25 de zile, din data limită de depunere a ofertelor.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Administrator.**

Ofertantul: **SRL Endo–Chirurgie**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesterul Manole, nr. 9.**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718022935325/21235688.										
Obiectul achiziției: Dozatoare cu recipiente (conform specificației din anunțul de participare).										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Dozator cu recipient volum 500ml, acționare manuală din plastic durabil.	bucata	500	541,67	650,004	270 835,00	325 002,00	Livrarea bunurilor se va efectua la solicitare, în termen de 1 (una) zi lucrătoare din data primirii comenzii		Nu se aplică
	Desderman Care gel 1L	Sticla de 1L	500	111,11	120,00	55 555,56	60 000,00			
	TOTAL					326 390,56	385 002,00			

*Oferta este valabilă – 25 de zile, din data limită de depunere a ofertelor.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Administrator.**

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesterul Manole, nr. 9.**



schülke -+

sm 2 Universal – suitable for 500 ml to 1,000 ml bottles

sm 2 500 – suitable for 500 ml bottles

For the application of hand disinfectants, wash and care lotions.

sm 2 Universal / sm 2 500

Our plus:

- no recontamination or evaporation due to unique pump design and integrated bottle closure
- valve protected from contact and contamination
- container can be completely emptied due to a flexible suction hose
- adjustable stroke from 1 ml – 3 ml
- easy cleaning as dispenser and pump can be completely disassembled
- simple mounting

Description

Simple and exact metering of hand disinfectants, wash and care lotions

- the required quantities are provided by the adjustable stroke from about 1 ml to 3 ml per stroke.
- pump system and discharge valve have been harmonized so that the different viscosities of the preparations are taken into account
- Hermetic sealing due to unique outlet valve: no drips, no leakage, no drying up, no evaporation, no recontamination.

Changing product

In case of a product change only the one-way bottle must be replaced and the detachable pumping system must be rinsed. The bottle label is the dispenser label.

Cleaning

The wall dispenser can be dismantled and disassembled without tools. Smooth and polished surfaces allow easy cleaning.

Discharge valve

The design of the discharge valve does not allow the product to flow out before the big opening is unclosed. Therefore no sharp yet can build up. An additional seal at the lower end of the discharge opening prevents leaking in case of closed valve.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Operating lever

Can be operated by the elbow or lower arm. The lever can be turned up for simple replacement of the pump and for metering adjustment.


sm 2 universal / sm 2 500

Mounting instructions


Standard mounting:

- 2 elongated holes above and below
- best static fixing for dispenser: T-fixing which fits in all tile joints
- hole pattern at the back of all common dispenser mountings

Mounting measurements sm 2 Universal:



Mounting measurements sm 2 500:



Technical data

Dispenser box:	500 ml – 1,000 ml (sm 2 Universal) 500 ml (sm 2 500)
Adjustable metering:	about 1 ml to 3 ml
Level indicator:	permanent due to transparent box
Materials:	casing made of ABS plastic, metal parts of stainless steel


Packaging units

Packaging units	Art. no.
☐ sm 2 Universal (450 / 500 ml – 1,000 ml)	668 500
☐ sm 2 500 (450 – 500 ml)	668 600

Accessories

Accessories	Art. no.
Dish fixing for sm 2 Universal / sm 2 500 complet	668 510
Replacement pump	668 540

Dish mounting



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).