

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenți, consumabile de laborator, vesela și articole de ustensilă.
prin procedura de achiziție Licitatie Deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://cs-cahul.md/PA%202025.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Cahul

2. IDNO: 1013603001636

3. Adresa: mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 27

4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-07-73, 3-24-77, 3-29-72 , fax: 0299/2-54-86

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cs.cahul@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33100000-1	LOTUL I. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific), Olanda, Nr. S/N:12-7502, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)				
1.1		ALT (TGP), set R (5 x 125 mL)	set	8		
1.2		AST (TGO), set R (5 x 100 mL)	set	8		
1.3		Bilirubina totală, set BT R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	set	9		
1.4		Bilirubina directă, set BD R1 (2 x 100 mL); R2 (1 x 50 mL)	set	9		
1.5		Calciu Arsenazo, set R (2 x 125 mL), cu standard	set	3		
1.6		Creatinina PAP, set R1 (2 x 100 mL), R2 (1x70mL) cu standard	set	14		
1.7		Gamma GT, set R (4 x 62,5 mL)	set	3		
1.8		Magneziu XB (Xylidyl), set R (2 x 100 mL), cu standard	set	2		
1.9		Fosfataza alcalină (ALP), set R (4 x 62,5 mL)	set	3		
1.10		Proteina totală serum (Biuret), set R (2 x 125 mL), cu standard	set	2		

1.11		Trigliceride SL, set R (6 x 100 mL), cu standard	set	2		
1.12		Amilaza SL, set R (2 x 50 mL)	set	10		
1.13		Lipaza SL, set R1 (4 x 9,2 mL); R2 4 x 3,6 mL)	set	2		
1.14		Glucosa PAP SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	set	4		
1.15		Urea SL, set R1 (5 x 125 mL); R2 (1 x 127 mL), cu standard	set	2		
1.16		Colesterol SL, set R (4 x 250 mL), cu standard	set	2		
1.17		HDL colesterol, set R1 (240 mL); R2 (1 x 60 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	set	5		
1.18		LDL colesterol, set R1 (11 mL); R2 (2 x 14 mL), cu calibrator inclus pentru fiecare set	set	15		
1.19		Hemoglobina glicozilată (HbA1C) reagent, set R1 (1 x 24 mL); R2a (1 x 7,6 mL); R2b (1 x 0,4 mL); R3 (4 x 25 mL)	set	18		
1.20		Hemoglobina glicozilată (HbA1C) calibrator, set 4 nivele calibratori a câte 0,5 mL (4 x 0,5 mL)	set	2		
1.21		Hemoglobina glicozilată HbA1C control, set nivel scăzut (L) și nivel patologic înalt (H), fiecare a câte 0,5 mL (2 x 0,5 mL)	set	2		
1.22		Soluție pentru sistem (System Solution for ELITECH Clinical Systems Analyzers), 1L	litri	2		
1.23		Soluție concentrată de Hypoclorid 0,5%	litri	4		
1.24		Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman (ELICAL 2), set 4 x 3 ml	set	4		
1.25		Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml	set	2		
1.26		Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II, (ELITROL II), set 10 x 5 ml	set	2		

Cerințe generale :

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. **Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).**
5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Valoarea estimativă lot I fără TVA						207 095,00
2.	33100000-1	LOTUL II. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul Hematologic Automat Sysmex XN-1000, 5 DIFF, producător Japonia, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)				
2.1		Cellpack, DCL, soluție diluent, 20 litri	buc	5		
2.2		Soluție Sulfolysers, 3 x 500 ml	buc	2		
2.3		Soluție Lysercell WNR, 5 litri	buc	2		
2.4		Soluție Lysercell WDF, 2 litri	buc	4		
2.5		Soluție Fluorocell WNR, 2 x 82 ml	buc	3		
2.6		Soluție Fluorocell WDF, 2 x 22 ml	buc	5		
2.7		Soluție Cellclean, 50 ml	buc	6		
2.8		Set control hematologic 5 DIFF, nivel normal, 22 parametri, 3 ml, XN L1	flacon	3		
2.9		Set control hematologic 5 DIFF, nivel normal, 22 parametri, 3 ml, XN L2	flacon	3		

2.10		Set control hematologic 5 DIFF, nivel normal, 22 parametri, 3 ml, XN L3	flacon	3		
Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat						
Valoarea estimativă lot II fără TVA						83 205,00
3.	33100000-1	Lotul III Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul automat de chimie urinei Atellica 1500, producător Germania, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)				
3.1		Casete pentru determinarea biochimiei urinare 10 Urinalysis, pentru Atellica 1500 Clinitek Novus 450 buc / set	set	5		
3.2		Cuvete pentru determinarea sedimentului urinar, pentru Atellica 1500, 600 buc / set	set	9		
3.3		Calibrator lichid pentru Atellica 1500 (Clinitek Novus Calibrators) 1 set = 4x230 mL	set	1		
3.4		Control normal pentru Atellica 1500 (Clinitek Atlas Negative Controls) 1 set = 25 casete	set	1		
3.5		Control patologic pentru Atellica 1500 (Clinitek Atlas Positive Controls) 1 set = 25 casete	set	1		
3.6		Soluție de spălare pentru Atellica 1500 (Clinitek Novus Rinse Adivite) 1 set = 4x26 mL	set	1		
Cerințe generale : 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.						
Valoarea estimativă lot III fără TVA						105 300,00
4.	33100000-1	LOTUL IV. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul automat de VSH Cube 30 (Touch DIESSE), producător Italia, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)				
4.1		Teste pentru Analizatorul Cube 30 Touch DIESSE (test Device 5K) 1 set = 5000 teste	set	2		
Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul. 5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.						

Valoarea estimativă lot IV fără TVA						40 000,00
5.	33100000-1	LOTUL V. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott, producător SUA, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)				
5.1		Anti HCV CAL,calibrator	set	1		
5.2		HBsAg Qual II CAL,calibrator	set	1		
5.3		Anti HBs CAL, calibrator	set	1		
5.4		Anti HBc II CAL, calibrator	set	1		
5.5		HBeAg CAL, calibrator	set	1		
5.6		Anti HBeAg CAL, calibrator	set	1		
5.7		Estradiol CAL, calibrator	set	1		
5.8		TSH RGT, 100 teste, reagent	set	5		
5.9		T4 total RGT, 100 teste, reagent	set	2		
5.10		T3 total CAL,calibrator	set	1		
5.11		Anti-TPO RGT, 100 teste, reagent	set	1		
5.12		Anti-TPO CAL, calibrator	set	1		
5.12		Anti-TG CAL, calibrator	set	1		
5.14		LH RGT CAL, calibrator	set	1		
5.15		FSH RGT CAL, calibrator	set	1		
5.16		Prolactina CAL, calibrator	set	1		
5.17		Testosteron CAL,calibrator	set	1		
5.18		Progesteron CAL,calibrator	set	1		
5.19		PSA total RGT, 100 teste, reagent	set	2		
5.20		PSA total CAL, calibrator	set	1		
5.21		Insulina CAL,calibrator	set	1		
5.22		AFP RGT CAL, calibrator	set	1		
5.23		CEA RGT CAL, calibrator	set	1		
5.24		CA 125 RGT CAL,calibrator	set	1		
5.25		CA 15-3 CAL,calibrator	set	1		
5.26		CA 19-9 RGT CAL, calibrator	set	1		
5.27		Vitamina B12 CAL, calibrator	set	1		
5.28		Acid folic (Folate) CAL, calibrator	set	1		
5.29		Feritina RGT, 100 teste	set	1		
5.30		Feritina CAL, calibrator	set	1		
5.31		Trigger soluție 4 x 975 mL	set	2		
5.32		Pre-Trigger soluție 4 x 975 mL	set	2		
5.33		Con Wash Buff 4 x 975 mL	set	6		

5.34		Probe Conditioner 4 x 25 mL	set	1		
5.35		Multichem IA Plus (Multichemistry Immunoassay Control) Tri-level Material de control tri-level 3 x 4 x 5 mL	set	2		

Cerințe generale:

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.

Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul.

5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenții (să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenții se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpăre dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Valoarea estimativă lot V fără TVA					152 935,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------

6.	33100000-1	LOTUL VI. Specificații standard pentru reagenți privind investigații hematologice (cerințe generale în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)				
6.1		Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	ml	100		
6.2		Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	ml	100		
6.3		Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	ml	100		
6.4		Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	ml	100		

Cerințe generale:

Toți reagenții și materialele consumabile să fie ambalate de producător.

- Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.

Valoarea estimativă lot VI fără TVA					1 680,00
-------------------------------------	--	--	--	--	----------

7.	33100000-1	LOTUL VII. Specificații standard pentru reagenți privind investigații imunologice (cerințe generale pentru Lotul VII în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)				
7.1		CRP – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), 4 mL control pozitiv și negativ inclus (2x1,0ml), baghete pentru mixare și slide pentru dozare	buc	6		
7.2		ASLO – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), 4mL, control pozitiv și negativ inclus (2x1,0ml), baghete pentru mixare și slide pentru dozare	buc	6		
7.3		RF – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), 4mL control pozitiv și negativ inclus (2x1,0ml), baghete pentru mixare și slide pentru dozare	buc	6		

Cerințe generale*

1. Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile depăstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni
2. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul cîștigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.

3. **Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.** Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,9% și specificitatea 100%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor.

4. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Notă **

În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparatul suplimentar și să conțină cit mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii și standardele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Valoarea estimativă lot VII fără TVA					2 778,00
--------------------------------------	--	--	--	--	----------

8.	33100000-1	LOTUL VIII. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul de hemostază / coagulometru BFT II (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)				
----	------------	--	--	--	--	--

8.1		Thromborel S, 10 x 4 mL	set	12		
8.2		Multifibren U, 10 x 2 mL	set	9		
8.3		Suspensie Kaolin, 1 x 50 mL	set	2		
8.4		PT – Multicalibrator (6 nivele), 6 x 1 mL	set	2		
8.5		Control Plasma N (pentru TQ, AP, INR, APTT, Fibrinogen), 10 x 1 mL	set	1		
8.6		Control Plasma P (pentru TQ, AP, INR, APTT, Fibrinogen), 10 x 1 mL	set	1		
8.7		Cuvettes Fibrintimer II (cuvete de reacție pentru coagulometrul BFT II, 500 buc)	set	14		
8.8		Termohârtie, compatibil cu analizatorul de hemostază BFT II, pentru imprimarea rezultatelor	buc	10		

Cerințe generale:

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.
 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.
- Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul.**
5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).
 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Valoarea estimativă lot VIII fără TVA

77 731,20

9.	33100000-1	LOTUL IX. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru investigații imuno-diagnostice ELISA pentru Linia imunologică Semiautomată tip STAT FAX 4700, producător Awareness Technology Bio Tek Instruments (SUA), (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)				
9.1		Leptina, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.2		IgE total, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.3		IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor-1), microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.4		CMV (Cytomegalovirus) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.5		Epstein-Barr Virus (VCA) IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.6		Anti-Toxoplasma gondii IgM, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.7		Anti-Toxoplasma gondii IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.8		Anti-Toxocara canis IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.9		Anti-Ascaris lumbricoides IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.10		Anti-Lambliia giardia/intestinalis IgG, microplăci cu 96 godeuri, cu calibratori și controale incluse în set	set	1		
9.11		Multi Ligand Control Tri Level pentru investigații imunologice (ser liofilizat) Control imunologic liofilizat Multi Ligand Tri Level (3 nivele), 1 set = 6 fl x 3 mL	set	2		

Cerințe generale:

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. **Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul.**
5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau

încăperea dotată cu echipament specific).

7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Valoarea estimativă lot IX fără TVA							26 085,00
10.	33793000-5	LOTUL X. Specificații standard pentru veselă și articole de ustensilă de laborator (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)					
10.1		Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale	buc	500			
Valoarea estimativă lot X fără TVA							3175,00
Valoarea estimativă totală							699 984,20

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se admite.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Pe parcursul anului 2025, în termen de 5-10 zile de la efectuarea comenzii, la depozit IMSP CS Cahul (et.3 secția Laborator Clinic Diagnostic).
13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligativiu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic	Obligativiu
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8	Semnat electronic *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, termenul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată).	Obligativiu
4.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%: conform anexei nr.9 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției	Semnat electronic	Obligativiu
5.	Certificat a contului bancar	Semnat electronic	Obligativiu
6.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic	Obligativiu

7.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Semnat electronic	Obligativ
8.	Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice	Semnat electronic	Obligativ
9.	Lipsa datoriilor față de bugetul național	Semnat electronic Valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
10.	Garanția de bună execuție în valoare de 5%: conform anexei nr.10 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției	Semnat electronic	Obligativ
11.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativ
12.	Notă	Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard.	Obligativ la semnarea contractului
13.	Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.	Original, autentificat prin semnătura electronică	Obligativ la semnarea contractului

17. Garanția pentru ofertă, oferta va fi însoțită de o garanție pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9 din documentația standard sau garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **1%**, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: **IMSP Centrul de Sănătate Cahul**
- Denumirea Băncii: **MFTTCahul**
- Codul fiscal: **1013603001636**
- Contul de decontare: **MD34TRPCCF518430D00157AA**
- Notă Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, cuantumul **5 %**, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: **IMSP Centrul de Sănătate Cahul**
- Denumirea Băncii: **MFTTCahul**
- Codul fiscal: **1013603001636**
- Contul de decontare: **MD34TRPCCF518430D00157AA**

- Notă Garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: **Conform SIA RSAP.**

- pe: *Conform SIA RSAP.*

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile calendaristice.*

28. Locul deschiderii ofertelor: *Conform SIA RSAP*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat.*

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *Nu se aplică.*

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *se aplică.*

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 47 din 20 iunie 2025.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Conform SIA RSAP*

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu.*

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:



L.S.

Larisa Chiriac

Șef interimar IMSP CS Carul:

L.S.

Hagioglo Alexandru