

Lot 20

ispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)

Cod 280220 **ZEUS VISION**

Parametrul Specificația

Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă

Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz, --**500 KHz**

- **Main Frequency : 400, 500KHz**
- **Power Source : 100-240V~ 50/60Hz**
- **Protection Class : Class 1, Type CF**
- **Dimension(WxDxHmm) : 388×410×160**
- **Weight : 11Kg**

Canale de ieșire Monopolar izolat, **DA**



Accesorii pag 2.



HD02-01D
3pin Plug, Cable 3m

Comutator de picior tip pedală dublă **Accesorii pag 2.**

Double Foot Switch



FS02-01R
4pin Plug, Cable 4m

Bipolar obligatoriu

Moduri de lucru Monopolar Tăiere $\geq 400\text{ W}$

$\geq 300\text{ Ohm}$

Coagulare $\geq 150\text{ W}$

$\geq 250\text{ Ohm}$ -----120 W, 300 Ohm---Parametru alternativ

Bipolar Tăiere $\geq 120\text{ W}$

$\geq 200\text{ Ohm}$

Coagulare $\geq 120\text{ W}$

$\geq 100\text{ Ohm}$

Output Specification

Basic

Mode		Output Power
CUT	Pure	400W / 500 Ω
	Blend1	250W / 400 Ω
	Blend2	200W / 400 Ω
	Blend3	150W / 400 Ω
Coagulation	Soft	100W / 50 Ω
	Contact	120W / 300 Ω
	Spray	100W / 500 Ω
	Argon	100W / 500 Ω
Bipolar Coagulation	Standard	100W / 100 Ω
	Auto Start	100W / 100 Ω
	Forced	80W / 100 Ω
Bipolar Cut	Bip. Cut	120W / 500 Ω
	Bip. Blend	100W / 500 Ω
Endo Cut	Polypectomy	350W / 500 Ω

"Regimuri de lucru

preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri

• Memory Function


99 storages are available.]

Funcție de autotestare obligatoriu--Da- Declarația producătorului anexată.

Canal de ieșire independentă obligatoriu--Da

Indicatoare acustic—Da

● Back Side



● Back Side

① Speaker

The speaker generating alarms during the operation of electrosurgical unit.

vizual-Da

- ② Don't reduce the volume of display indication **sound**, which provides alarms to the operator during an operation of the surgical unit.

Control volum sunet obligatoriu-Da

ZEUS VISION

- With the adoption of touch screen, it is easy to select menu, operation functions and RF output.
- Menu and operation functions can be selected by Menu Button, Esc Button, Enter Button, Up Button and Down Button.
- The ON/OFF function of Touch Screen is provided.
- One equipment provides such functions that are required to perform an operation as Functional Cutting (Pure Cut, Blend1, Blend2, Blend3), Coagulation (Spray Coagulation, Contact Coagulation), Bipolar Coagulation (Bipolar Standard, Bipolar Auto Start, Bipolar Forced, Bipolar Cut, Bipolar Blend).
- Two Twin Button Handles provide remote-control function. (Select Cutting or Coagulation)
- Foot Switch is available for Cutting and Coagulating.
- It can be used by selecting the monopolar output (M1, M2).
- Microprocessor can straighten, stabilize the output.
- Operations of Cutting, Coagulation and Bipolar Coagulation can be distinct from each other by sound and indication lamp.
- Each application mode (Cutting, Coagulation, Bipolar Coagulation) has a different sound, which enables you to easily distinguish an operation type.
- If the area between a patient and the pad is not appropriate, REM(Return Electrode Monitoring) gives the alarm with a warning sound and stop an operation of the product to prevent a burning incident.
- The level of alarm sound can be adjusted during an operation of application mode.
- The selected output ratio of Cut, Coagulation, and Bipolar Coagulation will displayed by reenergizing the device after power OFF.
- 99 storages are available by using user storage function.
- The input power frequency 50Hz / 60Hz is automatically detected.

Accesorii

Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului

Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului

Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului

Reusable electrosurgical pencils

REUSABLE HAND SWITCH PENCILS					
REF	CABLE LENGTH	CONNECTOR	ELECTRODE	Ø	GUARANTEED STERILIZATIONS
F4141	300 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	30
F4141/EPB	300 cm	Erbe 5 mm	blade F4060	2,38 mm	30
F4151	500 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	30
F4243	320 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	100
F4244	300 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	100
F4254	500 cm	Valleylab	blade F4060	2,38 mm	100
F4246	300 cm	Valleylab	blade F4060/4	4,00 mm	100
F4256	500 cm	Valleylab	blade F4060/4	4,00 mm	100

Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului

Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului

Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului

Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului

Standard Accessories

Code No.	Name of Item				
FS02-01R	Double Foot Switch				
FS01-01R	Single Foot Switch * Not included in upgrade version				
HD02-01D	Disposable Twin Button Handle	FS02-01R	* FS01-01R	HD02-01D	HD01-02R
HD01-02R	Monopolar Handle & Cable				
PL02-01R	Silicon Patient Plate(240X150mm)				
PL03-02D	Disposable Patient Plate (5ea)	PL02-01R	PL03-02D	CA02-02R	CA03-01R
CA02-02R	Patient Return Plate Cable				
CA03-01R	Ground Cable				
CA01-02R	Bipolar Forceps Cable	CA01-02R	CA08-01R	BF01-01R	  
CA08-01R	Monopolar Connecting Cable(For Endo Cut*3Φ Connector)				
BF01-01R	Bipolar Forceps(Bayonet 17.8cm 1.0 Tip)				
EL01-02D	Electrode(Knife 2.4*70mm)				
EL02-02D	Electrode(Ball 5mm)				
EL03-02D	Electrode(Loop 6mm)				
EL04-02D	Electrode(Needle 2.4*70mm)				
EL04-04D	Electrode(Needle Angled 2.4*70mm)				