

|                                      |                      |                   |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Rev. 02 – 27.06.2016 | Modulo <b>STD</b> |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>ST30x</b> | <b>Cuscini gonfiabili MOPEDIA</b> |
|--------------|-----------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Dispositivo da utilizzare per la seduta del paziente

**Caratteristiche principali**

Cuscini gonfiabili in gomma per dare sollievo in caso di decorsi post-operatori, piaghe da decubito ed emorroidi. utilizzabili su sedie, carrozzine equalsiasi altra superficie piana.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>        | <i>MORETTI SPA</i> |
| <b>Paese di produzione</b>               | <i>CINA</i>        |
| <b>Classe di dispositivo 93/42</b>       | <i>Classe I</i>    |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>    | <i>41571</i>       |
| <b>Codice di classificazione CND</b>     | <i>V0803</i>       |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b> | <i>185767</i>      |

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Composizione</b> | <i>Gomma</i> |
|---------------------|--------------|

**VARIANTI**

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           | <b>ST304 – Cuscino gonfiabile 40 Cm</b> |
| <b>ST305 – Cuscino gonfiabile 42,5 Cm</b> | <b>ST306 – Cuscino gonfiabile 45 Cm</b> |