

### Specificații tehnice (F4.1)

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b>	<b>Achizitii.md ID 21036434; MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1613725202106 din „11” martie 2021</b>		
<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b>	<b>Reactive și consumabile pentru necesitățile laboratoarelor: BACTERIOLOGIC, ANATOMIA PATOLOGICĂ ȘI RADIOLOGIE</b>	Lot 38. ”Consumabile compatibile cu aparatul microbiologic VITEK 2 Compact”	Pagina: 1 din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7	8
1	33696000-5	<b>38.1</b>	Card pentru identificarea germenilor Gram-negativ (GN)	21341	Franța	BioMérieux	Compatibil cu aparatul microbiologic VITEK 2 Compact	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
2	33696000-5	<b>38.2</b>	Card pentru identificarea germenilor pozitiv	21342	Franța	BioMérieux	Compatibil cu aparatul microbiologic VITEK 2 Compact	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
3	33696000-5	<b>38.3</b>	Card pentru testarea sensibilității bacteriilor Grampozitive (Stafilococ, Enterococ, S.agalactiae)	22287	Franța	BioMérieux	Compatibil cu aparatul microbiologic VITEK 2 Compact	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
4	33696000-5	<b>38.4</b>	Card pentru testarea sensibilității Streptococcus	421040	Franța	BioMérieux	Compatibil cu aparatul microbiologic VITEK 2 Compact	VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
5	33696000-5	<b>38.5</b>	Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativi multirezistenți și Gram negativi nefermentativi, plus Colistina AST-N222	413083	Franța	BioMérieux	Compatibil cu aparatul microbiologic VITEK 2 Compact	AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilității bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO

**Semnat:**

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 09.03.2021