


SPECIFICAȚII TEHNICE


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750255607628 / 21435417 din 21.07.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)


Lot/ Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1/2	3	4	5	6	7	8
Lotul 11						
Masă pentru operații (caracteristici avansate)	HyBase V8 Classic	China	Mindray	Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei: Lungimea > 200 cm Lățimea cu șinile laterale > 55 cm Poziționarea mesei: Reglarea înălțimii minim 65 ±5cm pozitie jos și minim 100 ± 5 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirecțională > 30 cm Trendelenburg ≥ 35 grade	Da – Broșura HyBase V8 Classic, DataSheet HyBase V8 Classic și Manual de utilizare HyBase V8 Classic Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă – Broșura HyBase V8 Classic Masă de tip electrohidraulică - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 2.2 Main Components pag. 2-2 Mărimile blatului mesei: 206 cm (2060 mm) - DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1 59cm (590 mm) DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1 Poziționarea mesei: 60 cm (600 mm) – 105 cm (1050 mm) - DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1 Deplasare longitudinală bidirecțională 35cm (350mm): 16 cm + 19 cm - DataSheet HyBase V8 Classic/ Longitudinal slide pag. 2 Trendelenburg 36 grade - DataSheet HyBase V8 Classic / Tredenlenburg Position pag. 2	Registrul de stat: DM000555327

			Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Flex ≥ 220 grade Reflex ≥ 110 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade Secția spate de la +80 la -40 grade (minim) Secțiile picior: de la +20 la - 90 grade (minim) detașabile divizate Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului: Capacitate maximă de ridicare ≥ 350 kg Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie: Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Diametru roților ≥ 75 mm Roți pivotante pentru manevrare usoara a mesei da	Inversarea trendelemburgului 36 grade - DataSheet HyBase V8 Classic / Tredenlenburg Position pag. 2 Flex 220 grade - DataSheet HyBase V8 Classic / Flex Position pag. 2 Reflex 110 grade - DataSheet HyBase V8 Classic / Reflex Position pag. 2 5 secții - DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1 Da - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 2.3.6 Normal/Reverse Patient Orientation pag. 2 – 4 – 2 – 5 Înclinarea: 26 grade DataSheet HyBase V8 Classic / Lateral Tilt pag. 2 De la +80 la -40 grade - DataSheet HyBase V8 Classic / Back plate pag. 1 Secțiile picior: De la +20 la - 90 grade - DataSheet HyBase V8 Classic / Leg plate pag. 2 Secțiile picior detașabile și divizate - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 3.10.3 Leg Plate pag. 3-54 – 3-56 Secția cap de la +45 la - 90 grade - DataSheet HyBase V8 Classic / Head plate pag. 1 Greutatea pacientului: 460 kg - DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1 250 kg - DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1 Da - Broșura HyBase V8 Classic/ Flexibility for multiple disciplines pag. 4 Suport pentru casere X-Ray (PN: 0092-30-102641)  -Catalog Accesorii pag. 09 Da - Broșura HyBase V8 Classic/ Flexibility for multiple disciplines pag. 4 Da - Broșura HyBase V8 Classic pag. 2 Datorită suportului pentru casetele X-Ray (PN: 0092-30-102641), putem utiliza orice mărime de casetă. Da, dotată cu 4 roți pivotante - DataSheet HyBase V8 Classic / Four double-swivel/universal castors pag. 2 75 mm - DataSheet HyBase V8 Classic / Four double-swivel/universal castors pag. 2 4 roți pivotante pentru manevrare usoara a mesei- DataSheet HyBase V8 Classic / Four double-swivel/universal castors pag. 2	
--	--	--	--	--	--

				Saltea masă de operație: Grosimea ≥ 70 mm Saltea din spumă de memorie da Înveliș lavabil, impermeabil da Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) da Divizată pentru fiecare secție în parte da Sistem de frinare a bazei electrică Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei da Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări Telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir) da Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stâng și drept 1 set	Saltea masă de operație: Conform măsurătorii propriu-zise, grosimea saltelei este de 75 mm, așa cum reiese din fotografiile anexate (ultima pagină a fișierului PDF „HyBase V8 Classic_Brosura_Manual_Grosimea saltelei”) Saltea de decompresie cu 3 straturi cu memorie, cu înveliș fără de cusături externe, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice - Broșura HyBase V8 Classic/ Multi-Layer Decompression Pad pag. 5 Înveliș fără cusături externe, lavabil, impermeabil - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 5.4 Pad Cleaning and Disinfection pag. 5-5 – 5 -6 Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 5.3.1 Recomended Disinfectants pag. 5-3 – 5 -5 Divizata - Broșura HyBase V8 Classic Frina electrica - Broșura HyBase V8 Classic/ Optimal Stability/ Electric brake provides higher stability pag 4 12 tipuri de miscari electrice a compenentelor mesei - Broșura HyBase V8 Classic pag.2 100 – 240 V AC, 50/60Hz - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ A.2.1 AC Power pag. A-2 Autonomie pentru o săptămână - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ A.2.3 Operating table Batteries pag. A-2 2 telecomenzi incluse în ofertă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, una conectată prin fir și a 2-a wireless - Broșura HyBase V8 Classic/ Efficiency in every step/ Corded/wireless hand control pag. 6 Da - Broșura HyBase V8 Classic/ Efficiency in every step/ Override panel pag. 6 Buton „0” - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 3.3 Hand Control pag. 3-3 – 3-4 - Manual de utilizare HyBase V8 Classic/ 3.4 Override Panel pag. 3-45 Da - DataSheet HyBase V8 Classic pag. 1 Accesorii incluse în ofertă: - Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stâng și drept - 1 set (accesoriu standard inclus la procurarea mesei de operație)	
--	--	--	--	---	---	--

			Telecomandă cu fir 1 buc. Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc Mecanizme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit. Suport mâini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit. Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit. Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche Suport pentru mînă la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit.	- Telecomandă cu fir - 1 buc (accesoriu standard inclus la procurarea mesei de operație) - Telecomandă wireless (fără fir) - 1 buc (accesoriu opțional inclus la procurarea mesei de operație) Accesoriile sunt indicate în „Catalogul Accessories for operating tables”, inclus în apchetul de licitație: - Mecanizme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă) 2 unit. (PN: 115-093677-00)  - Suport mâini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare - 2 unit. (PN: 115-083165-00)  - Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare - 1 unit. (PN: 0092-30-102645)  - Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare - 1 pereche (PN: 115-093661-00)  - Suport pentru mînă la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare - 1 unit. (PN: 115-093679-00)	
--	--	--	--	--	--

				Masa Mayo cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit.	 - Masa Mayo cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. (PN: 115-095517-00)	
				Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanisme de fixare 1 unit.	 - Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanisme de fixare 1 unit. (PN: 115-093670-00)	
				Suport pentru fixarea piciorului în artroscopie cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit.	 - Suport pentru fixarea piciorului în artroscopie cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. (PN: 115-033413-00)	
				Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit.	 - Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înălțime, include mecanismul de fixare 1 unit. (PN: 115-033416-00)	
				Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 1 unit.	 - Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă 20x7x5 cm 1 unit. (PN: 115-005886-00)	
				Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm 1 unit.	 - Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime 50x15x4 cm 1 unit. (PN: 115-005811-00)	

				Suport pentru corp pentru expunerea pacientului in pozitie laterala, din gel, marimea $\geq 70 \times 45$ cm 1 unit.	 -Suport pentru corp pentru expunerea pacientului in pozitie laterala, din gel, marimea 72x46x15 cm 1 unit. (PN: 115-005811-00) 	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21 oficiu S108