

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21087582 / ocds-b3wdp1-MD-1691497412083 din 08.09.2023
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru aparataj medical, consumabilelor și dispozitivelor medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 34 Cearșaf medical de unică folosință	Dr.Marco Underpad 90X180	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Cearșaf medical de u/f d/s. nu mai mici de 80 x 180 cm. Material neșesut (polipropilenă). Unică folosință. Nesterile. Stratul exterior cu absorbant nu mai mic de 60 x 90 cm. Stratul inferior din polipropilenă ce împiedică scurgerea lichidelor.	caracteristicile produsului Dimensiuni 90x180 cm. Suprafața superioară din bumbac Țesătură super absorbantă Suprafata inferioara impermeabila Sistem special anti-alunecare https://www.sevinclersaglik.com/en/category/dr-marco-underpad-23.html	CE/ISO
Lotul 39 Pungă pentru răcire instant	ICE 0506	China	INTCO Medical (HK) Co., Limited	Punga pentru răcire instant se folosește imediat, fără să fie necesară congelarea prealabilă. Domeniul de utilizare: tratament imediat pentru traume musculare ale tendoanelor sau ligamentelor, contuzii, întinderi, entorse, luxații, hematoame, leziuni, hipotermie și în alte cazuri în care se	Pungă pentru răcire instant , 12.7*15.3CM, 109 grame. Reduce durerea si inflamatia. Domeniul de utilizare: hematoame, entorse, leziuni, hiper termie și in calte cazuri in care se cere aplicare de strat rece cu actiune analgezica locala.Poate fi folosita imediat, nu necesita congelare prealabila.	CE/Declarație de conformitate

				<p>cere aplicarea de strat rece cu acțiune analgezică locală. Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă. Termen de valabilitate minim 3 ani.</p>	<p>Mod de utilizare: Pasul 1. Comprimati volumul prin strangerea pungii astfel încât să se rupe buzunarul din interior al lichidului Pasul 2. Agitați scurt pentru a realiza amestecul Pasul 3. Aplicați peste partea corpului ce necesită intervenția și imobilizați punga prin aplicarea deasupra a unui bandaj Termen de valabilitate 5 ani Produs etichetat cu codul CE 0197 Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă. https://www.intcomedical.com/product/info/Instant-Cold-Pack.html</p>	
Lotul 41 Mănuși anticombustie	Mănuși cu gel "APPOLO"	Federația Rusă	Appolo	<p>Pachet steril cu mănuși și gel anticombustie.</p>	<p>Mănușile cu gel anti-arsuri „APPOLO” sunt confecționate dintr-o țesătură textilă sub formă de mănușă cu hidrogel aplicat pe ea cu includerea de anilocaină și iodovidonă. Perfect se modelează pe orice suprafață, chiar și între degete. Pansamentul cu gel anti-arsuri sub formă de mănușă nu se lipește de suprafața arsă, este îndepărtat fără durere în timpul îmbrăcării. Mănușile cu gel anti-arsuri „APPOLO” oferă: răcire instantanee a zonei arse cu efect de răcire prelungit; anestezia zonei arse; prevenirea formării de vezicule (pentru arsuri superficiale); îndepărtarea blândă a escarelor arsurilor (pentru arsuri profunde); prevenirea infecției rănilor; acțiune antimicrobiană. Dezvoltat în comun cu Institutul Rus de Chirurgie. A.V. Vișnevski. (Certificat de înregistrare nr. FSR 2009/05056) https://appolo.ru/catalog/gidrogelevaya-produkciya/rukavicy-protivoozhogovye-gelevye-appolo/</p>	Certificat de conformitate

<p>Lotul 42 Pansament anticombustie</p>	<p>"ОпикУн" 30x20 см 1-3020</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Zentex</p>	<p>Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust 20x30cm</p>	<p>Pansamente antimicrobiene cu gel "OpikUn" , produse de compania "Zentex" - un prim ajutor eficient pentru arsuri și răni deschise. Principalele proprietăți distinctive pansamentelor cu gel "OpikUn" utilizate în tratamentul arsurilor și rănilor: - complet gata de utilizare; - nu se lipesc de plaga, se îndepartează ușor în timpul pansamentelor, fără a leza zona arsura/plagii; - poate fi aplicat pe o arsura sau rană pe ambele părți; - nu creează disconfort și durere atunci când este aplicată pe o arsura sau rană; - au efect antimicrobian; - au efect antibacterian; - hidratează bine și răcește zona deteriorată a pielii; - previne arsurile în timpul arsurilor și rănilor; - elimină procesul inflamator, reduce durerea; - previne formarea veziculelor și hidropiziei, dacă se aplică imediat după o arsura; - promovează vindecarea rănilor și regenerarea pielii; - permiteți zonei afectate a pielii de sub bandaj să respire și să fie alimentată cu oxigen; - vă permite să introduceți în zona afectată substanțe medicinale sau anestezie direct prin bandaj fără a-l îndepărta. Sunt recomandate ca prim ajutor eficient, precum și pentru a accelera vindecarea și pentru a preveni complicațiile după arsuri și răni. Produsele "OpikUn" s-au dovedit a fi un prim ajutor extrem de eficient pentru arsuri de diferite severități și sunt, de asemenea, utilizate cu succes</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
--	---	----------------	---------------	--	--	-----------------------------------

					<p>în tratamentul arsurilor și rănilor deschise. Din 2014, sunt furnizate medicilor militari de pe front, unde și-au dovedit în mod repetat eficiența ridicată în lupta împotriva arsurilor și rănilor.</p> <p>https://zentex.ua/ru/katalog/opikun/gel-dressing/30x20cm/1-ru.html</p>	
<p>Lotul 43 Pansament atraumatic combinat compresiv cu absorbant</p>	<p>ППИ(Э) 10-1</p>	<p>Federația Rusă</p>	<p>Appolo</p>	<p>Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min 10 cm, lungime - min 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min 17 cm, lățime - min 9 cm</p>	<p>Conceput pentru a oferi primul ajutor pentru sine și asistență reciprocă victimelor accidentelor, accidentelor provocate de om și altor situații extreme, inclusiv în timpul operațiunilor militare. Designul original al produsului vă permite să utilizați eficient tehnica de întindere și răscucire a bandajului în timpul pansamentului, ceea ce vă permite să creați o presiune optimă asupra plăgii pentru a opri sângerarea. Produsul este un bandaj elastic de fixare („bandaj”), care include un element de strângere (un inel de sling textil rigid), un suport fix, un suport mobil și un element textil de fixare („Velcro”). PPI (E 10-1) are un tampon și două tipuri de execuție pe lățimea bandajului de 10 cm. Absorbantul are următoarele dimensiuni: 17 cm x 10 cm.</p> <p>Rolul bandajului elastic este cusut cu un fir, cu ajutorul căruia bandajul se fixează în stare răsucită. Acest lucru este necesar pentru ca produsul să nu se desfășoare spontan și, de asemenea, să vă permită să trageți liber bandajul rulat prin elementul de strângere (un inel de curele textile rigide).</p> <p>https://appolo.ru/catalog/perevyazochnye-sredstva/paket-perevyazochnyj-individualnyj-ppie-10-1/</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
<p>Lotul 44 Geantă medicală de prim ajutor</p>	<p>УМСП-01- ПМ</p>	<p>Federația Rusă</p>	<p>Medplant</p>	<p>Dimensiuni (mm): ≈ 440 x 252 x 330 (±1cm); Greutatea (kg): pînă la 2,6; Temperatura de operare (°C): de la -30 până</p>	<p>Dimensiuni (mm): ≈ 440 x 252 x 330 (±1cm); Greutatea (kg): pînă la 2,6; Temperatura de operare (°C): de la -30 până la +40; Material</p>	<p>Certificat de</p>

				<p>la +40; Material carcasă: plastic non-toxic de înaltă calitate, lavabil; Material nișă: izolon, care se folosește în industria medicală; Numărul de nișe rotunde de diferite dimensiuni (bucăți): fiole 2 ml ≈ 110-120 locuri, fiole 5 ml ≈ 40-50 locuri, fiole 10 ml de mărimi diferite ≈ 20-25 locuri, flacoane ≈ 5-7 locuri; Descrierea: Geantă profesională pentru urgențe medicale, lavabilă, cu compartimente interioare ajustabile, ce permit vizualizarea spațiului. Geanta cu miner comod dotată cu sistem de închidere trainic, care să excludă deschiderea în timpul transportării. Sistemul de prindere a părții flexibile va fi din metal dur. În interior 2 tăvi pentru fiole. Fante pentru instalarea plăcilor rigide, pereți despărțitori, împărțind interiorul ambalajului în compartimente. Nișele pentru fiole vor fi orientate în sus. Partea superioară a carcasei dotate cu clape (deschidere, închidere) ce permit deschiderea genții spre părțile laterale, în aripile care se deschid să fie instalate tăvile pentru fiole și flacoane. Atunci când se deschide ar trebui să fie prevăzută o orientare verticală constantă a fiolelor și flacoanelor, acces direct la conținutul tăvii și partea de jos a genții. Pe părțile laterale, exterioare vor fi aplicate benzi impregnate cu substanță reflectorizantă. Termen de garanție a genții minim 1 an.</p>	<p>carcasă: plastic non-toxic de înaltă calitate, lavabil; Material nișă: izolon, care se folosește în industria medicală; Numărul de nișe rotunde de diferite dimensiuni (bucăți): fiole 2 ml ≈ 110-120 locuri, fiole 5 ml ≈ 40-50 locuri, fiole 10 ml de mărimi diferite ≈ 20-25 locuri, flacoane ≈ 5-7 locuri; Descrierea: Geantă profesională pentru urgențe medicale, lavabilă, cu compartimente interioare ajustabile, ce permit vizualizarea spațiului. Geanta cu miner comod dotată cu sistem de închidere trainic, care să excludă deschiderea în timpul transportării. Sistemul de prindere a părții flexibile va fi din metal dur. În interior 2 tăvi pentru fiole. Fante pentru instalarea plăcilor rigide, pereți despărțitori, împărțind interiorul ambalajului în compartimente. Nișele pentru fiole vor fi orientate în sus. Partea superioară a carcasei dotate cu clape (deschidere, închidere) ce permit deschiderea genții spre părțile laterale, în aripile care se deschid să fie instalate tăvile pentru fiole și flacoane. Atunci când se deschide ar trebui să fie prevăzută o orientare verticală constantă a fiolelor și flacoanelor, acces direct la conținutul tăvii și partea de jos a genții. Pe părțile laterale, exterioare vor fi aplicate benzi impregnate cu substanță reflectorizantă. Termen de garanție a genții minim 1 an. https://medplant.ru/catalog/ukladki-vracha-skoroy-meditsinskoy-pomoshchi-serii-umsp-01-pm/</p>	conformitate
--	--	--	--	--	---	--------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90 Email: medglobalfarm@mail.ru Site: www.medglobalfarm.md