

Ukraine, 04136, city Kyiv,  
 Viktora Nekrasova st., 3  
<https://zavet.kiev.ua>  
 Tel.: +38-067-462-69-42  
 fax.+38-044-33-44-335  
 zavet.trade@gmail.com

COMPANY ZAPOVIT SUBSIDIARY



ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  
 «КОМПАНІЯ ЗАПОВІТ»

Україна, 04136, м. Київ,  
 вул. Віктора Некрасова, 3  
<https://zavet.kiev.ua>  
 Тел.:+38-067-462-69-42  
 факс.:+38-044-33-44-335  
 zavet.trade@gmail.com

Нр. лот	Название	Описание
1		<p>Столик инструментальный СИ-5 предназначен для размещения медицинских инструментов во время проведения различных операций, манипуляций и процедур в медицинских и лабораторных кабинетах, Столик полностью изготовлен из нержавеющей стали. Верхняя и нижняя полки изготавливаются из нержавеющей стали.          Поворотные резиновые колеса: 4 колеса, 2 с тормозом          Габаритные размеры, мм: (дов*гл*вис): 620*480*900.          Рабочая поверхность полок, мм, (Д*Ш) - 535*415          Расстояние от пола до нижней полки, мм – 420          Расстояние между полками, мм – 320          Высота ручек, мм – 100          Максимальная статическая нагрузка (равномерно распределенная), кг – 25,0          Вес нетто, кг – 9,9          Средний полный срок службы, лет, не менее – 5</p>
2		<p>Столик инструментальный СИ-5 Евро на 3 полки предназначен для размещения медицинских инструментов при проведении различных операций, манипуляций и процедур в медицинских и лабораторных кабинетах.          Стол изготовлен из нержавеющей стали. Полки: 3 шт., с приподнятыми бортами          Поворотные резиновые колеса: 4 колеса, 2 с тормозом          Сатинированная нержавеющая сталь AISI 304, толщина не менее 0,8 мм          Статическая нагрузка (равномерно распределенная), кг – 25,0          Габаритные размеры (дл*гл*выс, мм): 620*470*900          Размер полки, мм: 540*420</p>
6		<p>Медицинская ширма ШП-3 является оптимальным решением для выделения рабочих в средних и больших медицинских и косметологических кабинетах. Ширма ШП-3 состоит из трех секций, соединенных между собой металлическими петлями и установленными на пластиковые колеса. Конструкция ширмы позволяет устанавливать секции под любым углом друг к другу.           Габаритные размеры ШП-3: 2220*520*1810 мм.</p>
7		<p>Медицинская ширма ШП-2 применяется для выделения рабочих зон до 1,5м, при этом ее конструкция позволяет устанавливать секции под любым углом друг к другу. Две секции ширмы соединены между собой металлическими петлями и установлены на пластиковые колеса.           Габаритные размеры ШП-2: 1480*520*1810 мм.</p>

11		<p>Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КРП с держателем рулонов.</p> <p>Кушетка представляет собой разборный металлический каркас, на котором установлено мягкое ложе. Ложе кушетки состоит из двух секций: фиксированной и подвижной (подголовника). Угол наклона подголовника регулируется в диапазоне <math>0 \div 45^\circ</math>, что позволяет пациенту принять более удобное положение.</p> <p>Ножки кушетки установлены на пластиковые опоры. Каркас кушетки выполнен из стальной профильной трубы 25x25мм и окрашен белой порошковой краской RAL, которая обладает антибактериальными свойствами и допускает обработку дезинфицирующими растворами.</p> <p>Ложе кушетки выполнено из ДСП толщиной 16мм, поролон толщиной 20мм и обтянуто искусственной кожей. Наличие держателя рулона бумаги</p> <p>Габаритные размеры кушетки, мм (ДxШxВ) 1900*580*530</p> <p>Длина фиксированной секции ложе, мм 1490</p> <p>Длина подвижной секции ложе (подголовника), мм 375</p> <p>Угол наклона подголовника <math>0 \div 45^\circ</math></p> <p>Допустимая нагрузка, кг 150,0</p> <p>Вес нетто, кг 20,0</p> <p>Средний полный срок службы, лет, не менее 5</p>
12		<p>Столик манипуляционный СМ-3 новой модификации предназначен для размещения инструментов и материалов во время проведения различных манипуляций. Столик состоит из металлического каркаса, на который установлен ящик и две металлические полки, для размещения инструмента. Столик окрашен белой антибактериальной порошковой краской, которая легко обрабатывается растворами. Фасад ящика под заказ может окрашиваться в разные цвета. Для удобного перемещения столик оснащен четырьмя колесами (два из которых с тормозами). Столик предлагается в двух размерах, глубиной 420мм и 520мм.</p> <p>Простота, удобство и функциональность конструкции столика СМ-3 позволяет использовать его в разных медицинских и специализированных заведениях. Столик поставляется в разобранном виде.</p> <p>Габаритные размеры (вариант 2), мм: 590*520*880.</p> <p>Допустимая нагрузка на столик – до 25 кг.</p>
15		<p>Столик инструментальный СИ-5Е Евро на 3 полки предназначен для размещения медицинских инструментов при проведении различных операций, манипуляций и процедур в медицинских и лабораторных кабинетах.</p> <p>Стол изготовлен из металлического профиля и окрашен белой порошковой краской. Полки: 3 шт., с приподнятыми бортами</p> <p>Сатинированная нержавеющая сталь AISI 304, толщина не менее 0,8 мм</p> <p>Габаритные размеры (дл*гл*выс, мм): 620*470*900</p> <p>Размер полки, мм: 540*420</p>
19		<p>Столик инструментальный СИ-5 имеет разборную конструкцию. Основание столика составляет металлический каркас, на котором размещены две полки из нержавеющей стали. Каркас столика состоит из двух вертикальных стоек, соединенных между собой рамками (полкодержателями), обеспечивающими жесткость конструкции и удержание полок. Для обеспечения мобильности столик оснащен четырьмя самопозиционными колесами Ø40 мм. Части стоек, выступающих над уровнем верхней полки, выполняют функцию ручек при перемещении столика. Стойки столика выполнены из стальной профильной трубы 20x20мм, рамки под полки - из стальной профильной трубы 20x20мм и стального листа толщиной 0,8мм. Полки выполнены из нержавеющей стали, толщиной 0,8мм. Столик окрашен белой порошковой краской RAL, обладающей антибактериальными свойствами и допускающей обработку дезинфицирующими растворами.</p> <p>Габаритные размеры столика, мм (Д*Ш*В) – 660*480*905</p>

		<p>Размеры столика, мм, (Д*Ш*В) – 620*480*905          Рабочая поверхность полок, мм, (Д*Ш) - 535*415          Расстояние от пола до нижней полки, мм – 420          Расстояние между полками, мм – 320          Высота ручек, мм – 100          Максимальная статическая нагрузка (равномерно распределенная), кг – 25,0          Вес нетто, кг – 9,9          Средний полный срок службы, лет, не менее – 5</p>
22		<p>Столик манипуляционный СМ-3 предназначен для размещения инструментов и материалов во время проведения различных манипуляций. Столик состоит из металлического каркаса, на который установлен ящик и две металлические полки, для размещения инструмента. Столик полностью изготовлен из технической нержавеющей стали, которая легко обрабатывается растворами. Для удобного перемещения столик оснащен четырьмя колесами (два из которых с тормозами). Простота, удобство и функциональность конструкции столика СМ-3 позволяет использовать его в разных медицинских и специализированных заведениях. Столик поставляется в разобранном виде. Габаритные размеры, мм: 590*420*880.</p>
24		<p>Шкаф медицинский ШМ-2С          Шкаф представляет собой двухстворчатую разборную металлическую конструкцию, установленную на ножках с регулируемыми опорами. Шкаф разделен на два отделения. Верхнее отделение шкафа оборудовано двумя полками. Дверь верхнего отделения шкафа выполнена в виде металлических рам со стеклянными вставками, что позволяет видеть содержимое отделения не открывая его. Нижнее отделение шкафа выполнено в виде сейфа, оборудовано одной полкой и металлической дверью. Дверь верхнего и нижнего отделений шкафа запирается на замок. Шкаф выполнен из стальной профильной трубы 20x20мм и стального листа толщиной 0,8мм. Полки выполнены из стального листа толщиной 0,8 мм. Дверь верхнего отделения шкафа выполнена из стекла толщиной 4мм. Шкаф окрашен белой порошковой краской RAL, обладает антибактериальными свойствами и допускает обработку дезинфицирующими растворами.          Габаритные размеры шкафа, мм (ДxГxВ) 985*430*1635          Размеры шкафа, мм (ДxГxВ) 960*405*1610          Высота верхнего отделения, мм 880          Высота нижнего отделения (сейфа), мм 560          Размеры полки, мм, (ДxШ) 950x355          Расстояние от пола до дна шкафа, мм 135          Регулировка высоты, мм +20          Расстояние до полки нижнего отделения (снизу вверх), мм 310,230          Расстояние между полками верхнего отделения (снизу вверх), мм 305,280,245          Допустимая статическая нагрузка на одну полку, кг, не более 16,0          Вес нетто, кг 59,0          Средний полный срок службы, лет, не менее 5</p>
30		<p>Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КРП евро используется во всех медицинских кабинетах и других заведениях при проведении осмотра и выполнении различных процедур. Кушетка представляет собой металлический каркас, окрашенный белой антибактериальной порошковой краской (RAL). На каркас установлено мягкое ложе с регулируемым по углу наклона подголовником. Угол подъема подголовника регулируется вручную (0-45). Для оббивки ложа используется экокожа, производителя SKADEN. В ножной части кушетки КРП евро, под ложем, установлен полотенце держатель, на котором можно размещать рулоны шириной 600-800мм. Для оптимизации транспортировки товар поставляется в разобранном виде. Кушетка КРП евро №2:</p>

		<p>Габаритные размеры, мм: длина – 1950±10, ширина – 750±10 высота – 600±10.          Вес кушетки, кг – не более 32.          Допустимая нагрузка массой, кг – 200.</p>
39		<p>Столик манипуляционный СМ-3Е          Габаритные размеры столика, мм (Д*Ш*В) (с учетом всех выступающих частей) 595*445*880 Размеры столика, мм (Д*Ш*В) 590*420*880          Высота фасада ящика, мм 140          Внутренние размеры ящика, мм (Д*Ш*В) 450*325*100          Рабочая поверхность верхней полки, мм (Д*Ш) 503*370          Рабочая поверхность нижней полки, мм (Д*Ш) 515*385          Расстояние от пола до нижней полки, мм 130          Расстояние от нижней полки до дна короба, мм 300          Высота ручек, мм 50          Статическая нагрузка (равномерно распределенная), кг, не менее 25,0          Вес нетто, кг 20,7          Средний полный срок службы, лет, не менее 5. Полка сверху и снизу с приподнятыми бортами нержавеющей сталь AISI 304, сатинированная, толщина не менее 0,8 мм</p>