

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706176072319 din 02.02.2024

Obiectul achiziției: Seturi de diagnostic serologia virală și pesta porcină africană / LDSA

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Set de diagnostic	Z-Path-NDV genesig Real-time PCR detection kit for NDV, 150 reacții	UK	Primerdesign Ltd	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la boala de Newcastle.</p> <p>Componența:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amestec de primer/sonde specifice pentru NDV (150 reacții), macate cu FAM • control pozitiv NDV • amestec primeri/sonde pentru control intern de extracție, marcate cu VIC • secvența RNA control intern (150 reacții) • amestec primer/sonde pentru control endogen (150 reacții) marcate cu FAM • apa fără RNase/DNase • soluție tampon de resuspendare a controalelor și prepararea curbei standard • master mix de reacție one-step, 150 reacții <p>Setul este compatibil cu orice instrument care au sistem optic de detecție pentru FAM și VIC: Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).</p>	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la boala de Newcastle.</p> <p>Componența:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amestec de primer/sonde specifice pentru NDV (150 reacții), macate cu FAM • control pozitiv NDV • amestec primeri/sonde pentru control intern de extracție, marcate cu VIC • secvența RNA control intern (150 reacții) • amestec primer/sonde pentru control endogen (150 reacții) marcate cu FAM • apa fără RNase/DNase • soluție tampon de resuspendare a controalelor și prepararea curbei standard • master mix de reacție one-step, 150 reacții <p>Kitul este compatibil cu orice platforma care poate rula reacții de tip TaqMan și dispune de canale de fluorescență pentru FAM și VIC</p>	CE/ISO
7	Set de diagnostic	Z-Path-ASFV genesig Real-time PCR detection kit for ASFV, 150 reacții	UK	Primerdesign Ltd	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Pesta porcină africană.</p> <p>Kitul este o PCR duplex în timp real pentru detectarea ADN-ului virusului pestei porcine africane (ASFV) în ser, sânge integral și probe de țesut de porci, folosind primer și sonde TaqMan</p> <p>Componența:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amestec de primer/sonde specifice pentru ASFV (150 reacții), macate cu FAM • control pozitiv ASFV • amestec primeri/sonde pentru control intern de extracție, marcate cu VIC • secvența DNA control intern (150 reacții) • amestec primer/sonde pentru control endogen (150 reacții) marcate cu FAM • apa fără RNase/DNase • soluție tampon de resuspendare a controalelor și prepararea curbei standard • master mix de reacție one-step, 150 reacții <p>Setul este compatibil cu orice instrument care au sistem optic de detecție pentru FAM și VIC: Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).</p>	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Pesta porcină africană.</p> <p>Kitul este o PCR duplex în timp real pentru detectarea ADN-ului virusului pestei porcine africane (ASFV) în ser, sânge integral și probe de țesut de porci, folosind primer și sonde TaqMan</p> <p>Componența:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amestec de primer/sonde specifice pentru ASFV (150 reacții), macate cu FAM • control pozitiv ASFV • amestec primeri/sonde pentru control intern de extracție, marcate cu VIC • secvența DNA control intern (150 reacții) • amestec primer/sonde pentru control endogen (150 reacții) marcate cu FAM • apa fără RNase/DNase • soluție tampon de resuspendare a controalelor și prepararea curbei standard • master mix de reacție one-step, 150 reacții <p>Kitul este compatibil cu orice platforma care poate rula reacții de tip TaqMan și dispune de canale de fluorescență pentru FAM și VIC</p>	CE/ISO
8	Set de diagnostic	Z-Path-WNV genesig Real-time PCR detection kit for West Nile Virus, 150 reacții	UK	Primerdesign Ltd	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Febra West Nile</p> <p>Componența:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amestec de primer/sonde specifice pentru WNV(150 reacții), macate cu FAM • control pozitiv WNV • amestec primeri/sonde pentru control intern de extracție, marcate cu VIC • secvența RNA control intern (150 reacții) • amestec primer/sonde pentru control endogen (150 reacții) marcate cu FAM • apa fără RNase/DNase • soluție tampon de resuspendare a controalelor și prepararea curbei standard • master mix de reacție one-step, 150 reacții <p>Setul este compatibil cu orice instrument care au sistem optic de detecție pentru FAM și VIC: Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).</p>	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Febra West Nile</p> <p>Componența:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amestec de primer/sonde specifice pentru WNV(150 reacții), macate cu FAM • control pozitiv WNV • amestec primeri/sonde pentru control intern de extracție, marcate cu VIC • secvența RNA control intern (150 reacții) • amestec primer/sonde pentru control endogen (150 reacții) marcate cu FAM • apa fără RNase/DNase • soluție tampon de resuspendare a controalelor și prepararea curbei standard • master mix de reacție one-step, 150 reacții <p>Kitul este compatibil cu orice platforma care poate rula reacții de tip TaqMan și dispune de canale de fluorescență pentru FAM și VIC</p>	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levița Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2