

Anexa 3 Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții), MYS-5410NE, LOT 3, Meyosis
Nr. de Inregistrare AMDM:DM000396183

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg- Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea lavabila ortopedică inclusă	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare – pag.1 Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 7 poziții - pag.2 Tip pacient adult – pag.2 Controlul pacientului tip: Toate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice - pag.2 Funcționalități: poziționare sedentară - pag.2,3 poziționare Trendelenburg - pag.2,3 poziționare anti-Trendelenburg - pag.2,3 Controlul de către asistentă- pag.2 Blocarea control pacient - pag.2 Greutatea maximă admisă de încărcare: Cu etichetă pe pat - 250 kg - pag.2,3 Înălțime Ajustabilă interval 40-80 cm - pag.2,3 Rotile: Diametru - 12.5 cm - pag.2 Sistem de blocare – system centralizat de frinzare pentru toate rotile – pag. 2 Parapete de protecție laterale - pag.2 Extensia lungimii patului opțională Secțiunea spate are cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm - pag. 2 Cintar electronic pacient – pag. 2 Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică -da, patul este dotat cu baterie – pag. 2 Alimentare 220 V, 50 Hz – pag.2 Saltele lavabile ortopedică inclusă (MYS-100S)– pag.2

MYS-5410NE

4 MOTORS ICU HOSPITAL BED
LOT NO. 3



Meyosis®

www.meyosis.com

MYS-5410NE

GENERAL SPECIFICATIONS

- The hospital bed has a total of 7 operation angles.
- It supports sitting, trendelenburg, reverse trendelenburg, vascular and fowler positions.
- The bed is adult type.
- All buttons on the lockable nurse control panel and hand controller are accompanied with graphic symbol.
- It can do trendelenburg up to 16° and reverse trendelenburg up to 16°.
- The backrest angle can be set up to 70°.
- A weighing scale is integrated.
- It has a frame for X-Ray cassette/detector with the measurements of 43*43 cm.
- The bed has an electronic patient scale which can weigh up to 250 kg and the safe loading limit is 250 kg.
- There is a frame for identification label at the foot board.
- Height can be adjusted from 40 cm to 80 cm.
- Castors have a diameter of 12,5 cm.

- The wheels are equipped with a central lock mechanism and directional lock.
- The bed can do a CPR position in case of an emergency.
- It has a 4 piece ABS material side rail group.
- It has a 4 piece easy to clean lying surface.
- The package includes an orthopedic, anti-bacterial, liquid proof, breathable, flammable, 14 cm thick mattress with zippered cover (MYS-100S).
- Battery is included to be used in the adjustment of critical sections in case of power failure.
- There are 4 rubber material, shock absorber corner bumpers to secure the patient.
- The motors are supplied with 220V and 50Hz power.
- Height adjustable IV pole.



Sliding Backrest

The sliding backrest protects the patient and prevents uncomfortable forces during position adjustments.

Position Safety

Side rails provide support for patients. The head-end grip bars make bed maneuvering easier.

Collision Prevention

Wall bumper cones protect the bed and room furniture from damage.

Control Panel

Positions can be adjusted electronically via the buttons on the control panel.

Hygienic Mattress Bases

4-piece easy-to-clean ABS plastic mattress surface.

Height Adjustment Range

The 40 cm – 80 cm height range helps prevent patient falls and ensures a comfortable working environment for healthcare staff..

Cross Brake

360° rotatable cross brake system castors.



OPERATION ANGLES



Vascular
0° - 30°



Knee Movement



Back
Movement
0° - 70°



Leg Movement
0° - 30°



Trendelenburg
0° - 16°




Height



Cardiac

DIMENSIONS



TECHNICAL SPECIFICATONS



125 kg



Max. 250 kg



Battery



4 Motors



110-220V
50-60hz

